

Delkontrakt 1: Senger, madrasser og bord									
	Produkt og beskrivelse med minimumskrav	Evalueringskrav	Produsentens artikkelnr	Størrelse(der det er relevant for bredde,lengde,høyde)	Tilgjengelige materialer og farger	Enhet	Tilbudspris / nettoppris pr. enhet u/ mva	Leveringstid (maks. 30 arbeidsdager fra bestillingsdato)	Merknader / informasjon
	Senger								
	Sykehjemssenger								
1	Sykehjemsseng til madrass 90x200cm, vertikaldelt sengegrind Safe Working Load(SWL) skal være minimum 225 kg. Sengen skal ha firedelt liggeflate. Det skal være elektrisk og låsbar regulering av høyde, ryggdel, sete, lårdel og leggdel. Sengen skal leveres med håndkontroll. Sengen skal leveres med vertikaldelt nedfellbar sidegrind på hver side. Det skal være mulig med Trendelenburgleie positivt og negativt. Sengen skal ha sentralbrems. Lengden skal kunne reguleres og forlenges med minimum 20 cm. Det skal være mulig med liggeflateforlenger. Sengen skal ha feste til løfteboyle (søsterhjelp) og sengebånd. Det skal være friområde på minimum 15 cm under sengen.	-Sengen bør ha strømkabel(spiralkabel) til seng og håndkontroll. Kabelen bør kunne festes under sengen så den ikke slenger under sengen. -Sengen bør kunne senkes ned til setehøyde ca 25 cm. -Det bør være mulig å fjerne endegavler. -Sengen bør ha mulighet for å feste leselampe. -Sengen bør ha kontrastfarger. -Sengen bør ha et hjemlig utseende. -Sengen bør kunne leveres i flere farger og materialer. Oppdragsgiver vil i tillegg vurdere brukervennlighet og funksjonalitet - herunder utforming, hvor enkel sengen er å manøvrere og betjene, og ergonomi, renhold, og muligheter for å kunne koble til velferdsteknologi. (inntil 5 poeng)	628012	Høyde sengeflate 29.5 cm. SWL 275 kg Brukervekt 240 kg	Kontrastfarger: Cherry+Cacao er standard farge.	Stk	kr 17 490,00	Normal leveringstid 10 arbeidsdager, maksimalt 30 arbeidsdager	SENTIDA 6
2	Sykehjemsseng til madrass 90x200cm, hel sengegrind Safe Working Load(SWL) skal være minimum 225 kg. Sengen skal ha firedelt liggeflate. Det skal være elektrisk og låsbar regulering av høyde, ryggdel, sete, lårdel og leggdel. Sengen skal leveres med håndkontroll. Sengen skal leveres med nedfellbar hel sengegrind på hver side. Det skal være mulig med Trendelenburgleie positivt og negativt. Sengen skal ha sentralbrems. Lengden skal kunne reguleres og forlenges med minimum 20 cm. Det skal være mulig med liggeflateforlenger. Sengen skal ha feste til løfteboyle (søsterhjelp) og sengebånd. Det skal være friområde på minimum 15 cm under sengen.	-Sengen bør ha strømkabel(spiralkabel) til seng og håndkontroll. Kabelen bør kunne festes under sengen så den ikke slenger under sengen. -Sengen bør kunne senkes ned til setehøyde ca 25 cm. -Det bør være mulig å fjerne endegavler. -Sengen bør ha mulighet for å feste leselampe. -Sengen bør ha kontrastfarger. -Sengen bør ha et hjemlig utseende. -Sengen bør kunne leveres i flere farger og materialer. Oppdragsgiver vil i tillegg vurdere brukervennlighet og funksjonalitet - herunder utforming, hvor enkel sengen er å manøvrere og betjene, og ergonomi, renhold, og muligheter for å kunne koble til velferdsteknologi. (inntil 5 poeng)	628045	Høyde sengeflate 29.5 cm. SWL 275 kg Brukervekt 240 kg	Kontrastfarger: Cherry+Cacao er standard farge.	Stk	kr 13 950,00	Normal leveringstid 10 arbeidsdager, maksimalt 30 arbeidsdager	SENTIDA 6
	Sykehussenger								

3	Sykehusseng til madrass 90x200cm, vertikal delt sengegrind Safe Working Load(SWL) skal være minimum 225 kg.Sengen skal ha firedelt liggeflate. Det skal være elektrisk og låsbar regulering av høyde, ryggdel, sete, lårdel og leggdel. Sengen skal leveres med håndkontroll for pasient som er lett å manøvrere og få tak i ved ulike festeanordninger til sengen avhengig av pasientens leie. Sengen skal ha betjeningspanel for helsepersonell i fotenden.Sengen skal leveres med nedfellbar vertikal delt sidegrind på hver side. Det skal være mulig å feste infusjonsstativ. Det skal være mulig å gi hjertekompresjon i sengen. Det skal være mulig med Trendelenburgleie positivt og negativt. Sengen skal ha sentralbrems. Det skal være mulig å fjerne endegavler. Sengens lengde skal kunne reguleres og forlenges med minimum 20 cm. Sengen skal ha feste til løfteboyle (søsterhjelp) og sengebånd. Sengen, inkludert endegavler og sengegrinder skal tåle vask under høyt trykk i sengevaskemaskin. Det skal være friområde på minimum 15 cm under sengen. .	-Sengen bør ha strømkabel(spiralkabel) til seng og håndkontroll. Kabelen bør kunne festes under sengen så den ikke slenger under sengen. -Sengen bør kunne senkes ned til setehøyde 25-30 cm -Sengen bør ha mulighet for å feste leselampe. -Sengen bør ha fendere. -Sengen bør ha mulighet for oppheng av utstyr som urinposer og dren. -Hjulene bør være antistatiske -Endegavler bør kunne fjernes på en rask og enkel måte i akutte situasjoner. Oppdragsgiver vil i tilleggvurdere brukervennlighet og funksjonalitet - herunder utforming, hvor enkel sengen er å betjene, ergonomi, renhold, og muligheter for å kunne koble til velferdsteknologi (inntil 5 poeng).	628080	90x200 SWL 250 kg Brukervekt 215 kg	Standard farge bok	Stk	kr	27 100,00	Normal leveringstid 10 arbeidsdager, maksimalt 30 arbeidsdager	IMAGE 3W
4	Sykehusseng til madrass 90x200cm, hel sengegrind Safe Working Load(SWL) skal være minimum 225 kg.Sengen skal ha firedelt liggeflate. Det skal være elektrisk og låsbar regulering av høyde, ryggdel, sete, lårdel og leggdel. Sengen skal leveres med håndkontroll for pasient som er lett å manøvrere og få tak i ved ulike festeanordninger til sengen avhengig av pasientens leie. Sengen skal ha betjeningspanel for helsepersonell i fotenden.Sengen skal leveres med nedfellbar hel sengegrind på hver side. Det skal være mulig å feste infusjonsstativ. Det skal være mulig å gi hjertekompresjon i sengen. Det skal være mulig med Trendelenburgleie positivt og negativt. Sengen skal ha sentralbrems. Det skal være mulig å fjerne endegavler. Sengens lengde skal kunne reguleres og forlenges med minimum 20 cm. Sengen skal ha feste til løfteboyle (søsterhjelp) og sengebånd. Sengen, inkludert endegavler og sidegrinder skal tåle vask under høyt trykk i sengevaskemaskin. Det skal være friområde på minimum 15 cm under sengen.	-Sengen bør ha strømkabel(spiralkabel) til seng og håndkontroll. Kabelen bør kunne festes under sengen så den ikke slenger under sengen. -Sengen bør kunne senkes ned til setehøyde 25-30 cm -Sengen bør ha mulighet for å feste leselampe. -Sengen bør ha fendere. -Sengen bør ha mulighet for oppheng av utstyr som urinposer og dren. -Hjulene bør være antistatiske -Endegavler bør kunne fjernes på en rask og enkel måte i akutte situasjoner. Oppdragsgiver vil i tilleggvurdere brukervennlighet og funksjonalitet - herunder utforming, hvor enkel sengen er å betjene, ergonomi, renhold, og muligheter for å kunne koble til velferdsteknologi (inntil 5 poeng).	628085	90x200 SWL 265 kg Brukervekt 230 kg	Standard farge bok	Stk	kr	27 980,00	Normal leveringstid 10 arbeidsdager, maksimalt 30 arbeidsdager	IMAGE 3W NBI Bestillingsvare
Madrasser										
Standard madrasser										
5	Madrass 90x200 cm Minimum brukervekt 120 kg. Middels risiko for trykksår. Madrassen skal ikke være i viskoelastisk skum.Madrassen skal ha inkontinentstrekk som skal kunne vaskes på 90 grader eller kunne sprites/desinfiseres.Madrassen skal ha forebyggende trykkavlastning på minst en side. Madrassens tykkelse skal være minimum 14 cm. Madrassen skal være tilpasset tilbudt seng.	-Madrassen bør ha soner for å oppnå best mulig trykkfordeling. -Madrassen bør ha trekk av pustende, temperaturfølsomt materiale. -Madrassen bør ha vanntett glidlås eller leppe over glidelås. -Madrassen bør kunne vendes og ha samme trykkavlastningsgrad på begge sider. -Madrassen bør ha bærehåndtak på minst en side. -Madrassen bør ha brukervekt utover minimumskrav	622700	Brukervekt 150 kg		Stk	kr	2 190,00	5 arbeidsdager	Madrass Care

6	Madrass 90x220 cm Minimum brukervekt 120 kg. Middels risiko for trykksår. Madrassen skal ikke være i viskoelastisk skum. Madrassen skal ha inkontinenstrekk som skal kunne vaskes på 90 grader eller kunne sprites/desinfiseres.Madrassen skal ha forebyggende trykkavlastning på minst en side. Madrassens tykkelse skal være minimum 14 cm. Madrassen skal være tilpasset tilbudt seng.	- Madrassen bør ha soner for å oppnå best mulig trykkfordeling. - Madrassen bør ha trekk av pustende, temperaturfølsomt materiale. - Madrassen bør ha vanntett glidlås eller leppe over glidelås. - Madrassen bør kunne vendes og ha samme trykkavlastningsgrad på begge sider. - Madrassen bør ha bærehåndtak på minst en side. - Madrassen bør ha brukervekt utover minimumskrav	622702	Brukervekt 150 kg		Stk	kr	2 550,00	5 arbeidsdager	Madrass Care
7	Madrass 85x200 cm Minimum brukervekt 120 kg. Middels risiko for trykksår. Madrassen skal ikke være i viskoelastisk skum.Madrassen skal ha inkontinenstrekk som skal kunne vaskes på 90 grader eller kunne sprites/desinfiseres.Madrassen skal ha forebyggende trykkavlastning på minst en side. Madrassens tykkelse skal være minimum 14 cm. Madrassen skal være tilpasset tilbudt seng.	- Madrassen bør ha soner for å oppnå best mulig trykkfordeling. - Madrassen bør ha trekk av pustende, temperaturfølsomt materiale. - Madrassen bør ha vanntett glidlås eller leppe over glidelås. - Madrassen bør kunne vendes og ha samme trykkavlastningsgrad på begge sider. - Madrassen bør ha bærehåndtak på minst en side. - Madrassen bør ha brukervekt utover minimumskrav	622704	Brukervekt 150 kg		Stk	kr	2 190,00	5 arbeidsdager	Madrass Care
8	Madrass 85x220 cm Minimum brukervekt 120 kg. Middels risiko for trykksår. Madrassen skal ikke være i viskoelastisk skum.Madrassen skal ha inkontinenstrekk som skal kunne vaskes på 90 grader eller kunne sprites/desinfiseres. Madrassen skal ha forebyggende trykkavlastning på minst en side. Madrassens tykkelse skal være minimum 14 cm. Madrassen skal være tilpasset tilbudt seng.	- Madrassen bør ha soner for å oppnå best mulig trykkfordeling. - Madrassen bør ha trekk av pustende, temperaturfølsomt materiale. - Madrassen bør ha vanntett glidlås eller leppe over glidelås. - Madrassen bør kunne vendes og ha samme trykkavlastningsgrad på begge sider. - Madrassen bør ha bærehåndtak på minst en side. - Madrassen bør ha brukervekt utover minimumskrav	622706	Brukervekt 150 kg		Stk	kr	2 550,00	5 arbeidsdager	Madrass Care
Overmadrasser										
9	Statisk trykkavlastende overmadrass 90x200 cm (ca. 5 cm tykkelse) Middels risiko for trykksår.	Oppdragsgiver vil vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet - herunder enkel betjening, fuktavledning og trykkavlastning (inntil 3 poeng)	622720	Brukervekt 150 kg.		Stk	kr	1 795,00	5 arbeidsdager	Madrass Basic Tykkelse 7 cm
10	Statisk trykkavlastende overmadrass 90x220 cm (ca. 5 cm tykkelse) Middels risiko for trykksår.	Oppdragsgiver vil vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet - herunder enkel betjening, fuktavledning og trykkavlastning (inntil 3 poeng)	622722	Brukervekt 150 kg.		Stk	kr	1 835,00	5 arbeidsdager	Madrass Basic Tykkelse 7 cm
11	Statisk trykkavlastende overmadrass 85x200 cm (ca. 5 cm tykkelse) Middels risiko for trykksår.	Oppdragsgiver vil vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet - herunder enkel betjening, fuktavledning og trykkavlastning (inntil 3 poeng)	622724	Brukervekt 150 kg.		Stk	kr	1 795,00	5 arbeidsdager	Madrass Basic Tykkelse 7 cm
12	Statisk trykkavlastende overmadrass 85x220 cm (ca. 5 cm tykkelse) Middels risiko for trykksår.	Oppdragsgiver vil vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet - herunder enkel betjening, fuktavledning og trykkavlastning (inntil 3 poeng)	622726	Brukervekt 150 kg.		Stk	kr	1 835,00	5 arbeidsdager	Madrass Basic Tykkelse 7 cm
Vekseltrykkmadrasser										

13	Vekseltrykkmadrass med utskiftbare lameller ca. 90x200 cm Minimum brukervekt 180 kg. Høy risiko for trykksår. Madrassen skal ha mulighet for sikker og stabil forflytning inn og ut av seng. Madrassen skal ha mulighet for trykkinnstilling for stelledfunksjon som tilbakestilles automatisk. Madrassen skal være enkel å frakte, montere og demontere. Panelet på motoren skal ha enkle symboler. Skal leveres med utskiftbart inkontinestrekk.	-Madrassen bør ha vektinnstilling og selv kunne stille seg inn etter brukers vekt. -Madrassen bør ha CPR-ventil. -Det bør være mulig å låse luftmengden når pumpen frakobles. -Ledningen bør ha spiral, eller det bør være mulighet for oppheng av ledning slik at den ikke kommer i klem. Oppdragsgiver vil i tillegg vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet for bruker og personell - herunder komfort, enkel betjening og frakt, trykkfordeling, stillegående motor/pumpe (inntil 5 poeng)	622187	90x200 cm Brukervekt 200 kg		Stk	kr	8 900,00	5 arbeidsdager	Procare Auto
14	Vekseltrykkmadrass med utskiftbare lameller ca. 90x210 cm Minimum brukervekt 180 kg. Høy risiko for trykksår. Madrassen skal ha mulighet for sikker og stabil forflytning inn og ut av seng. Madrassen skal ha mulighet for trykkinnstilling for stelledfunksjon som tilbakestilles automatisk. Madrassen skal være enkel å frakte, montere og demontere. Panelet på motoren skal ha enkle symboler. Skal leveres med utskiftbart inkontinestrekk.	-Madrassen bør ha vektinnstilling og selv kunne stille seg inn etter brukers vekt. -Madrassen bør ha CPR-ventil. -Det bør være mulig å låse luftmengden når pumpen frakobles. -Ledningen bør ha spiral, eller det bør være mulighet for oppheng av ledning slik at den ikke kommer i klem. Oppdragsgiver vil i tillegg vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet for bruker og personell - herunder komfort, enkel betjening og frakt, trykkfordeling, stillegående motor/pumpe (inntil 5 poeng)	622188	90x210 cm Brukervekt 200 kg		Stk	kr	9 900,00	5 arbeidsdager	Procare Auto
15	Vekseltrykkmadrass med utskiftbare lameller ca. 85x200 cm Minimum brukervekt 180 kg. Høy risiko for trykksår. Madrassen skal ha mulighet for sikker og stabil forflytning inn og ut av seng. Madrassen skal ha mulighet for trykkinnstilling for stelledfunksjon som tilbakestilles automatisk. Madrassen skal være enkel å frakte, montere og demontere. Panelet på motoren skal ha enkle symboler. Skal leveres med utskiftbart inkontinestrekk.	-Madrassen bør ha vektinnstilling og selv kunne stille seg inn etter brukers vekt. -Madrassen bør ha CPR-ventil. -Det bør være mulig å låse luftmengden når pumpen frakobles. -Ledningen bør ha spiral, eller det bør være mulighet for oppheng av ledning slik at den ikke kommer i klem. Oppdragsgiver vil i tillegg vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet for bruker og personell - herunder komfort, enkel betjening og frakt, trykkfordeling, stillegående motor/pumpe (inntil 5 poeng)	622185	85x200 cm Brukervekt 200 kg		Stk	kr	8 900,00	5 arbeidsdager	Procare Auto
16	Vekseltrykkmadrass med utskiftbare lameller ca. 85x210 cm Minimum brukervekt 180 kg. Høy risiko for trykksår. Madrassen skal ha mulighet for sikker og stabil forflytning inn og ut av seng. Madrassen skal ha mulighet for trykkinnstilling for stelledfunksjon som tilbakestilles automatisk. Madrassen skal være enkel å frakte, montere og demontere. Panelet på motoren skal ha enkle symboler. Skal leveres med utskiftbart inkontinestrekk.	-Madrassen bør ha vektinnstilling og selv kunne stille seg inn etter brukers vekt. -Madrassen bør ha CPR-ventil. -Det bør være mulig å låse luftmengden når pumpen frakobles. -Ledningen bør ha spiral, eller det bør være mulighet for oppheng av ledning slik at den ikke kommer i klem. Oppdragsgiver vil i tillegg vurdere madrassens brukervennlighet og funksjonalitet for bruker og personell - herunder komfort, enkel betjening og frakt, trykkfordeling, stillegående motor/pumpe (inntil 5 poeng)	622186	85x210 cm Brukervekt 200 kg		Stk	kr	9 900,00	5 arbeidsdager	Procare Auto
Bord										

17	Nattbord med høydejusterbar sideplate Sideplaten skal kunne vinkles. Nattbordet skal ha låsbare hjul som gjør at bordet er enkelt å flytte, og kan trilles på flere typer underlag som vinyl og linoleum. Hjulene skal være enkle å rengjøre. Nattbordet skal være solid og tåle stor slitasje. Nattbordet skal være tilpasset tilbudt seng.	- Nattbordet bør kunne brukes på begge sider av sengen. - Nattbordet bør ha 1 dør og 1-2 skuffer i front med håndtak. - Nattbordet bør ha avrundede kanter på hele bordet - Nattbordet bør ha stopplister nederst på sideplaten - Nattbordet bør kunne leveres i ulike fargekombinasjoner, oppgis i kolonne J. Oppdragsgiver vil i tillegg vurdere nattbordets brukervennlighet og funksjonalitet - herunder utforming, enkel betjening og kjørefunksjon reguleringsmuligheter og stabilitet og robusthet. (inntil 5 poeng)	628203	Høyde 87 cm Bredde 50 cm Lengde 47 cm	Standar farge er Cherry havanna	Stk	kr	3 980,00	5 arbeidsdager	Nattbord VT
18	Arbeidsbord/avlastningsbord - trilles forfra Til bruk i stol/rullestol. Bordplaten skal være minimum ca. 60x40 cm. Bordet skal være høydejusterbart ca. 65-85 cm med trinnløs regulering av høyde. Bordet skal ha låsbare hjul. Bordet skal ikke ha ben eller hjul som går utenfor bordplaten. Bordet skal være solid og robust.	- Bordet bør ha vinkelregulerbar bordplate. - Bordet bør ha delt bordplate. - Bordet bør være lett å rengjøre.	662110	Bordplate 80x40 cm Sideplate 40 x 17 cm	Hvitkalket eik	Stk	kr	1 190,00	5 arbeidsdager	Senge-lesebord Diffusion
19	Arbeidsbord/avlastningsbord - trilles fra siden Bordplaten skal være minimum ca. 60x40 cm. Bordet skal være høydejusterbart ca. 65-100 cm med trinnløs regulering av høyde. Bordet skal ha låsbare hjul. Bordet skal ikke ha ben eller hjul som går utenfor bordplaten. Bordet skal være solid og robust.	- Bordet bør ha vinkelregulerbar bordplate. - Bordet bør være lett å rengjøre.	662115	Bordplate 80x40 cm	Hvitkalket eik	Stk	kr	1 190,00	5 arbeidsdager	Senge-lesebord Diffusion
Tilbehør										
20	Sengelampe Lampen skal ha LED-belysning. Lampen skal ha lampeskjerm som går nedenfor lyspæren. Det skal være justeringsmulighet for lampehode og lampestang.	-Sengelampen bør kunne festes på flere måter. -Sengelampen bør ha integrert nattlys. -Lampen bør ha dimmer eller 2 funksjoner som gir sterkt og svakt lys Oppdragsgiver vil vurdere brukervennlighet og funksjonalitet - herunder utforming, enkel betjening, justeringsmuligheter og renhold. (inntil 4 poeng)	628110			Stk	kr	1 885,00	5 arbeidsdager	Sengelampe Soluna LED
21	Løftebøyle (søsterhjelp) til sykehjemsseng Løftebøylen skal kunne brukes på tilbudte sykehjemssenger. Løftebøylen skal kunne monteres på seng uten å gjøre ytre mål større. Løftebøylen skal ha håndtak. Løftebøylen skal enkelt kunne reguleres i høyden, monteres og fjernes. Løftebøylen skal kunne roteres sidelengs med et lett håndgrep, men også låses.	-Løftebøylen bør ha godt gripetak. -Løftebøylen bør ha kontrastfarger mellom løftebøylen og håndtaket.	628100			Stk	kr	650,00	5 arbeidsdager	Løftebøyle Wi-Bo m triangel
22	Løftebøyle (søsterhjelp) til sykehusseng Løftebøylen skal kunne brukes på tilbudte sykehussenger. Løftebøylen skal kunne monteres på seng uten å gjøre ytre mål større. Løftebøylen skal ha håndtak. Løftebøylen skal enkelt kunne reguleres i høyden, monteres og fjernes. Løftebøylen skal kunne roteres til sidelengs med et lett håndgrep, men også låses.	-Løftebøylen bør ha godt gripetak. -Løftebøylen bør ha kontrastfarger mellom løftebøylen og håndtaket.	628300			Stk	kr	990,00	5 arbeidsdager	Løftebøyle Linet m triangel
23	Sengebånd 150cm Sengebåndet skal kunne brukes slik at brukeren kan være mest mulig selvhjulpent. Sengebåndet skal tåle vask på 90 grader celsius.		622615		Hvit	Stk	kr	395,00	5 arbeidsdager	Sengebånd Anton
24	Grindtrekk, gjennomsliktig materiale		628144			Stk	kr	550,00	5 arbeidsdager	Beskyttelsesnett sengegrind Sentida fotende
25	Grindtrekk, polstret		628142			Stk	kr	895,00	5 arbeidsdager	Overtrekk sengegrind Sentida kort
Reservedeler										
Nettopriser for øvrige reservedeler og tilbehør skal vedlegges tilbudet. I prislisten skal det tydelig fremkomme til hvilket produkt reservedelen eller tilbehøret tilhører. Denne prislisten vil ikke bli evaluert. Dersom det er flere produkter som passer til en varelinje, oppgis disse i kolonne for merknader/informasjon.										
26	Håndkontroll med ledning til tilbudt sykehjemsseng (kan styres av pasient/pleier)	- Håndkontrollen bør ha spiralledning.	629009			Stk	kr	995,00	5 arbeidsdager	Håndkontroll Sentida 5, 6
27	Håndkontroll med ledning til tilbudt sykehusseng (kan styres av pasient/pleier)	- Håndkontrollen bør ha spiralledning.	629500			Stk	kr	1 690,00	5 arbeidsdager	Håndkontroll Image 3
28	Betjeningspanel for helsepersonell til sykehusseng		629502			Stk	kr	2 995,00	6 arbeidsdager	Personalbetjening Image 3

29	Sidegrinder til tilbudt sykehjemsseng		629281			Stk	kr	1 350,00	5 arbeidsdager	Sengegrind Sentida, fotende
30	Sidegrinder til tilbudt sykehusseng		629550			Stk	kr	3 380,00	5 arbeidsdager	Sidegrind Image fotende
31	Strømkabel til tilbudt sykehjemsseng (fra kontakt til seng)		629024			Stk	kr	599,00	5 arbeidsdager	Nettkabel til Wi-Bo seng med Quadromat, 255 cm
32	Strømkabell til tilbudt sykehusseng (fra kontakt til seng)		629510			Stk	kr	599,00	5 arbeidsdager	Nettkabel til Image 3
33	Motor som regulerer høyde (hev/senk funksjon) til tilbudt sykehjemsseng		629040			Stk	kr	1 295,00	5 arbeidsdager	Aktuator løft Sentida 6
34	Motor som regulerer høyde (hev/senk funksjon) til tilbudt sykehusseng		629520			Stk	kr	2 950,00	5 arbeidsdager	Aktuator løft Image 3
35	Hjul til tilbudt arbeidsbord - trilles forfra		662120			Stk	kr	155,00	5 arbeidsdager	Hjul 5 "senge-lesebord Diffusion II
36	Hjul til tilbudt arbeidsbord - trilles fra siden		662120			Stk	kr	155,00	5 arbeidsdager	Hjul 5 "senge-lesebord Diffusion II
37	Hjul til tilbudt nattbord		629248			Stk	kr	225,00	5 arbeidsdager	Hjul 6 " nattbord VT 3
38	Inkontinentstrek til alle tilbudte størrelser av vekseltrykkmadrass. Skal kunne vaskes opptil 90 gr.		622800			Stk	kr	1 985,00	5 arbeidsdager	Inkotrekk madrass ProCare Auto
39	Strømførende ledninger til tilbudte vekseltrykkmadrasser		622830			Stk	kr	510,00	5 arbeidsdager	Nettkabel Madrass ProCare Auto
40	Pumpe til tilbudte vekseltrykkmadrasser		622835			Stk	kr	3 980,00	5 arbeidsdager	Pumpe madrass ProCare Auto
41	Lameller til tilbudte vekseltrykkmadrasser		622840			Stk	kr	512,00	5 arbeidsdager	Lamell madrass ProCare Auto
Totalpris til evaluering										
Tildelingskriterium: Sortiment		Funksjonsbeskrivelse								
42	Sykehjemsseng, Safe Working Load(SWL) minimum 300 kg	Sykehjemsseng tilpasset høy brukervekt. Noen brukere tilbringer mye tid i sengen og dermed økt risiko for utvikling av trykksår. Noen brukere må også pleies i sengen og trenger derfor en bred seng slik at det gir plass til å snu og vende under stell.	628022	115x205 cm SWL 300 kg Brukervekt 265 kg	Ly bok er standard farge.	Stk	kr	37 500,00	10 arbeidsdager	Pleieseng Carisma 300 XXL
43	Sykehusseng, Safe Working Load (SWL) minimum 300 kg	Sykehusseng tilpasset høy brukervekt. Noen brukere tilbringer mye tid i sengen og dermed økt risiko for utvikling av trykksår. Noen brukere må også pleies i sengen og trenger derfor en bred seng slik at det gir plass til å snu og vende under stell.	628090	100x200cm SWL 320 kg Brukervekt 285 kg	Standard farge bok	Stk	kr	46 500,00	30 arbeidsdager	Pleieseng Image 3HD
44	Sykehusseng til madrass 90x200cm, Safe Working Load (SWL) minimum 225 kg med sideveis tilt.	Sykehusseng tilpasset høy brukervekt og samtidig behov for trykkavlastning.	625110	SWL 250 kg Brukervekt 185 kg	Hvit RAL 9001	Stk	kr	61 500,00	10 arbeidsdager	Pleieseng Opus 5
45	Sykehusseng med 3/4 sengegrind,med funksjoner som beskrevet under varetinje 4		628085	90x200 SWL 265 kg Brukervekt 230 kg	Standard farge bok	Stk	kr	27 800,00	Normal leveringstid 10 arbeidsdager, maksimalt 30 arbeidsdager	Image 3
46	Madrass 90x200 cm, middels risiko for trykksår, brukervekt minimum 200 kg	Madrass tilpasset høy brukervekt og som har behov for et fast og støttende underlag og god komfort.	622732	90x200 cm Brukervekt 220 kg		Stk	kr	5 950,00	30 arbeidsdager	Madrass Bari
47	Madrass 85x200 cm, middels risiko for trykksår, brukervekt minimum 200 kg	Madrass tilpasset høy brukervekt og som har behov for et fast og støttende underlag og god komfort.	622730	85x200 cm Brukervekt 220 kg		Stk	kr	5 950,00	30 arbeidsdager	Madrass Bari
48	Madrass 120x200 cm, middels risiko for trykksår, brukervekt minimum 200 kg	Madrass tilpasset høy brukervekt og som har behov for et fast og støttende underlag og god komfort.	622734	120x200 cm Brukervekt 220 kg		Stk	kr	6 950,00	30 arbeidsdager	Madrass Bari
49	Vekseltrykkmadrass, brukervekt minimum 220 kg		622740	120x200 Brukervekt 400 kg		Stk	kr	62 710,00	30 arbeidsdager	Madrass NoDec Bari
50	Helautomatisk pasientvendesystem med håndkontrollbetjening, inkludert 2 laken og 1 glidelaken.	Brukere med behov for assistanse til forflytning og vending uten arbeidsbelastning for pleiepersonalet.	622400	Kan monteres på senger med madrass -bredde fra 80 til 120 cm		Stk	kr	39 800,00	10 arbeidsdager	Vendesystem TurnAid
51	Vendemadrass	Brukere som har behov for å vendes sideveis med programmering.	622745	90x200 cm Brukervekt 250 kg		Stk	kr	56 550,00	30 arbeidsdager	Madrass NoDec Wizard

52	Sykehjemsseng med innebygd alarmsystem og vekt	Seng med innebygd alarm som varsler personalet om bruker forlater sengen eller ved fukt i sengen.	628015	85x200 cm SWL 225 kg Brukervekt 190 kg	Kontrastfarger: Cherry+Cacao er standard farge.	Stk	kr	62 500,00	30 arbeidsdager	Pleieseng Sentida 7 I
53	Lavseng - lav fallhøyde	For brukere med risiko for å falle ut av sengen.	624000	90x200 cm SWL185 kg Brukervekt 190 kg	Lys bok	Stk	kr	24 980,00	10 arbeidsdager	Pleieseng FloorBed 2
54	Huntington seng	Egnet for brukere med Huntingtonssykdom eller andre med sterke ufrivillige bevegelser. Brukeren har behov for god polstring for å forhindre skader og ømhet ved støt og slag.	625074	90x200 cm SWL 150 kg Brukervekt 130 kg	Lys bok	Stk	kr	93 340,00	30 arbeidsdager	Pleieseng Opus 90c Huntington
55	Nattbord med kun skuffer, tilpasset tilbudt seng.		628207			Stk	kr	2 950,00	30 arbeidsdager	Nattbord VT 2