

2020

## SAMKJØPSAVTALE OSLO KOMMUNE SENGER - MADRASSER OG NATTBORD



## SALGSORGANISASJON

Ruth Kirsti Stie  
Salgssjef  
T: 902 50 885  
ruth.kirsti@varodd.no



Gunnar Horn  
Salgskonsulent  
T: 952 91 890  
gunnar@varodd.no



Hildegunn Ruud  
Salgskonsulent  
T: 468 85 022  
hildegunn@varodd.no



Ole Martin Olsen  
Salgskonsulent  
T: 906 95 512  
ole.martin@varodd.no



Trygve Olav Heidal  
Salgskonsulent  
T: 930 60 624  
trygve@varodd.no



Tlf sentralbord: 38 14 48 00  
Mail: hjelpemidler@varodd.no  
www.varodd.no

Varodd Velferdsteknologi er en landsdekkende leverandør med et bredt sortiment av produkter til hjelpemiddelsentraler, kommuner, sykehjem og sykehus. Vi har vært leverandør av hjelpemidler til helse-Norge siden 1963 med mål om å gjøre hverdagen enklere!

## AVTALE- PRODUKT

| Type produkt                          | Beskrivelse              | Side |
|---------------------------------------|--------------------------|------|
| Sykehjemsseng vertikaldelt sengegrind | Sentida 6 vertikal       | 4    |
| Sykehjemsseng hel sengegrind          | Sentida 6 integrert      | 8    |
| Sykehusseng vertikaldelt sengegrind   | Image 3 W vertikal       | 16   |
| Sykehusseng hel sengegrind            | Image 3 W hel sengegrind | 16   |
| Standard madrass                      | Madrass Care             | 34   |
| Statisk trykkavlastende overmadrass   | Madrass Basis Top        | 35   |
| Vekseltrykk madrass                   | Madrass ProCare Auto     | 37   |
| Nattbord med høydejusterbar sideplate | Nattbord VT3             | 42   |
| Arbeidsbord/avlastningsbord           | Avlastningsbord          | 43   |
| Sengebånd                             | Anton sengebånd          | 43   |

## OPSJONS- PRODUKT

| Type produkt                                               | Beskrivelse                | Side |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| Sykehjemsseng med innebygget alarmsystem og vekt           | Sentida 7-i                | 20   |
| Sykehjemsseng høy brukervekt                               | Carisma 300XXI             | 22   |
| Sykehusseng høy brukervekt                                 | Image 3W XL vertikal       | 16   |
| Sykehusseng med sideveis tilt                              | Opus 5                     | 24   |
| Huntington senge                                           | Opus Huntingtonseng        | 29   |
| Lavseng lav fallhøyde                                      | FloorBed 2 lavseng         | 30   |
| Pasientvendesystem                                         | TurnAid                    | 32   |
| Madrass middels risiko for trykksår brukervekt min. 200 kg | Madrass Bari               | 36   |
| Vendemadrass                                               | Madrass NoDec vendemadrass | 38   |
| Vekseltrykkmadrass brukervekt min. 220 kg                  | Madrass NoDec vekseltrykk  | 40   |
| Nattbord kun med skuffer                                   | Nattbord VT2               | 43   |

# SENGER SENTIDA 6



reddot award 2014  
winner

AVTALE-  
PRODUKT



| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse                |
|---------|----------------|----------------------------|
| 628018  | 229408         | Pleieseng Sentida 6 88 cm  |
| 628013  |                | Pleieseng Sentida 6 80 cm  |
| 628019  |                | Pleieseng Sentida 6 100 cm |



Design avtakbar gavl

- Standard farge memoriana
- Vertikal delte sengegrinder for større sikkerhet, og lettere inn- og utstigning
- Sengegrinder kan låses i tre høyder, maks høyde 40 cm
- Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)
- Firedelt ergonomisk sengeflate
- Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm
- Komfort- og liggesår-forebyggende funksjoner
- Sengeflate kan forlenges til 220 cm
- Sentralbrems med retningsstyring er standard
- 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske

## Mål og vekt

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lengde                  | 218 cm |
| Bredde Sentida 6        | 102 cm |
| Bredde Sentida 6 80 cm  | 97 cm  |
| Bredde Sentida 6 100 cm | 117 cm |
| Madrasslengde           | 200 cm |
| Madrassbredde Sentida 6 | 88 cm  |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Madrassbredde Sentida 6 80 cm  | 80 cm      |
| Madrassbredde Sentida 6 100 cm | 100 cm     |
| Høyde sengeflate               | 29.5-81 cm |
| Løfteevne ( SWL )              | 275 kg     |
| Brukervekt                     | 240 kg     |
| Frihøyde over gulv             | 15 cm      |

side

side

## Sikkerhet og komfort

Todelt sengegrind med fire høydenivåer

1

De vertikaldelte sengegrindene har en avrundet topplist i tre, i nederste posisjon ligger grinden ca 10 cm under madrassens overflate. Det betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine daglige oppgaver som stell og pleie av pasienten eller for eks. bytte av sengetøy.

4 nivå av beskyttelse



Ikke behov for beskyttelse



4 fordeler



Ingen barrierer



2


For sikkerhet om natten kan det være tilstrekkelig å kombinere lav posisjon av sengen med øvre del av sengegrinden i første høydenivå. Med denne "soft" løsningen unngås unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir redusert.

Soft beskyttelse



Orientering

Frihet for pasienten



3


Med øvre del av sengegrinden i dette nivået, kan pasienten benytte grinden som støtte for å komme ut og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse



Mobilitet

Tilpasset pasientens kroppslengde



4

Med sengegrindene i øverste nivå oppnås maksimal sikkerhet for pasienten.


Full beskyttelse

For madrasshøyde fra 12 til 18 cm



Sikkerhet


Oppfyller krav til sikkerhet i ny standard IEC 60601-2-52



## Sengeflate for trykksårforebygging

Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggestilling er viktig for komfort samt for å forhindre liggesår.

Sentida sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.



## Komfort og forebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

## Komfortstilling

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.



## Forebyggende

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting av knærne, forebygges liggesår. Dette oppnås med en litt senket hodeposisjon kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute plassert under leggene).



### Pasient

- Brukervennlig konsept med klare symboler
- Forhåndsprogrammerte funksjoner for å unngå utilsiktede reguleringer
- Komfortstilling uten å forlate sengen



### Pleiepersonalet

- 3-modus betjeningspanelet kan individuelt tilpasses den enkelte pasient
- Forhåndsprogrammerte automatiske funksjoner sparer tid



### Vedlikehold/ teknologi

- Sengen har EPJ kabler som er av svært høy kvalitet, kabelbrudd og unødige kostnader unngås
- Betjeningspanel og elektronikk i ett, ikke behov for egen elektronikk

## 29 cm

for fall-forebygging og sikker  
posisjonering om natten




## 41 cm

for ergonomisk inn- og utstigning  
av seng i stolhøyde



## 81 cm

for komfortabel og  
ryggbesparende pleie



## Intelligent håndkontroll med automatiske og tidsbesparende funksjoner

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver). Håndkontrollen er lett å betjene for både pasient og personale.

## Fokus på sikkerhet

Håndkontrollen til Sentida er banebrytende når det gjelder pasientens sikkerhet. Den har en sikkerhetsfunksjonen hvor man velger funksjon for så å aktivere den valgte funksjon. Dette forebygger utilsiktet og potensielt farlig aktivering av sengens funksjoner.

I tillegg har håndkontrollen innebygget låsefunksjon hvor noen eller alle funksjoner kan låses.



Pasient

- Pasientens sikkerhet og komfort ivaretas i alle posisjoner
- Pasienten kan forflytte seg selv fra sengen
- Innebygget sengeforlenger
- Redusert risiko ved å senke sengen til laveste nivå om natten
- Sengen stanser automatisk ved 41 cm høyde



Pleie

- Rask regulering til ønsket sengeflatehøyde
- Sikker og effektiv
- Redusert risiko for at pasient skal falle ut av sengen



Håndkontroll med tydelige funksjoner

Integrert låsefunksjon

# SENGER SENTIDA 6

AVTALE-  
PRODUKT



| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse                   |
|---------|----------------|-------------------------------|
| 628045  |                | Pleieseng Sentida 6 integrert |

Tilbudt seng leveres med  
kontrastfarger som på sengen over

- ▶ Standard farge memoriana
- ▶ Integrert sengegrind, i nederste posisjon ligger den ca 10 cm under madrassens overflate
- ▶ Sengegrind kan låses i tre nivå - maks høyde 40 cm
- ▶ Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate
- ▶ Større sikkerhet med fallforebyggende sengeflatehøyde på kun 25 cm
- ▶ Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm
- ▶ Komfort - og liggesår forebyggende funksjoner
- ▶ Sengeflate kan forlenges til 220 cm
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

## Mål og vekt

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Lengde                            | 218 cm |
| Bredde                            | 102 cm |
| Bredde Sentida 6 100 cm integrert | 117 cm |
| Madrasslengde                     | 200 cm |
| Madrassbredde                     | 88 cm  |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Madrassbredde Sentida 6 100 cm integrert | 100 cm      |
| Høyde sengeflate                         | 29.5 -81 cm |
| Løfteevne ( SWL )                        | 275 kg      |
| Brukervekt                               | 240 kg      |
| Frihøyde over gulv                       | 15 cm       |

## Sikkerhet og komfort

Informasjon på denne side gjelder senger med vertikaldelte sengegrinder

4 nivå av beskyttelse

4 fordeler

1

De vertikaldelte sengegrindene har en avrundet topplist i tre, i nederste posisjon ligger grinden ca 10 cm under madrassens overflate. Det betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine daglige oppgaver som stell og pleie av pasienten eller for eks. bytte av sengetøy.

Ikke behov for beskyttelse



Ingen barrierer




2

For sikkerhet om natten kan det være tilstrekkelig å kombinere lav posisjon av sengen med øvre del av sengegrinden i første høydenivå. Med denne "soft" løsningen unngås unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir redusert.

Soft beskyttelse



Orientering  
Frihet for pasienten




3

Med øvre del av sengegrinden i dette nivået, kan pasienten benytte grinden som støtte for å komme ut og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse



Mobilitet  
Tilpasset pasientens kroppslengde




4

Med sengegrindene i øverste nivå oppnås maksimal sikkerhet for pasienten.

Full beskyttelse  
For madrasshøyde fra 12 til 18 cm




Sikkerhet  
Oppfyller krav til sikkerhet i ny standard IEC 60601-2-52



## Sengeflate for trykksårforebygging

Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggestilling er viktig for komfort samt for å forhindre liggesår.

Sentida sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.



## Komfort og forebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

## Komfortstilling

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.



## Forebyggende

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting av knærne, forebygges liggesår. Dette oppnås med en litt senket hodeposisjon kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute plassert under leggene).



### Pasient

- Brukervennlig konsept med klare symboler
- Forhåndsprogrammerte funksjoner for å unngå utilsiktede reguleringer
- Komfortstilling uten å forlate sengen



### Pleiepersonalet

- 3-modus betjeningspanelet kan individuelt tilpasses den enkelte pasient
- Forhåndsprogrammerte automatiske funksjoner sparer tid



### Vedlikehold/ teknologi

- Sengen har EPJ kabler som er av svært høy kvalitet, kabelbrudd og unødige kostnader unngås
- Betjeningspanel og elektronikk i ett, ikke behov for egen elektronikk

## 29 cm

for fall-forebygging og sikker  
posisjonering om natten




## 41 cm

for ergonomisk inn- og utstigning  
av seng i stolhøyde



## 81 cm

for komfortabel og  
ryggbesparende pleie



## Intelligent håndkontroll med automatiske og tidsbesparende funksjoner

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver). Håndkontrollen er lett å betjene for både pasient og personale.

## Fokus på sikkerhet

Håndkontrollen til Sentida er banebrytende når det gjelder pasientens sikkerhet. Den har en sikkerhetsfunksjonen hvor man velger funksjon for så å aktivere den valgte funksjon. Dette forebygger utilsiktet og potensielt farlig aktivering av sengens funksjoner.

I tillegg har håndkontrollen innebygget låsefunksjon hvor noen eller alle funksjoner kan låses.



- Pasientens sikkerhet og komfort ivaretas i alle posisjoner
- Pasienten kan forflytte seg selv fra sengen
- Innebygget sengeforlenger
- Redusert risiko ved å senke sengen til laveste nivå om natten
- Sengen stanser automatisk ved 41 cm høyde



- Rask regulering til ønsket sengeflatehøyde
- Sikker og effektiv
- Redusert risiko for at pasient skal falle ut av sengen



Håndkontroll med tydelige funksjoner



Integrert låsefunksjon

Sengene kan leveres med kundetilpasset design, hvor man har mulighet til å velge farge, type gavler og kontrastfarge. Memoriana fargekombinasjoner er spesielt godt egnet til demente. Fargevalgene og utformingen av gavler gir sengene et hjemmelig og pent uttrykk.

**Senger med kundetilpasset design leveres kun på bestilling og mot pristillegg.**  
**Ta kontakt for mer informasjon.**




Sentida med Memoriana-møbler, gavl type G, fargekombinasjon Havana cherry og kontrastfarge Cacao.



Sentida med gavltipe K og farge alder gold red.

### Fargevalg




Lund birch




Beech nature




Beech tinted




Cherry




Lindberg oak



Havana cherry



Cottage Pine




Dark Acacia




Suomi Pinie grey


### Fargekombinasjoner Memoriana



Lund birch/Havana cherry



Havana cherry/Cacao After eight



Suomi Pinie grey/Suomi Pine brown

Alternative farger  
kan leveres ved  
kjøp av minimum  
12 senger



SafeLift er en ny generasjon håndkontroll som er svært intuitiv og enkel! Den har en nyutviklet teknologi som gjør batteri eller strømtilkobling overflødig.



- ▶ Ingen kabel eller batteri
- ▶ Enkel installasjon uten verktøy
- ▶ Har automatisk nattlys
- ▶ Store uthevede knapper
- ▶ Fallforebyggende da den er kabelfri
- ▶ Plassering kan gjøres individuelt tilpasset den enkelte
- ▶ Passer på Wi-bo senger med vertikaldelte sengegrinder

#### SafeLift håndkontroll



| Art.nr. | Beskrivelse           |
|---------|-----------------------|
| 628175  | Håndkontroll SafeLift |

# SENGER

## MOVITA, SENTIDA OG CARISMA - TILBEHØR

### Løftebøyle



| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse                |
|---------|----------------|----------------------------|
| 628100  | 184585         | Løftebøyle WiBo            |
| 628106  |                | Løftebøyle Carisma 300 XXL |

### Rotasjonstopp løftebøyle




| Art.nr. |
|---------|
| 628105  |

### Infusjonsstativ



| Art.nr. | Beskrivelse     |
|---------|-----------------|
| 628108  | Infusjonsstativ |

### Forlenger sengeflate 20 cm



| Art.nr. | Beskrivelse                      |
|---------|----------------------------------|
| 628146  | Sengegrindforlenger, farge bok   |
| 628147  | Sengegrindforlenger, farge cacao |
| 628148  | Sengeflateforlenger 20 cm        |

### Sengelampe for montering på sengeflate




| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
| 628110  | Soluna 12 V |

### D-boks til sengelampe

| Art.nr. | Beskrivelse            |
|---------|------------------------|
| 628115  | For enklere tilkobling |



### Sengestige



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
| 628120  | Sengestige  |

### Mobi Stick 2

#### Art.nr. Beskrivelse

628127 Mobi Stick 2

Ergonomisk utformet, gir stabilitet og sikkerhet. Kan felles ned.



### Støttegrep



#### Art.nr. NAV Art.nr. Beskrivelse

628125 231745 Støttegrep

628126 231746 Holder støttegrep

### Holder for håndbetjening



#### Art.nr. NAV Art.nr. Beskrivelse

628130 Holder håndbetjening Estetica

628131 231743 Holder håndbetjening Movita/Sentida/Carisma

628135 231744 Adapter for holder vertikaldelt sengegrind

628136 Adapter for holder integrert sengegrind

### Beskyttelsesnett vertikaldelt sengegrind



#### Art.nr. Beskrivelse

628144 Til hodeende

628145 Til fotende

Leveres i stk.

### Overtrekk vertikaldelt sengegrind



#### Art.nr. Beskrivelse

628142 Til hodeende

628143 Til fotende

Leveres i stk.

### Fallmatte 5 cm tykk



#### Art.nr.

628150

### Overtrekk integrert sengegrind



#### Art.nr. Beskrivelse

628140 Til senger med integrert sengegrind

Leveres i stk.

### Overtrekk gavl Movita/Sentida



#### Art.nr.

628138



Image 3W nedfellbar sengegrind

#### Art.nr. Beskrivelse

628080 Pleieseng Image 3w Vertical

628085 Pleieseng Image 3w nedfellbar (bestillingsvare)

628090 Pleieseng Image 3w Vertikal XXL (bestillingsvare)

- ▶ Image 3W sykehussengen som kan vaskes i vaskemaskin
- ▶ Vertikal delte sengegrinder for større sikkerhet, og lettere inn- og utstigning
- ▶ Sengegrinder kan låses i tre høyder, maks høyde 40 cm
- ▶ Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate
- ▶ Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm
- ▶ Komfort- og liggesår-forebyggende funksjoner
- ▶ Sengeflate kan forlenges til 230 cm
- ▶ Sentralbrems med retningsstyring er standard
- ▶ Avtakbare gavler
- ▶ Batteri backup
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike farger i gavl og sengegrind sider etter behov og ønske

#### Mål og vekt

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Lengde                 | 220 cm |
| Bredde                 | 104 cm |
| Bredde Image 3 XXL     | 110 cm |
| Madrasslengde          | 200 cm |
| Madrassbredde          | 88 cm  |
| Madrassbredde Image 3W | 100 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Høyde sengeflate             | 28-80 cm |
| Løfteevne ( SWL )            | 250 kg   |
| Løfteevne (SWL) Image 3W XXL | 320 kg   |
| Brukervekt                   | 200 kg   |
| Brukervekt Image 3W XXL      | 270 kg   |
| Frihøyde over gulv           | 15.5 cm  |

## 28 cm

for fall-forebygging og sikker  
posisjonering om natten



## 40 cm

for ergonomisk inn- og utstigning  
av seng i stohøyde



## 80 cm

for komfortabel og  
ryggbesparende pleie



## Intelligent håndkontroll med automatiske og tidsbesparende funksjoner

Håndkontrollen på Image 3w har et ergonomisk design og en intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver). Håndkontrollen er lett å betjene for både pasient og personale.

## Fokus på sikkerhet

Håndkontrollen til Image 3W er banebrytende når det gjelder pasientens sikkerhet. Den har en sikkerhetsfunksjonen hvor man velger funksjon for så å aktivere den valgte funksjon. Dette forebygger utilsiktet og potensielt farlig aktivering av sengens funksjoner.

I tillegg har håndkontrollen innebygget låsefunksjon hvor noen eller alle funksjoner kan låses.




- Pasientens sikkerhet og komfort ivaretas i alle posisjoner
- Pasienten kan forflytte seg selv fra sengen
- Innebygget sengeforlenger
- Redusert risiko ved å senke sengen til laveste nivå om natten
- Sengen stanser automatisk ved 40 cm høyde



- Rask regulering til ønsket sengeflatehøyde
- Sikker og effektiv
- Redusert risiko for at pasient skal falle ut av sengen





Alternative farger  
kan leveres ved  
kj p av minimum  
12 senger




### Femte hjul (kan ikke ettermonteres)

Det femte hjulet er plassert sentralt mellom de fire hjulene og gir problemfri manøvrering i trange korridorer og små rom. Dette bidrar til en stabil kjøreretning i lange korridorer, og gjør det betydelige lettere å styre sengen inn og ut av en heis.



### Bremsepedal i alle fire hjørner (kan ikke ettermonteres)

I en travel hverdag er det tidsbesparende med bremsepedal i alle hjørner.



### Holder for håndkontroll



Infusjonsstativ



Løftebøyle



Fenderhjul 3D



Håndkontroll med ledlys

# SENGER

## SENTIDA 7-I | SENTIDA 7-I CONNECT



reddot design award  
winner 2015

OPSJONS-  
PRODUKT



| Art.nr. | Beskrivelse                   |
|---------|-------------------------------|
| 628015  | Pleieseng Sentida 7-I         |
| 628016  | Pleieseng Sentida 7-I Connect |



### Sentida 7-I

- ▶ Integrert pasientvekt
- ▶ 7" touch-panel til bruk for pleiepersonalet
- ▶ Håndkontroll med bakgrunnsbelysning
- ▶ Integrerte alarmer
- ▶ Mobi-Lift støttegrep med bryter for høyderegulering
- ▶ Håndkontroll med lys i display og innebygd lykt
- ▶ Batteri backup
- ▶ Trendelenburg leie (drenasjeleie)

### Sentida 7-I Connect

- ▶ Integrert pasientvekt
- ▶ Integrasjon av vekt og prøvetaking direkte til journalsystem
- ▶ Integrerte alarmer kan kobles opp til sykesignalanlegg
- ▶ 7" touch-panel til bruk for pleiepersonalet
- ▶ Håndkontroll med bakgrunnsbelysning
- ▶ Mobi-Lift støttegrep med bryter for høyderegulering
- ▶ Håndkontroll med lys i display og innebygd lykt
- ▶ Batteri backup


## Mål og vekt

|                |        |
|----------------|--------|
| Lengde         | 218 cm |
| Bredde         | 102 cm |
| Madrass-lengde | 200 cm |
| Madrass-bredde | 85 cm  |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Høyde sengeflate   | 28-80 cm |
| Løfteevne ( SWL )  | 225 kg   |
| Brukervekt         | 190 kg   |
| Frihøyde over gulv | 15 cm    |

## Pasientvekt

- ▶ Integrert vekt forenkler hverdagen for pleiepersonalet
- ▶ Automatisk vektmåling forenkler dokumentasjon
- ▶ Ukentlig og månedlig oversikt gir kontroll over pasientens vekt og BMI
- ▶ Sender data til pasientjournal




## Utstigning

- ▶ Fallforebyggende sengeflateforhøyde
- ▶ Alarmsignal til pleiepersonalet hvis pasient forlater sengen
- ▶ Fleksibelt timer for utløsning av alarm
- ▶ Integrert nattlys som tennes automatisk når pasient går ut av sengen



## Alarmer som kan velges utover alarm for utstigning

- ▶ Frigjøres brems går alarm
- ▶ Heves sengeflate går alarm
- ▶ Senkes sengegrind går alarm
- ▶ Alarm tilkobles sykesignalanlegg



## Fuktalarm

- ▶ Sensorer registrerer fuktighet i sengen
- ▶ Egnet for pasienter med lett inkontinens
- ▶ For bedre kontinens og større verdighet for pasienter



## Mobi-Lift® for mer frihet

- ▶ Integrert støttegrep med bryter for høyderegulering
- ▶ Pasient kan enkelt ta i bruk Mobi-Lift
- ▶ Avlaster pleiepersonalet



## Point of Care - verktøy for personalet

- ▶ Sengen kommuniserer til pasientjournal
- ▶ All viktige pasientdata sendes til pasientjournal
- ▶ Avlaster pleiepersonalet
- ▶ Forebygger smitte

# SENGER

## CARISMA 300 XXL

OPSJONS-  
PRODUKT



| Art.nr. | NAV<br>Art.Nr. | Beskrivelse               |
|---------|----------------|---------------------------|
| 628022  | 231185         | Pleieseng Carisma 300 XXL |

- ▶ Integrerte sengegrinder
- ▶ God avstand mellom sengegrind og madrass når grind er nedfelt
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate med forlengelse av setedel og ryggtilbakeføring
- ▶ Komfort og forebyggende stilling
- ▶ Sentralbrems med retningstyring er standard
- ▶ Håndkontroll med sikkerhetsfunksjon
- ▶ Batteri backup er standard
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike tresorter etter kundens behov og ønske


### Mål og vekt

|                |        |                    |          |
|----------------|--------|--------------------|----------|
| Lengde         | 216 cm | Høyde sengeflate   | 38-82 cm |
| Bredde         | 128 cm | Løfteevne ( SWL )  | 300 kg   |
| Madrass-lengde | 205 cm | Brukervekt         | 265 kg   |
| Madrass-bredde | 115 cm | Frihøyde over gulv | 16 cm    |

## Sengeflate for trykksårforebygging

Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggestilling er viktig for komfort samt for å forhindre liggesår.

Carisma sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.



## Komfort og forebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

## Komfortstilling

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.



## Forebyggende

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting av knærne, forebygges liggesår. Dette oppnås med en litt senket hodeposisjon kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute plassert under leggene).



Håndkontroll med tydelige funksjoner

Integrert låsefunksjon

# SYKEHUSSENGER

## OPUS 5

OPSJONS-  
PRODUKT



Opus 5 er et av våre "to til en" produkt! Ved å benytte "to til en" produkt kan en pleier i mange tilfeller utføre pleie og stell hvor man tidligere måtte være to.

| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse        |
|---------|----------------|--------------------|
| 625110  | 235233         | Pleieseng Opus 5 * |

\* Madrass tilpasset sengen anbefales, se "Tilbehør".

- ▶ Oppreisningsfunksjon - stå opp og stig ut
- ▶ Enklere pleie med vendefunksjon for trykkavlastning og stillingsendring
- ▶ Håndkontroll med forprogrammert funksjon for utstigning
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate med optimal ryggtilbakeføring
- ▶ Håndkontroll med grønn-knapp-funksjon som samkjører hjertebrett og bendel
- ▶ Personalbetjening med lås for funksjoner
- ▶ El-trendelenburg og anti-trendelenburg
- ▶ Sentralbrems med bremsepedal i alle fire hjørner
- ▶ Antistatiske hjul og avtakbare gavler
- ▶ Batteribackup kapasitet 10 til 15 løft
- ▶ Sengen kan maskinvaskes (se serviceveiledning)

### Mål og vekt

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lengde           | 230 cm   |
| Bredde           | 100,5 cm |
| Madrassbredde    | 85 cm    |
| Madrasslengde    | 210 cm   |
| Høyde sengeflate | 40-85 cm |

|              |        |
|--------------|--------|
| Frihøyde     | 15 cm  |
| Hjul         | 150 mm |
| Brukervekt   | 185 kg |
| Løfteevne    | 250 kg |
| Tetthetsgrad | IPX 66 |




### Stig-ut funksjon

Integrerte sengegrinder fungerer som støttegrep ved utstigning.


### Programmert stig ut funksjon

- ▶ Flere muligheter for gjenopptrening
- ▶ Hurtigere endring av stilling fra liggende til stående
- ▶ Skånsom og tidligere mobilisering av nyopererte
- ▶ Reduserer personalbehov ved forflytning og stillingsendring
- ▶ Mindre fysisk belastning for personalet i forbindelse med forflytning
- ▶ Lettere å kle på og av pasient
- ▶ Bedre kontroll og færre fallulykker

### Personalbetjening med låsefunksjon



### Brukerbetjeninger



Håndbetjening med programmerte funksjoner.



Vendefunksjon 5 - 10° til begge sider

### Vendefunksjon

- ▶ Trykkavlastning og stillingsendring
- ▶ Trykksår-forebyggende
- ▶ Avlaster personalet ved stell og pleie
- ▶ Bedre arbeidsmiljø og forebygger belastningsskader

### Tre programmerte funksjoner; sitte, spise og hvileposisjon

- ▶ Bedre spisesituasjoner
- ▶ Samtaler i øyehøyde
- ▶ Mer selvhjulpenhet for pasient
- ▶ Tidsbesparende for personalet



### Løftebøyle




| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse                   |
|---------|----------------|-------------------------------|
| 622006  | 243435         | Løftebøyle                    |
| 625551  | 243436         | Feste for løftebøyle Opus 5 H |
| 625552  | 243437         | Feste for løftebøyle Opus 5 V |

### Infusjonsstativ



| Art.nr. | Beskrivelse                                      |
|---------|--------------------------------------------------|
| 625670  | Infusjonsstativ to kroker                        |
| 625672  | Infusjonsstativ tre kroker teleskop, nedfellbart |
| 625677  | Holder for infusjonsstativ                       |

### Sengeflateforlenger    Madrassforlenger



| Art.nr. | Beskrivelse                  | Art.nr. | Beskrivelse      |
|---------|------------------------------|---------|------------------|
| 625690  | Sengeflateforlenger hodeende | 622101  | Madrassforlenger |

### Forlenger sengeflate 20 cm



| Art.nr. | Beskrivelse                                              |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 625680  | Sengegrindforhøyer<br>Dekker madrasshøyde opp til 25 cm. |

### Kortholder



### Holder håndkontroll



| Art.nr. | Beskrivelse | Art.nr. | Beskrivelse         |
|---------|-------------|---------|---------------------|
| 625698  | Kortholder  | 626026  | Holder håndkontroll |

### Transportvogn




| Art.nr. | Beskrivelse          |
|---------|----------------------|
| 622009  | Transportvogn Opus 5 |

Madrass skum, trykksårforebyggende inntil sårgrad 2



| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse         |
|---------|----------------|---------------------|
| 622105  | 235234         | Madrass Opus 5 skum |

Madrass Stimulite, trykksårforebyggende inntil sårgrad 3



| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse                      |
|---------|----------------|----------------------------------|
| 622106  | 250303         | Madrass Opus 5 Stimulite 3 soner |

Overtrekk sengegrind



| Art.nr. | Beskrivelse          |
|---------|----------------------|
| 625575  | Overtrekk sengegrind |

Skjerm sengegrind



| Art.nr. | Beskrivelse               |
|---------|---------------------------|
| 625585  | Skjerm sengegrind fotende |

Fotpedal



| Art.nr. | Beskrivelse              |
|---------|--------------------------|
| 625700  | Fotpedal høyde *         |
| 625702  | Fotpedal vendefunksjon * |
| 626017  | Fordelerboks             |

\* For å koble tilbehøret må det også bestilles fordelerboks 626017.

Lys under sengen



| Art.nr. | Beskrivelse        |
|---------|--------------------|
| 625710  | Lys under sengen * |
| 626017  | Fordelerboks       |

# SENGER

## OPUS 90 DW HUNTINGTON

OPSJONS-  
PRODUKT



Huntington overdel standard, nedfellbar front og fotgavl.



God tilgang for stell og pleie av pasient, fra siden og fotende.  
Myk og behagelig front når pasient skal sitte på sengekanten.

- ▶ Utviklet til pasienter med Huntingtons sykdom eller andre med sterke ufrivillige bevegelser
- ▶ Produsert i solid bøketre på Opus 90 DW seng
- ▶ Begge langsider og fotgavl kan felles ned
- ▶ Helpolstret innvendig med kantbeskyttelse
- ▶ Polstring er trukket med brannhemmende inkontinenstrekk (vaskes på 95 grader)
- ▶ Leveres som standard med celsiusmadrass tilpasset sengeflate



Huntington seng kan også leveres med fire dører.

| Art.nr. | Beskrivelse     |
|---------|-----------------|
| 622300  | Huntington seng |

## Mål og vekt

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lengde                           | 222 cm |
| Bredde                           | 109 cm |
| Høyde grind over madrass         | 30 cm  |
| Høyde grind over madrass 4 dører | 60 cm  |
| Madrass-lengde                   | 205 cm |
| Madrass-bredde                   | 90 cm  |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Høyde sengeflate   | 42-84 cm |
| Frihøyde over gulv | 16,5 cm  |
| Løfteevne          | 164 kg   |
| Brukervekt         | 145 kg   |

# SENGER FLOORBED 2

OPSJONS-  
PRODUKT

"Ikke lær om  
fallforebygging  
ved et uhell"



**Art.nr. NAV Art.nr. Beskrivelse**

|        |        |                             |
|--------|--------|-----------------------------|
| 624000 | 251784 | Pleieseng FloorBed 2        |
| 624002 |        | Pleieseng FloorBed 2 220 cm |

- Ny lavseng med sengeflatehøyde på kun 7 cm
- Sengegrind med polstring og netting er standard
- Unngår at pasienten faller ut av sengen
- Integrert og polstret sengegrind med netting er standard
- Kan reguleres til trendelenburg-/antitrendelenburg stilling
- Håndkontroll med låsefunksjon
- Fallmatte for ekstra sikkerhet, leveres som tilbehør

Håndkontroll med  
låsefunksjoner



Sengegrind med polstring og netting er standard



## Mål og vekt

|               |              |
|---------------|--------------|
| Lengde        | 229 / 249 cm |
| Bredde        | 107 cm       |
| Madrasslengde | 200 / 220 cm |
| Madrassbredde | 90 cm        |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Høyde sengeflate | 7-80 cm |
| Løfteevne        | 185 kg  |
| Brukervekt       | 150 kg  |

Løftebøyle



**Art.nr. Beskrivelse**

624020 Løftebøyle

Fallmatte - høyde 22 cm



**Art.nr. Beskrivelse**

624028 Fallmatte

Polstring gavler



**Art.nr. Beskrivelse**

624022 Polstring gavler

Madrass



**Art.nr. Beskrivelse**

622045 Madrass RS HR36 200x90x13

622039 Madrass RS Celsius kombi 200x90x15

Madrassutfyller



**Art.nr. Beskrivelse**

624032 Madrassutfyller  
Dekker åpning mellom madrass og sidegrind

# VENDESYSTEM TURNAID

OPSJONS-  
PRODUKT

TurnAid ble utviklet for å optimere situasjonen omkring pleie, forflytning og posisjonering av pasienter med nedsatt funksjonsevne.



TurnAid er et av våre "to til en" produkt!  
Ved å benytte "to til en" produkt kan  
en pleier i mange tilfeller utføre pleie og  
stell hvor man tidligere måtte være to.



| Art.nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse         |
|---------|----------------|---------------------|
| 622400  | 229390         | TurnAid vendesystem |

- ▶ Pasient vendes og forflyttes med verdighet
- ▶ Pasient kan bo lenger hjemmme i egen bolig
- ▶ Skånsom forflytning av smertepasienter
- ▶ Sikre et godt arbeidsmiljø for pleiepersonalet
- ▶ **En** pleier, hvor man tidligere måtte være to
- ▶ Svært enkelt å montere

## Fotbryter



Ved å bestille fotbryter som tilbehør frigjøres  
begge hender til pleieoppgaven.



Ergonomisk  
håndkontroll

- ▶ Enkel og lett betjening ved hjelp av håndkontroll
- ▶ Pasient forflyttes og vendes uten belastning for pleiepersonalet
- ▶ Sengegrinder er integrert
- ▶ Kan benyttes i kombinasjon med alle type madrasser
- ▶ For bruk på sykehjem, sykehus og hjemmepleie
- ▶ Brukervekt 165 kg montert på Opus 90 c, Opus 110 c, Opus 120 c
- ▶ Kan monteres på alle Opus-senger, samt de fleste senger med ramme i sengeflaten

#### Standard utstyr

|       | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse             |
|-------|----------------|-------------------------|
| 1 stk | 236360         | Håndkontroll            |
| 1 stk | 229391         | Vendelaken 180 x 350 cm |
| 1 stk | 236359         | Glidelaken 95 x 205 cm  |

#### Tilbehør

| Art. nr. | NAV<br>Art.nr. | Beskrivelse             |
|----------|----------------|-------------------------|
| 622425   | 235535         | Fotbryter               |
| 622427   | 236360         | Ekstra håndkontroll     |
| 622412   | 235537         | Vendelaken 180 x 400 cm |
| 622416   | 238445         | Glidelaken 105 x 205 cm |
| 622418   | 235536         | Glidelaken 125 x 205 cm |



Care er et trykkreduserende skumprodukt med høye krav til kvalitet, holdbarhet og den trykkreduserende effekt. Care er anbefalt primært til trykksårsforebyggelse opp til høy risiko eller sårgrad 3.

### Materiale og oppbygning

Care er produsert med høyelastisk koldskum og inkontinenstrekk. Care har oppskåret skum på begge sider med forskjellige nedskjæringsdybder. Madrassen er oppdelt i 5 soner som tilsvarer kroppens trykkpunkter. Den har i tillegg en bred skumkant for å sikre bedre stabilitet ved mobilisering inn og ut av sengen.

### Vendbar for lengere levetid

Care er produsert som en vendbar skummadrass (på begge sider) levetiden forlenges ytterligere ved bruk av et vende- og dreieregime. Trekk og madrass er tydelig merket bunn og topp. **Vanntett glidelås forenkler venderegimet.**

### Kvalitetstrekk

Madrassen leveres med et vanntett, men pustende inkontinenstrekk. Trekket har glidelås på 3 sider slik at det er lett å ta av for vask. **Glidelåsen er vanntett** noe som forhindrer væske å trenge inn til skumkjernen.

Madrasskjernen har et stoffovertrekk(trico) som gjør det enkelt å ta trekket av og på i forbindelse med vask.

Tricoen sikrer samtidig at skumkjerne og trekk glir lett mot hverandre uten motstand, slik at det ikke overføres friksjon og shear til brukeren.

### Håndtering

Caremadrassen er lett å håndtere da den har 4 håndtak – 2 i hver side. Man kan derfor alltid løfte madrassen ut av sengen, uansett hvilken side man står på. Håndtakene er forsterket på innersiden av trekket.

### Rengjøring

Inkontinenstrekket kan overflate desinfiseres og vaskes ved maks. 95 grader.

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brukervekt          | 0-150 kg                                                                                     |
| Vektfylde           | 52 kg/m <sup>3</sup> = lang levetid                                                          |
| Materiale           | Madrass: Brandhemmende HR PUR-skum med høyelastisitet<br>Trekk: Trekket pustende og elastisk |
| Vekt madrass        | 11,5 kg                                                                                      |
| Praktisk anvendelse | Trekket har 4 håndtak for å lette håndtering av madrassen                                    |

### Art.nr. Beskrivelse

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 622704 | Madrass Care 200 x 85 x 14 cm |
| 622706 | Madrass Care 220 x 85 x 14 cm |
| 622700 | Madrass Care 200 x 88 x 14 cm |
| 622702 | Madrass Care 220 x 88 x 14 cm |



## Art.nr. Beskrivelse

622724 Madrass Basis Top 200 x 85 x 7 cm

622726 Madrass Basis Top 220 x 85 x 7 cm

622720 Madrass Basis Top 200 x 90 x 7 cm

622722 Madrass Basis Top 220 x 90 x 7 cm



## Basis Top

### Trykkavlastende toppmadrass

Basis er en trykkreduserende toppmadrass til forebyggende pleie. Basismadrassen dekker høy risiko eller sårgrad 0-3. Anbefalt Brukervekt 0-150 Kg. Benyttes over en standard skummadrass.

### Materiale og oppbygning

Toppmadrassen er utviklet til forebyggelse av trykksår, den produseres av viskoelastisk spesial skum. Madrassen kombinerer dermed to gode egenskaper, høy kvalitet og komfort i den forebyggende pleie.

### Dreibar for lengre levetid

Basismadrassen er produsert som en dreibar skummadrass så levetiden av skummet kan forlenges ytterligere ved bruk av et dreieregime.

### Kvalitetstrekk

Madrassen leveres med et vanntett, men pustende inkontinestrekk. Trekket har glidelås på 3 sider slik at det er lett å ta av for vask. Glidelåsen er dekket med en stor overlapp som forhindrer væske i å trenge inn gjennom glidelåsen til skumkjernen. Madrasskjernen har et stoffovertrekk(trico) som gjør det enkelt å ta trekket av og på i forbindelse med vask. Trico sikrer samtidig at skumkjerne og trekk glir lett mot hverandre uten motstand, slik at det ikke overføres friksjon og shear til brukeren.

### Håndtering

Basismadrassen er lett å håndtere da den har 2 håndtak, man kan derfor alltid lett løfte madrassen ut av sengen. Håndtakene er forsterket på innersiden av trekket. Toppmadrassen har strikk i hjørnene for fiksering til skummadrassen.

### Rengjøring

Inkontinestrekket kan overflate desinfiseres og vaskes ved maks. 95 grader.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Brukervekt</b>          | 0-150 kg                         |
| <b>Vektfylde</b>           | 50 kg/m3                         |
| <b>Materiale</b>           | Brannhemmet fleksibelt PUR-skum. |
| <b>Madrassvekt</b>         | ca. 6 kg                         |
| <b>Praktisk anvendelse</b> | 2 håndtak, glidelås i 3 sider.   |

# MADRASSER

## Bari

OPSJONS-  
PRODUKT



### Art.nr. Beskrivelse

- 622730 Madrass Bari 200 x 85 x 14 cm  
622732 Madrass Bari 200 x 90 x 14 cm  
622734 Madrass Bari 200 x 120 x 14 cm



## Bari

### Trykkavlastende skummadrass til bariatri

Bari er et trykkreduserende skumprodukt med høye krav til kvalitet, holdbarhet og den trykkreduserende effekt. Bari er anbefalt primært til trykksårsforebygging opp til høy risiko eller sårgrad 2.

#### Materiale og oppbygging

Bari er produsert i høyelastisk koldskum med inkontinenstrekk. Bari har oppskåret skum på én side med forskjellige nedskjæringsdybder. Madrassen er oppdelt i 5 soner som svarer til kroppens trykkpunkter. For å sikre bedre stabilitet ved mobilisering ut og inn av sengen har den er bred skumkant rundt hele madrassen.

#### Shear-nedsettende trekk

Bari madrassen har 3 shear-nedsettende soner (hæl, sacrum og skulder) som beskytter mot de skader som kan oppstå ved forskyvning og rotasjon/forflytning.

#### Kvalitetstrekk

Madrassen leveres med et vanntett, men pustende inkontinenstrekk. Trekket har glidelås på 3 sider slik at det er lett å ta av for vask. Glidelåsen er dekket med en stor overlapp som forhindrer væske i å trenge inn gjennom glidelåsen til skumkjernen. Madrasskjernen har et stoffovertrekk(trico) som gjør det enkelt å ta trekket av og på i forbindelse med vask. Trico sikrer samtidig at skumkjerner og trekk glir lett mot hverandre uten motstand, slik at det ikke overføres friksjon og shear til brukeren.

#### Håndtering

Madrassen er lett å håndtere da den har 4 håndtak, 2 i hver side. Man kan derfor alltid løfte madrassen ut av sengen, uansett hvilken side man står på. Håndtakene er forsterket på innersiden av trekket.

#### Rengjøring

Inkontinenstrekket kan overflate desinfiseres og vaskes ved maks. 95 grader.

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brukervekt</b>          | 80-220 kg                                                                             |
| <b>Vektfylde</b>           | 50 kg/m <sup>3</sup> = høy levetid                                                    |
| <b>Materiale</b>           | Madrass: Brannhemmende HR PUR-skum med høy elastisitet<br>Trekk: Pustende og elastisk |
| <b>Madrassvekt</b>         | Ca. 10 kg, alt etter størrelse                                                        |
| <b>Praktisk anvendelse</b> | Trekket er utstyrt med 4 håndtak for å lette håndtering av madrassen                  |

## MADRASSER PROCARE AUTO

AVTALE-  
PRODUKT



| Art. nr | Beskrivelse                     |
|---------|---------------------------------|
| 622185  | Madrass ProCare Auto 85 x 200cm |
| 622186  | Madrass ProCare Auto 85 x 210cm |
| 622187  | Madrass ProCare Auto 90 x 200cm |
| 622188  | Madrass ProCare Auto 90 x 210cm |

- Forebygging og behandling ved sårkategori 1-4
- 20 luftceller som er 20 cm høye
- Cell-on-Cell design, alltid luft i madrassen
- Trykket innstiller seg automatisk etter pasientens vekt
- Trykket kan i tillegg fininnstilles manuelt
- Lydsvak pumpe arbeider i syklus på 10 min
- Dynamisk/statisk pumpe med sittefunksjon
- "Max firm" funksjon - statisk madrass ved pleie og forflytning
- "Max firm" funksjon tilbakestilles automatisk til vekseltrykk etter 20 min
- "Hælfunksjon", de nederste 5 cellene kan kobles fra slik at trykk fjernes
- Alarm ved strømsvikt, for lavt trykk eller behov for service
- Utskiftbare celler
- Pustende inkontinenstrekk
- Kabelføringer i madrassstrekk

### Mål og vekt

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lengde                 | 200 cm    |
| Bredde ProCare Auto 85 | 85 cm     |
| Bredde ProCare Auto 90 | 90 cm     |
| Høyde                  | 20 cm     |
| Vekt madrass           | 7.5 kg    |
| Maks brukervekt        | 30-200 kg |





**Zibo Athene**

...gør en forskel

## NoDec® Wizard

Vende- og vekseltrykkmadrass

NoDec® Wizard er en kombinert vende - og vekseltrykkmadrass som anbefales til sterkt immobile pasienter. Madrassen er designet med unike V-formede luftceller, som gir den best mulige trykkavlastning



### Art.nr. Beskrivelse

622744 Madrass NoDec Wizard 85 cm

622745 Madrass NoDec Wizard 90 cm

### Anbefalt til:

- ▶ Kritisk syke
- ▶ Intuberte
- ▶ Immobile med risiko for utvikling av lungeinfeksjon
- ▶ Sengeliggende med høy risiko for utvikling av trykksår
- ▶ Til personer som har utviklet trykksår

### 3 forskjellige terapifunksjoner

NoDec® Wizard kan innstilles i 3 forskjellige terapifunktioner

- ▶ Vendemadrass
- ▶ Vekseltrykk (med 3-celle-cyklus)
- ▶ Som en kombinasjon av vende- og vekseltrykk-madrass

### Differensiert vendefunksjonen

Vendefunksjonen kan enten anvendes kontinuerlig eller programmeres til vending hver 6. time. Den langsomt kontrollerte vendefunksjon sørger for stillingsskift og avlastning av kroppens utsatte punkter.

### Madrassoppbygning

Madrassen har luftceller plassert på tvers i over- og undermadrass og 2 permanent fylte celler som kjører på langs av madrassens sider. De langsgående luftceller kan bistå ved forflytning fra sengen. Ved bruk av vendefunksjon hjelpes den sengeliggende forsiktig med vending og de beskyttende og permanent fylte celler hjelper den sengeliggende vekk fra madraskanten.

## Mål og vekt

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lengde          | 200 - 210 cm |
| Bredde          | 85 - 90 cm   |
| Maks brukervekt | 250 kg       |
| Vekt pumpe      | 6,8 kg       |
| Vekt madrass    | 11 kg        |

### Vekseltrykk i 3-celle-



### syklus Vendefunksjon



**Kombinert vekseltrykk og vendefunksjon** Kombinasjon av ovenstående 2 funksjoner.

# NoDec® Wizard

## Generell informasjon

### Klinisk prøving

- V-formede luftceller bevarer formen under kroppen, slik at kontaktrykket fjernes fra eksakt samme område som trykket er påført. Kontinuerlig vendefunksjon skapes ved skiftevis å slippe luft ut av de V-formede celler i høyre og venstre side av madrassen.
- Valg av vendeintervall ved hjelp av touchskjerm.
- 3-celle-cyklus veksletryksystem med 50% mere støtte. Systemet gjør det lettere å utløse trykket fra et kroppsområde og oppnå 0-trykk.
- Vakuum assisterte luftcelle sikrer komplet fjernelse av luft fra tømte celler.

### Brusersikkerhet og komfort

- Touchskjermprogram gir mulighet for valg av både vendefunksjon, statisk og vekseltrykk
- Ergonomisk touchskjerm som automatisk innstiller seg etter brukerens vekt og stillingsendringer
- Komfortkontroll med tre innstillinger. Tillater individuell justering som tilpasses til den enkeltes komfort eller ut fra kliniske vurderinger.
- Ved strømsvikt forblir madrassen luftfylt i minst 6 til 8 timer, avhengig av personens vekt.
- Den permanent fylte luftcelle langs madrassidene gir en fast madrasskant ved inn- og utstigning fra seng til stol el lign.

### Verd å vite:

- Skånsom vending av den sengeliggende.
- Hurtig tømning via CPR ventil.
- Intuitiv touch-skjerm gir lett betjening av madrassens funksjoner.
- Omstilling til pleiefunksjon ved behov. Eksempelvis ved pleie og trening. Gir en fast og stabil overflate.
- Pleiefunksjon skifter automatisk over til automatisk funksjon etter 20 minutter.
- Transportmodus.
- Akustisk og visuell alarm.
- Ledningsholder integrert i madrasskanten. Fri for ledninger på gulvet.
- V-Lock-system forhindrer uhell med frakopling av strømkabel.
- Kontrollpanel låser automatisk etter 2 minutters in- aktivitet.
- Tydelig markert fotende på madrassstrekk sikrer korrekt plassering i sengen.


### Mikroklima kontroll

- Høy fordampningsevne på trekkets overside gir mulighet for kontroll av mikroklimaet.
- Reduksjon av både temperatur og fukt i hudens og madrassens overflate øker den sengeliggendes komfort og nedsetter risiko for trykksår.

### Hygienetrekk

- Trekk med sveisede sømmer forhindrer inntrengning av væske i madrassen.
- Trekk tåler vask opptil 90 grader.
- Det glatte trekket reduserer shear og friksjon.
- Tåler avtørring med desinfeksjonsmiddel.
- 360° glidelås sikrer at madrasstrekket lett kan fjernes ved behov for vask og rengjøring av celler.
- Glidelås er beskyttet av overlegg på madrasstrekket.

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Brukervekt</b>                                       | Max 250 kg                                             |
| <b>Madrass mål</b>                                      | 200x85x25 mm<br>210x85x25 mm<br>210x90x25 mm           |
| <b>Madrass vekt</b>                                     | 11 kg                                                  |
| <b>Materiale</b>                                        | Celler: PU<br>Trekk: 2-veis strekkbart PU-coated nylon |
| <b>Madrass: bedømmelse av brannhemmende egenskap</b>    | Er i overensstemmelse med BS7175 tennekilde 0.1 og 5   |
| <b>Strømenhet: bedømmelse av brannhemmende egenskap</b> | UL94 V-9-0/IP 42                                       |
| <b>Strømforsyning</b>                                   | 230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz 20 W max                     |
| <b>Pumpe mål</b>                                        | 400x160x250 mm                                         |
| <b>Pumpe vekt</b>                                       | 6,8 kg                                                 |
| <b>Klassifikasjon</b>                                   | Klasse B Medicinsk utstyr. Klasse II                   |



# MADRASSER

## NoDec® BARI

OPSJONS-  
PRODUKT



### Art. nr. Beskrivelse

622738 Madrass NoDec Bari 200x100x25

622739 Madrass NoDec Bari 200x110x25

622740 Madrass NoDec Bari 200x120x25



## NoDec® BARI

### Automatisk og effektiv 3-sellesyklus vekseltrykkmadrass

NoDec® BARI er en automatisk effektiv 3-sellesyklus vekseltrykkmadrass anbefalt til forebyggelse av trykksår hos bariatriske pasienter i alle risikogrupper (lav til meget høy risikogruppe), samt til behandling av pasienter med trykksår i kategori 1-4.

#### Airwave Technology

NoDec® BARI reduserer trykket med Airwave Technology som mekanisk tilpasser seg kroppens naturlige bevegelse og posisjon. Kontaktflatetrykket reduseres skiftevis hen over de ikke fylte luftceller og gir maksimal avlastning av trykk til pasienten. Den fullstendige eliminering av kontaktflatetrykk stimulerer reaktiv hyperemi i de dype vev og omkring sårbare knokkelfremspring og fremmer blod og lymfe flow hvilket bevarer levedyktig vev hos sengeliggende og bevegelseshemmede bariatriske pasienter som veier opp til 400 kg.

#### Madrassoppbygging

NoDec® BARI madrassen har 20 V-formede luft-celler plassert på tvers samt to permanent fylte celler som kjører på langs i kantene for å beskytte pasienten mot å glide eller falle ut av sengen ved mobilisering. De V-formede celler holdes i faste posisjoner under kroppen slik at kontakttrykket under tømning av cellene fjernes fra nøyaktig samme sted det hadde vært da cellene var fylt.

#### 4 vendinger i timen - helt automatisk

Med en 15 minutters syklus tid blir pasienter pleiet på NoDec® BARI, effektivt vendt 4 ganger i timen og ressursforbruket av pleiepersonalet til reposisjonering av tunge pasienter reduseres betydelig.

#### Pasientvekt

Den maksimale pasientvekt bestemmes av bredden på madrassen. NoDec® BARI er tilgjengelig i flere bredder og dekker pasienter fra 0-400 kg.

#### Klinisk dokumentert behandling

- Vakuumpåstøst tømning av luftceller sikrer fullstendig evakuering av luft i de celler som tømmes og eliminering av kontaktflatetrykket.
- V-formede luftceller holdes på plass under kroppen slik at kontaktflatetrykket fjernes fra nøyaktig samme sted det har vært påført.
- Kraftfull kompressor opprettholder høy luftstrøm inn i luftceller som tømmes tross mottrykk forårsaket av den tunge kroppsmassen.
- 3-celle-syklus-system med 50% flere støttende celler gjør det lettere for celler som tømmes å trekke seg vekk fra kroppskontakt og oppnå null trykk mot huden.
- 5 minutters syklusid gir regelmessig og fullstendig eliminering av kontakttrykket og re-posisjonerer pasienten 4 ganger i timen.

## NoDec® Bari

### Generell informasjon

#### Pasientsikkerhet og komfort

- Ergonomisk pasientbehandling med touchskjerm som automatisk justerer celledtrykket etter pasientens vekt og endringer i kroppstilling.
- Komfortstyring med tre trykkinnstillinger tillater tilpasning til individuelle pasientbehov for komfort eller kliniske krav.
- Madrass forblir fylt i transporttilstand eller i tilfelle strømsvikt.
- Permanent fylte celler i sidene gir en fast madrasskant og stor pasientsikkerhet og støtte ved inn- og utstigning av sengen.
- Madrassen følger ubesværet sengens funksjoner hvilket sikrer best mulig komfort og yteevne.

#### Mikroklimakontroll

- Den optimerte fordampningsevne av Dartex® trekket muliggjør kontroll av mikroklimaet.
- Reduksjon av både temperatur og fuktighet på huden og kontakttrykk mot madrassen reduserer risikoen for trykkskader og øker pasientens komfort.

#### Hjelpefunksjoner til pleiepersonalet

- Beskytter personalet for potensielle skader.
- Lett tilgjengelig CPR-ventil gjør hurtig tømning mulig.
- Intuitiv touch skjerm gir lett styring av madrassfunksjoner.
- Statisk tilstand skifter automatisk tilbake til vekseltrykk funksjon etter 30 minutter.
- Pleiefunksjons program gir hurtig et fast underlag til pleie prosedyrer eller ved mobilisering inn og ut av sengen.
- Transport modus sikrer at sengen kan transporteres uten risiko for pasienten.
- Hørbar og visuell alarm gir trygghet for pleiepersonalet.
- Kabelføring i madrassen sikrer at strømkabel er plassert slik man ikke kan snuble i den.
- V-låsesystem forhindrer at ledningen kan frakobles ved et uhell.
- Tydelig markert fotende bidrar til at pasienten plasseres korrekt.

#### Infeksjonskontroll

- Det vanntette Dartex® trekket er pustende, ultramykt og strekkbart.
- Glatte trekk reduserer shear og friksjon og gir mulighet for lett avtørring med desinfeksjonsmiddel.
- 360 ° glidelås sikrer at trekket lett kan fjernes for infeksjonskontroll av celler og vask ved høy temperatur.
- Overlapp beskytter glidelåsen og de integrerte luft-celler.

- Inkontinens trekket har sveisede sømmer for å gi en ekstra barriere mot væskeinntrengning samt gi mulighet for enkel rengjøring og desinfeksjon.

|                                                         |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brukervekt</b>                                       | Max 400 kg                                                                     |
| <b>Madrass mål</b>                                      | 2000 x 1000 x 250 mm<br>2000 x 1100 x 250 mm<br>2000 x 1200 x 250 mm           |
| <b>Madrass vekt</b>                                     | 11 kg                                                                          |
| <b>Materiale</b>                                        | Celler: Polyurethane<br>Trekk: Dartex® to-vejs stræk Polyurethane coated Nylon |
| <b>Madrass: bedømmelse av brannhemmende egenskap</b>    | Er i overensstemmelse med BS7175 tændkilde 0.1 og 5                            |
| <b>Strømenhet: bedømmelse av brannhemmende egenskap</b> | UL94 V-9-0/IP 42                                                               |
| <b>Strømforsyning</b>                                   | 230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz 20 W max                                             |
| <b>Pumpe mål</b>                                        | 400x160x250 mm                                                                 |
| <b>Pumpe vekt</b>                                       | 6,8 kg                                                                         |
| <b>Klassifikasjon</b>                                   | Klasse B Medisinsk utstyr. Klasse II                                           |
| <b>Oppustningstid</b>                                   | 30-40 min. Alt etter madrassstørrelse                                          |

## NATTBORD



### VITALIA VT 3 PREMIUM NATTBORD

- ▶ Meget stabilt nattbord med ekstra hjul under spiseplate
- ▶ Nattbordet kan benyttes på begge sider av sengen
- ▶ Trinnløs høyde- og vinkelregulerbar spise-/leseplate
- ▶ Spise-/leseplaten heves og senkes ved hjelp av gassfjær
- ▶ Skuff og skap med åpent rom mellom
- ▶ Doble lett trillende hjul, brems på to

#### Mål og vekt

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Høyde                  | 87 cm      |
| Bredde                 | 50 cm      |
| Lengde                 | 47 cm      |
| Høyde spise-/leseplate | 77-108 cm  |
| Mål spise-/leseplate   | 55 x 37 cm |
| Hjul                   | 75 mm      |



| NAV     |         |               |
|---------|---------|---------------|
| Art.nr. | Art.nr. | Beskrivelse   |
| 628203  | 207245  | Nattbord VT 3 |

Nattbord på foto har skuff nederst, tilbudt nattbord leveres med skapdør.

### VITALIA VT 2

- ▶ Stabilt nattbord med to skuffer
- ▶ Topplate med runde kanter
- ▶ Leveres som standard i bøk treverk Andre type treverk kan leveres
- ▶ Brems på to av hjulene

#### Mål og vekt

|        |       |
|--------|-------|
| Høyde  | 78 cm |
| Bredde | 50 cm |
| Lengde | 47 cm |
| Hjul   | 50 mm |



| Art.nr. | Beskrivelse   |
|---------|---------------|
| 628203  | Nattbord VT 2 |

## SENGE - LESEBORD SENGEBÅND



| Art.nr. | Beskrivelse                               |
|---------|-------------------------------------------|
| 662110  | Senge-lesebord Diffusion II med sideplate |
| 662115  | Senge-lesebord Diffusion II               |

### Senge-lesebord Diffusion II

- ▶ Stabilt senge-lesebord med vinkelstillbar bordplate
- ▶ Leveres i to versjoner; med eller uten fast sideplate
- ▶ Bordsøyle kan vinkelreguleres for best mulig tilpasning
- ▶ Leselist på bordkant
- ▶ Lavt understell for enkel tilgang under seng
- ▶ Brems på to av hjulene

### Mål og vekt

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Høyde                  | 63 - 104 cm |
| Mål bordplate          | 40 x 80 cm  |
| Mål fast sideplate     | 40 x 17 cm  |
| Hjul                   | 50 mm       |
| Bredde innvendig ramme | 76 cm       |

## SENGEBÅND



Sengebånd er en effektiv hjelp for å trekke seg opp til sittende stilling i sengen.

- Festes i sengebunnen eller under madrassen
- Båndet har løkke i den ene enden
- Man lager knuter på båndet for å letter dra seg opp
- Lengde 150cm

| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
| 622615  | Sengebånd   |



Miljøfyrtårn®

Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand  
Postboks 8343 • 4676 Kristiansand  
Tlf 38 14 48 00 • [www.varodd.no](http://www.varodd.no)  
Mail: [hjelpemidler@varodd.no](mailto:hjelpemidler@varodd.no)