

VAREKATALOG FOR RAMMEAVTALEPRODUKTER

Oslo og samhandlende kommuner
Fra mars 2020



Delkontrakt 1: Senger, madrasser og bord



Ny rammeavtale for senger, madrasser, personløftere og tekniske hjelpemidler

Vi i Invacare AS er glade for å informere om fornyet kontrakt med Oslo kommune! Vi har fra mars 2020 inngått rammeavtaler med Oslo kommune og samarbeidende kommuner om levering av senger, madrasser, personløftere og tekniske hjelpemidler.

Invacare har kontrakt på områdene:

- Delkontrakt 1:enger, madrasser og nattbord
- Delkontrakt 2: Personløfter og seil
- Delkontrakt 3: Forflytning og mobilitet

Vi har i denne katalogen samlet informasjon om **Delkontrakt 1enger, madrasser og bord** hvor vi kombinerer velkjente konsepter med mange spennende nyheter i tiden. Vi har fokus på:

- **Pasienter med demens**
- **Meget god funksjonalitet**
- **Velferdsteknologiske løsninger både for pasient og for effektivisering av driften**
- **Høy grad av sikkerhet**

Katalogen presenterer vårt avtalesortiment og øvrig sortiment som er merket **stjerne***. Delkontrakt 2 og Delkontrakt 3 har egne kataloger.

Ny NordBed sengeserie!



Informasjon om avtalene

Alle leverandører er likestilte. Informasjon om avtalene finnes på kommunenes intranett eller på e-handelsplattformen valgt av de ulike kommunene.

- Alle bestillinger med en verdi under 100 000 kroner kan gjøres direkte til leverandør.
- For bestillinger over 100 000 kroner skal det iverksettes minikonkurranse.

Dine kontaktpersoner i Invacare AS

Aina Evensen Teknisk Oslo	Oslo og Akershus	976 09 418 22 57 95 00	aevensen@invacare.com teknisk@invacare.com
Tom Inge Paulsen Teknisk Larvik	Buskerud, Vestfold og Telemark Ole Herland	915 14 513 415 02 661	tipaulse@invacare.com teknisk@invacare.com
Kundeservice Bestillinger	Rachida Laagar	22 57 95 00 22 57 95 00	norway@invacare.com ordernorway@invacare.com

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med et bredt utvalg av nye spennende produkter!
Hilsen oss i Invacare AS

Innholdsfortegnelse

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.

Delkontrakt 1: Senger, madrasser og bord

Senger		4
Sykehjemssenger	Invacare NordBed™ Ultra	Nyhet! 4
	Invacare NordBed™ Demens*	Nyhet! 8
	Invacare NordBed™ tilbehør	Nyhet! 10
	Invacare NordBed™ Optimo*	Nyhet! 18
	Invacare SB*755*	24
	Invacare SB*755* tilbehør	28
Sykehusseng	Bick	Nyhet! 36
Sykehusseng std. og høy brukevekt	Carena	38
	Invacare SB*910*	46
Senger med spesielle funksjoner		
Sykehjemsseng høy brukervekt	Invacare Octave®	50
Sykehjemsseng med lav fallhøyde	Invacare Etude® Plus Low	52
Helautomatisk pasientvendesystem med håndkontroll	Invacare Soft Tilt™ 2.0 til NordBed™ og SB*755*	Nyhet! 56
Huntington-seng	Invacare SB*755 Huntington	Nyhet! 60
Barneseng	Invacare ScanBeta® * NG	62
Madrasser		66
Standardmadrass skum	Invacare Essential Touch	Nyhet! 66
Komfortmadrass skum	Invacare Dacapo Comfort*	68
Overmadrass skum	Invacare Dacapo Top	68
Overmadrass statisk luft	Carebed*	74
Overmadrass vekseltrykk	Invacare SoftCloud™ Top*	Nyhet! 76
Vekseltrykkmadrass	Invacare SoftCloud™ ACE*	Nyhet! 76
	Invacare SoftCloud™ Pro	Nyhet! 76
Vekseltrykkmadrass høy brukervekt	Invacare SoftCloud™ ACE XL	Nyhet! 76
Trykkfordelende skummadrass høy brukervekt	Invacare Dacapo Heavy User Light*	71
Trykkfordelende skummadrass	Invacare Softform® Premier	82
Statisk og dynamisk skummadrass	Invacare Softform® Premier Active 2 RX*	Nyhet! 84
Statisk luftmadrass	Vicair® Academy*	88
Vendemadrass	Invacare Dacapo Comfort Plus + Soft Tilt™ 2.0	Nyhet! 69
Sengebord		91
Sengebord	Mona sengebord	Nyhet! 91
	Emma sengebord*	91
	Invacare Sonnet Combi*	91
	Invacare Sonnet Dual*	91
Arbeidsbord	Easylift	92
	Invacare Sonnet Basic	92
Sykebord	Invacare L865*	92

NordBed Ultra



ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | SIKKERHET | SELVSTENDIGHET



Innovative NordBed Ultra

Pasienter med særlige behov og som er avhengige av hjelp, trenger produkter som enkelt kan tilpasses deres behov. Dette gjelder spesielt personer med demens. **NordBed Ultra** er et utmerket valg grunnet de mange tilpasningsmulighetene som sengen tilbyr. Den har et gjenkjennelig estetisk design, som er ideelt for å gi pasienten følelsen av å være hjemme. Ved hjelp av automatisk tilpasning av liggeflaten, reduseres risikoen for forskyvning i sengen når pasienten skal endre stilling.

ErgoMove-teknologi

Invacare **NordBed Ultra** har **ErgoMove-teknologi** som gir pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese, samtidig som trykkfordelingen opprettholdes.

Løftemotorene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer at pasienten forblir i den samme stillingen og reduserer friksjon og forskyvning. Dette reduserer behovet betraktelig for pleierassistanse ved forflytning i sengen.



Sikkerhet, selvstendighet og bevegelighet

Laveste høyde på bare 25 cm:

- ▶ Øker sikkerheten og minsker risikoen for pasienter som er utsatte for fall
- ▶ Forebygger fallskader for ekstra utsatte pasientgrupper, som pasienter med demens, uten bruk av sidegrinder
- ▶ Lettere for pasienten å stige inn og ut av sengen

Sidegrinder og støttehåntak til ulike behov:

Delte og heldekkende sidegrinder

- ▶ For å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen
- ▶ For enklere forflytning eller vending i sengen

Ut- og innstigningshjelp

- ▶ Støtte ved inn- og utstigning av sengen

Up-and-Out™

- ▶ For en trygg og smidig forflytning, samt økt selvstendighet og bevegelighet, er pasientene i stand til å manøvrere **Up-and-Out**-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



4

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Pasienten repositioneres komfortabelt til en aktiv sittestilling og senkes ned igjen til en behagelig liggestilling, uten å skli i sengen og uten behov for forflytning.
- ▶ Reduserer skyv og friksjon

2

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytning samt økt selvstendighet



3

25 cm liggeflatehøyde

- ▶ Ved bruk av 100mm hjul blir sengens liggeflate kun 25cm, som gir en sikrere forflytning og økt forebygging mot fallskader.

4

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Optimalisert etter måling av kroppssammensetningen, som gir økt komfort og god madrassunderstøttelse

Øvrige egenskaper

- ▶ **RememberMe™:**
 - Programmerbar håndkontroll med LCD-skjerm
 - **ErgoMove** og **Up-and-Out** kan tilpasses den enkelte pasienten
- ▶ **Integrert liggeflateforlenger**
 - Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden, 20 cm tilsammen
- ▶ **Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon**
 - Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon
 - Trendelenburg kan benyttes ved medisinsk behandling og sikre god pleie ved akutte situasjoner
- ▶ **Under-bed-light**
 - Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen
 - Forebygger mot fall og uhell
 - Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk ved utstigning



Håndkontroll ▲

Lett gjenkjennelige farger for svaksynte pasienter

- ▶ De oftest anvendte knappene har lett gjenkjennelige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- ▶ Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe pasienten både på dagtid og kveldstid.
- ▶ Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- ▶ Håndkontrollen er låsbar som standard.


Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

	Bredde utvendig Madrassbredde ▼	Lengde utvendig Madrasslengde innvendig ▼	Høyderegulerbar med 100mm hjul ▼	Inndeling liggeflate ▼	Frihøyde med 100mm hjul ▼	Lårvinkel ▼
NordBed Ultra	100 / 90 cm	213 / 200 cm	25 - 85 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
	Leggvinkel ▼	Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Maks. brukervekt ▼	Vekt (uten gavel og grinder) ▼	Sengens tyngste del ▼	Maskinvaskbar ▼
NordBed Ultra	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	105 kg	55 kg	Ja

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼ Treverk ▼



Aluminiumsgrå



Bøk



Eik



Umbra



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

Artikkeloversikt

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.

Art. nr.	Produktbeskrivelse	Materiale	Madrassmål (cm)
1649885_S3	NordBed sykehjemsseng hel sengegrind	Bøk	90x200
1649885_S4	NordBed sykehjemsseng hel sengegrind	Umber	90x200
* 1649885_S5	NordBed sykehjemsseng hel sengegrind	Hvit	90x200
1649885_S3_TORILL	NordBed sykehjemsseng delt sengegrind	Bøk	90x200
1649885_S4_TORILL	NordBed sykehjemsseng delt sengegrind	Umber	90x200
* 1649885_S5_TORILL	NordBed sykehjemsseng delt sengegrind	Hvit	90x200

NordBed™ Ultra

Designet for pasienter med demens



ERGOMOVE™ TECHNOLOGY | SIKKERHET | FALLFOREBYGGENDE



Perfekt for pasienter med demens

NordBed Ultra kan konfigureres for å oppfylle de spesielle kravene til pasienter som lider under demens. For å gi en pasient med demens høy grad av sikkerhet er det viktig at pleiesengen tillater selvstendighet og mobilitet.

Den lave høyden på bare 25 cm i kombinasjon med lys under sengen (under-bed-light), reduserer risikoen for at pasienten blir skadet ved inn- og utstigning av sengen om nettene.

For å gi gode arbeidsforhold til omsorgspersonalet er **NordBed Ultra** i stand til å nå en topphøyde på 85 cm. Med **NordBed Ultra** kan sengen hele tiden tilpasses de ulike dementstadiene til pasienten.

Hjemmekoselig estetikk

Til **NordBed Ultra** er det også tilgjengelig ekstra myke trekk til langsider og endegavler i ulike farger: blå, rød, grønn. Dette gir **NordBed Ultra** et ekstra hjemmekoselig og rolig preg. Det myke trekket har en myk tekstilstruktureverflate som gir en sensorisk stimulering. Personer som lider av demens kan ha vanskeligheter med å gjenkjenne nye omgivelser.

NordBed Ultra tilbyr et bredt spekter av gavler, langsider og sidegrinder i ulike trefarger, for å kunne gjenscape et så gjenkjennelig og normalt miljø som mulig for pasienten.



- ▶ Den lave høyden tillater trygge miljøer for pasienter som er mobile
- ▶ Den svært konfigurerbare sengen kan tilpasses:
 - For å se ut som den mer tradisjonelle sengen
 - For å passe inn i et mer moderne hjem
 - For å gi et ekstra koselig, trygt og gjenngkjennelig miljø - ekstra myke trekk
 - For å reduserer risikoen for at pasienten blir skadet ved ut/inn stigning av sengen - Lys under sengen

NordBed™ -Tilbehør



Bredt tilbehørs-sortiment -
Individuell tilpasning



NordBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset den enkeltes behov.

Endegavler

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.



Una

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder, delte sidegrinder eller langsider.



Una / Una Lav

Kan brukes i kobinasjon med langsider.



Nora

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Astrid

Avtagbart panel for enklere tilgang. Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Nanna

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.



Runa

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.

Endegavler	Bøk	Eik	Umber	Bøk/ aluminiumsgrå	Aluminiumsgrå	Hvit
Una Endegavl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Astrid Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Nanna Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Runa Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓

Kosmetisk langside

Vårt utvalg av langsider gir pasienten følelsen av å være hjemme



Langside 1 i tre

Kan anvendes med endegavlene Una, Astrid og Nora.



Langside 2 i tre

Kan anvendes med endegavlen Runa og sidegrinden Ane.



Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavlen Nanna og sidegrinden Ane.

Sidegrinder

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen, for enklere forflytning eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen.

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og bidra til et behagelig arbeidsmiljø.



Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig i lengdene 200cm, 210cm og 220cm.

Art. nr. SP1649812-0703 Freya bøk 200 cm (par)



Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 200cm.



Embla forlengbar

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs lengderegulering fra 200 til 220cm.



Torill Kort

Regulerbar i 3 høyder



Torill Lang

Regulerbar i 3 høyder



Ane

3/4-lange sidegrinder i metall

Sidegrinder til tykkere madrasser



Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for tykkere madrasser



Freya sidegrindforhøyer

Freya sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser.
1648540-(+fargekode)



Embla sidegrindforhøyer

Embla sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser, samt forlenget fra 200 til 220cm.
1648229-(+fargekode)

Endegavler	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
Sidegrinder					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓*	✓*	✓*		
Ane				✓	✓

* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder

Trekk til sidegrind

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike behov: Polstrede trekk hindrer at pasienten skader seg. Nettingtrekket hindrer at pasienten kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir forhindret.

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned.

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. 1651557



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla, med høydeforlenger.



Nettingtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. 1651554



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrinden Ane

Støtte- og vendehåndtak

Utvalget av stabile støttehjelpemidler gir pasientene frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, samt stige inn og ut av sengen.



Støttehåndtak

H40 x B30 cm

Art. nr. AP1651907



Støttehåndtak

H40 x B90 cm

Art. nr. AP1651908



Utsvingbart støtte- og utstigningshåndtak

Håndtaket gir god støtte for pasienten og kan felles inn, ved inn- og utstigning. Kan brukes separat eller parvis.

Art. nr. AP1653891 (venstre)

Art. nr. AP1653894 (høyre)



Utsigningshjelp

Gir støtte ved inn- og utstigning



Oppreisningsstøtte

Gir støtte ved oppreisning samt inn- og utstigning.



Søsterhjelp

Løftebøyle til sykehjemsseng. Høyde- og dybderegulerbart håndtak.

Art. nr. 1542093-0154

Øvrig tilbehør



Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder



Sengebånd

Sengebånd 150 cm

Art. nr. 60110932



Holder til håndkontroll



Avstandsfender

Beskytter veggene når sengen flyttes. Kan monteres på kort- eller langsiden av sengerammen.

Håndkontroller og annet elektronisk tilbehør

Et stort utvalg håndkontroller finnes til **NordBed**-serien, for å passe til ulike behov



Håndkontroll

Med Anti-trendelenburg / med eller uten Trendelenburg.

Art. nr. SP1651017-0700



Håndkontroll

Med Anti-Trendelenburg / med eller uten Trendelenburg og under-bed-light.

Art. nr. SP1651018-7035



Håndkontroll med LCD-skjerm

Med **RememberMe™**-funksjonalitet. Velg mellom 4 ulike håndkontroller. Med eller uten Trendelenburg og under-bed-light.



Sengelampe (LED-lys)

LED-lampe i aluminiumsutførelse. Moderne design, med lavt strømforbruk (4W). Monteres på løftebøylebeslaget på samtlige senger fra Invacare.

Art. nr. 1535736



Under-bed-light

Lys følger med ved bestilling av håndkontroll med under-bed-light.

Optimo & Ultra																							
Madrasshøyde cm		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm)																							
Embla/Embla Forlenget																							
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 6 cm																							
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 10 cm																							
Ane																							
Ane Høy																							
Torill Lang / Torill Kort																							

Sengemodeller og Tilbehør

*MARK AT ALLE ALTERNATIVER KAN IKKE KOMBINERES, TA
GJERNE KONTAKT FOR HJELP

MODELLER

NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred
NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm vaskbar 200*105/120 cm bed

HJUL&BREMSESYSTEM

Hjul diameter 100 mm
Hjul diameter 125 mm
Hjul diameter 100 mm m/retningssperre
Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

HÅNDKONTROLLER

- 0700 = vaskbar

Håndkontroll, Standard	SP1647177-7035 / -0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend	SP1651017-7035 / -0700
Håndkontroll, Standard m/"under bed light"	SP1651016-7035 / -0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend, "under bed light"	SP1651018-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend	SP1655055-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-og antiTrend	SP1651652-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend, "under bed light"	SP1655055-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-and antiTrend, "under bed light"	SP1651652-7035 / -0700

FARGER

Bøk	-0703
Eik	-0701
Umber	-0702
Hvit malt	-9016
Blå malt	-5024
Bøk/alublå malt	-0704

ENDEGAVLER (PAR)

Una	Alle farger	SP1656756-xxxx
Una m/slisse	Alle farger	SP1655853-xxxx
Una endegavl m/ fotbrett	Alle farger	SP1656789-xxxx
Nora	Bøk,Eik, Umber	SP1657158-xxxx
Nora m/slisse	Bøk,Eik, Umber	SP1657222-xxxx
Astrid	Bøk,Eik, Umber	SP1656967-xxxx
Astrid m/slisse	Bøk,Eik, Umber	SP1656966-xxxx
Nanna	Bøk,Eik, Umber	SP1655962-xxxx
Runa	Alle farger - Bøk/alu blå malt	SP1655963-xxxx

SIDTEGRINDER(PAR)

Freya, tre	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649812-xxxx
Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1649931-xxxx
Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649932-xxxx
Embla, alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649930-xxxx
Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649934-xxxx
Torill delte grinder tre/alu, 75 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Torill delte grinder tre/alu, 96 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653634-0154
Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653637-0154
Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653636-0154
Ane høy,stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653638-0154

Tilbehør

SIDTEGRIND - TILBEHØR

Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)

Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)

Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder 10 cm

LANGSIDER

Langside 1 i tre	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	
Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	
Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	
Langside 2 i tre	Komp. m/ Runa og Ane	1657041-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Runa og Ane	1657048-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Runa og Ane	1657053-0703
Langside 3 i tre	Komp. m/ Nanna og Ane	1657040-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	1657047-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	1657052-xxxx

TILBEHØR

Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå SP1542093-0154

Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå

Avstandsfender langside

Avstandsfender kortsiden

Fenderhjul 5 cm

Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm

Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre

Oppreisningsstøtte, høyre

Oppreisningsstøtte, venstre

Utsigningshjelp

Holder til håndkontroll

Dekkrør 5 cm, 2stk

Dekkrør 10 cm, 2stk

ELEKTRONISK TILBEHØR

LED lampe

Revmatiker håndkontroll

Trådløst håndsett

T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig

Strømmforsyning, kun til bruk av servicepersonale 1446180

Batteri back Up 1650045

TREKK TIL SIDTEGRIND 1 STK

Polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	SP1651557
Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651561
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651558
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651559
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Netting trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651554
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651555
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651556
Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm	Komp. m/Torill kort	1660466
Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm	Komp. m/Torill lang	1660467
Polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653895
Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653897

EKSTRA MYKE TREKK TIL SIDTEGRIND

Ekstra myke trekk til til smalt fotbrett 1 stk + Endegavl 1 stk - Una gavler	1660465-xxxx
Ekstra myke trekk til endegavler - par	1660464-xxxx
Ekstra myke trekk til langside- par	1650168-xxxx
Blå	-3009
Grønn	-5015
Rød	-6001

NordBed™ Optimo-serien



ERGOMOVE™-TEKNOLOGI | UTMERKET TIL GJENBRUK |
SELVSTENDIG



Sengene fra **NordBed Optimo-serien** er ideelle for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer **NordBed Optimo** selvstendighet og sikrer pasientene bevegelse. Trykkavlastning er kjernen for **ErgoMove-teknologien**. **NordBed Optimo 90** sin enkle utforming gjør at både pasienten samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. **NordBed Optimo Wide** sikrer pasienter med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for dem som trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

ErgoMove-teknologi

NordBed Optimo har **ErgoMove-teknologi** som gir pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese samtidig som trykkfordelingen opprettholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Sammen med den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer det at pasienten forblir i den samme stillingen og motvirker friksjon og forskyvning.



Up-and-Out™

For en trygg og smidig forflytning, samt økt selvstendighet og bevegelse, er pasientene i stand til å manøvrere **Up-and-Out**-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



6

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Løfter pasienten komfortabelt til en aktiv sittestilling.

2


Enkel håndtering

- ▶ Demonteres enkelt for frakt og lagring. Ideell for gjenbruk.

3

Flere størrelser

- ▶ Tilgjengelig i bredde 90, 105 og 120 cm.



4

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytning

6

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Ifølge antropometrisk måling, for økt komfort

5

Design

- ▶ Bredt utvalg av endegavler med treutførelser og farger.

Øvrige egenskaper og tilbehør

▶ RememberMe™:

- Programmerbar håndkontroll med LCD
- **ErgoMove** og **Up-and-Out** kan tilpasses pasientens behov

▶ Integrrert liggeflateforlenger

- Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden

▶ Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon

- Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon
- Ved tilvalg av Trendelenburg-funksjon kan dette benyttes ved medisinsk behandling og sikre god pleie ved akutte situasjoner

▶ Under-bed-light

- Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen
- Forebygger mot fall og uhell
- Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk ved utstigning

Egenskaper og fordeler



◀ Transport og lagring

NordBed Optimo 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På **Optimo** 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov for transportstativ. **NordBed Optimo** 120 cm kan demonteres i tre deler og enkelt flyttes med en tralle.



◀ Laget for gjenbruk

Sengene i **NordBed Optimo-serien** kan tilpasses maskinvask.



◀ Håndkontroll

- De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe pasienten både på dagtid og kveldstid.
- Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- Håndkontrollen er låsbar som standard.

Dette er
NordBed Optimo-serien


NordBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige
vektkategorier og størrelser

	Demontert	Maks brukervekt	Sengens tyngste del
NordBed Optimo 90 <i>Gir selvstendighet og sikrer bevegelse</i> 	5 Deler	200 kg	20 kg
NordBed Optimo 105 <i>Bredere seng tilpasset pasienter som trenger mer plass til forflytning i sengen</i> 	5 Deler	200 kg	25 kg
NordBed Optimo 120 <i>Ekstra komfort for større personer</i> 	3 Deler	250 kg	70 kg

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter

Tekniske data ▼


Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

						
	Bredde utvendig Bredde innvendig ▼	Lengde utvendig Lengde innvendig ▼	Høyde- regulerbar ▼	Inndeling liggeflate ▼	Klaring under sengen ▼	Lårvinkel ▼
NordBed Optimo 90	100 / 90 cm	213 / 200 cm	31 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 105	115 / 105 cm	213 / 200 cm	31 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 120	130 / 120 cm	213 / 200 cm	31 - 81 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°

						
	Leggvinkel ▼	Anti- Trendelenburg / Trendelen- burg ▼	Maks. brukervekt ▼	Samlet vekt ▼	Sengens tyngste del ▼	Maskinvaskbar ▼
NordBed Optimo 90	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	20 kg	Yes
NordBed Optimo 105	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	25 kg	Yes
NordBed Optimo 120	19°	+/- 15°	250 kg / SWL 285 kg	130 kg	70 kg	Yes

NB: Senget må ikke benyttes av personer under 12 år, eller personer med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼ Treverk ▼



Aluminiumsgrå



Bøk



Eik



Umbra



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

Artikkeloversikt

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.

Art. nr.	Produktbeskrivelse	Materiale	Madrassmål (cm)
* 1649886_S2	NordBed sykehjemsseng endegavl Nora sidegrind Freya	Bøk	90x200
* 1654207_S1	NordBed sykehjemsseng endegavl Nora sidegrind Freya	Bøk	105x200

SB[®] 755



Når komfort kommer først



SB 755 er det ideelle valg for å kombinere komfort, enkel håndtering og sikkerhet - både til hjemmepleie og til institusjonsbruk.

SB 755 har firedelt liggeflate, og med fire motorer gir dette en seng med mange innstillingsmuligheter. Dette gir gode posisjoneringsmuligheter og høy liggekomfort for pasienten. Funksjonene bidrar også til forebygging av trykksår. **SB 755** kan forlenges med 10 cm både i hode- og fotende (tilsammen 20 cm).

Alle disse egenskapene gjør **SB 755** til en svært funksjonell seng som sikrer høy komfort både for pasient og pleier.



Gode løsninger for korrekt håndtering

Stadig strengere hygienekrav i helsesektoren gjør at det mange steder tas i bruk egne vaskemaskiner for å rengjøre hjelpemidlene mest mulig effektivt. Invacare er stolt av å kunne tilby **SB 755 W** som er dokumentert vaskbar i fremtidens vaskemaskiner.

Invacare tilbyr også en delbar modell, **SB 755 TLL**, hvor ingen av delene veier mer enn 25 kg. Sengen har en praktisk transportløsning som gjør at den kan oppbevares og transporteres montert på understellet. **SB 755 TLL** er lite plasskrevende ved lagring.



Sikkerhet først


Som alltid hos Invacare er sikkerhet vår høyeste prioritering. Sidegrindene, både i standard og i forlenget versjon, imøtekommer de høye kravene i den nye standarden IEC 60601-2-52, uten at dette påvirker de ergonomiske arbeidsforholdene til pleieren.

Høy pasientkomfort er vårt ansvar


SB 755 har flere egenskaper som gir god sitteposisjon og reduserer skyv- og friksjonskrefter under forflytning. Disse inkluderer forbedret tilbakeføring av ryggen, samtidig som den opprettholder lengden for madrassen på liggeflaten, og en bendel som kan senkes under horisontalt.

For å imøtekomme behovene til den enkelte bruker på en ergonomisk riktig måte, har **SB 755** integrert liggeflateforlenger på 10 cm i både hode- og fotenden.

Flere modeller, egenskaper og valg



Automatisk tilbakeføring av ryggen - forbedret funksjon. Øker komforten når man aktiverer ryggen, og minimerer friksjon.



Inndelingen av liggeflaten er tilpasset kroppens fysiske mål, for økt komfort.



Enkel transport og lagring med Bjørn sengetralle.



SB 755 finnes i også i breddene 105 og 120 cm, tilpasset større brukere. Maksimal brukervekt 200 kg.

Tilbehør



Olivia endegavl

Kan brukes sammen med kosmetisk langside og **Scala 2** sidegrind. Leveres i lys eik og bøk.



Victoria endegavl

Avtagbart panel – tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.



Sophie endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.



Emma endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Scala 2** sidegrinder.



Susanne endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.



Anita endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.



Britt V sidegrind

Integrert sidegrind i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Leveres i faste lengder på 200, 210 og 220 cm.




Line/Line teleskopisk sidegrind

Integrert sidegrind i aluminium. Leveres i bøk, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Leveres i lengde 200 cm (**Line**) og 200–220 cm (**Line teleskopisk**).



Scala 2 sidegrinder

Nedfellbare sidegrinder i metall. Leveres i 3 høyder som passer med madrasshøydene 15, 20 og 25 cm.




Langside

Kosmetisk langside i stedet for sidegrind. Leveres i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.



Langside til Olivia

Kan brukes i kombinasjon med **Scala 2** sidegrinder. Leveres i bøk og lys eik.



Liggeflate

Liggeflaten er tilgjengelig med lameller i tre- eller aluminium.



Flere håndkontroller

Invacare **Soft Control** eller standard håndkontroll begge med «grønn knapp» funksjon.



Løftebøyle

Håndtaket kan justeres i høyde og dybde.



Utsvingbart støtte- og vendeåndtak

Håndtaket gir god støtte for brukeren ved inn- og utstigning av sengen.




Sentralbrems

Tilgjengelig med hjul diameter på 100 mm, 125 mm og 150 mm. 125 mm er standard.

Tekniske data

For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product's user manual, please see your local Invacare website.

	Madrassbredde	Madrasslengde	Liggeflatevending	Mål på liggeflateseksjoner	Frihøyde	Ryggvinkel	Lårvinkel
SB 755	 850 / 900 mm Utvendig bredde 950 / 1000 mm	 2000 - 2200 mm Utvendig lengde 2130 - 2330 mm	 og totalhøyde 350-830 mm / 1560-2020 mm	 800 - 260 - 260 - 680 mm	 170 mm med 125 mm hjul	 0 - 73°	 0 - 28°
SB 755 Wide 1050 mm	1050 mm Utvendig bredde 1150 mm	2000 mm Utvendig lengde 2130 mm	og totalhøyde 350-830 mm / 1560-2020 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	170 mm med 125 mm hjul	0 - 73°	0 - 28°
SB 755 Wide 1050 mm	1200 mm Utvendig bredde 1300 mm	2000 mm Utvendig lengde 2130 mm	og totalhøyde 350-830 mm / 1570-2020 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	170 mm med 125 mm hjul	0 - 73°	0 - 28°

	Vinkel under horisontal	Benvinkel	Vinkel over/under vannrett	Maks. brukervekt	Produktets tyngste enkelt del	Dokumentert maskinvaskbar	
SB 755, SB 755 Wide	 0 - 16°	 0 - 18°	 25° / 14°	 200 kg / SWL 235 kg	 25 kg (SB755 TLL)	 (IPx6w) ¹ (SB755 vaskbar)	 Bariatrisk bruk

NB/ Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Tilfredsstiller kravene i IEC 60601-2-52

1/ Leveres som et alternativ til standardmodellen

Rammefarge og treverk

Aluminiumsgrå ramme (RAL 9007)	Bøk (standard)	Lys eik	Hvitpigmentert bøk	Kirsebær
				



Tuv-godkjent

Artikkeloversikt

Artikkelnummer	SB 755 med sentralbrems og sidegrinder	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
3000755_32035CC1_1	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	85x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_32D33KC6_1	4 motorer, TLL, vaskbar	85x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_42035CC1_2	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_42D33KC6_1	4 motorer, TLL, vaskbar	90x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_50035CC2_1	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	105x200	Bøk	SB 755 bred med Britt V
3000755_55035CC2_1	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	120x200	Bøk	SB 755 bred med Britt V
3000755_32035CC1_2	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	85x200	Hvitpigmentert	SB 755 med Britt V
3000755_42035CC1_3	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x200	Hvitpigmentert	SB 755 med Britt V
3000755_32035CC1_7	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	85x220	Bøk	SB755 med Susanne og Britt V
3000755_42035CC1_7	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x220	Bøk	SB755 med Susanne og Britt V
3000755_32D35CC1_3	4 motorer, TLL, vaskbar	85x200	Eik	SB 755 med langside til Olivia
3000755_42D35CC1_2	4 motorer, TLL, vaskbar	90x200	Eik	SB 755 med langside til Olivia

Sengetilbehør



Tilbehør som dekker alle behov!
SB-serien og Etude



Invacare har et bredt sortiment av tilbehør som gir mulighet til å tilpasse sengene til det aktuelle behovet. Blant annet er det mulig å velge ulike endegavler og sidegrinder for å få et ønsket design på sengen, samtidig som man imøtekommer pasientens behov for sikkerhet.

Endegavler



Sophie endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.
Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.
Art. nr 1523360-0101 (85 cm)
Art. nr 1523359-0101 (90 cm)



Victoria endegavl

Avtagbart panel – tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.
Art. nr 1523805-0101 (85 cm)
Art. nr 1523804-0101 (90 cm)



Susanne endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.
Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.
Art. nr 1523502-0101 (85 cm)
Art. nr 1523501-0101 (90 cm)
Art. nr 1545468-0101 (105 cm)
Art. nr 1545522-0101 (120 cm)



Anita endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.
Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.
Art. nr 1523500-0101 (85 cm)
Art. nr 1523473-0101 (90 cm)



Olivia endegavl

Kan brukes sammen med kosmetisk langside og **Scala 2** sidegrind. Leveres i lys eik og bøk.
Art. nr 1576598-0525 (85 cm)
Art. nr 1576599-0526 (90 cm)

Sidegrinder



Sidegrind Line

Integrert sidegrind i aluminium. Tilfredsstiller den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til gavlene Victoria/Sophie/Susanne og Anita. Max madrasshøyde 180-200 mm anhengig av hvilken sengemodell. Tilgjengelig i bøk, lys eik, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Lengde 2000 mm.
Art. nr 1522786-0126 (par)



Sidegrind Line teleskopisk

Integrert sidegrind i aluminium som er teleskopisk. Tilfredsstiller den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til gavlene Victoria/Sophie/Susanne og Anita. Max madrasshøyde 180-200 mm anhengig av hvilken sengemodell. Tilgjengelig i bøk, lys eik, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Lengde 2000-2200 mm.
Art. nr 1522787-0125 (par)



Sidegrind Britt V

Sidegrind i bøk og lys eik. Møter standarden for senger IEC 60601-2-52.
Art. nr 1538458-0101 (par, lengde 2000 mm)
Art. nr 1574861-0101 (par, lengde 2100 mm)
Art. nr 1574862-0101 (par, lengde 2200 mm)



Forhøyningsribbe

Til sidegrind Line samt Britt III/V. Monterbar forhøyningsribbe som øker høyden med 150 mm, noe som innebærer en maks madrasshøyde for Britt sidegrind 270-300 mm, samt for Line sidegrind 320-340 mm.
Art. nr 1538420-0125 (Britt, 1 stk)
Art. nr 1538345-0125 (Line, 1 stk)



Sidegrind Scala Basic 2 Plus

Nedfellbar sidegrind i metall med hurtigkobling som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 150-170 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver.
Art. nr 1529901-0154 (høyre)
Art. nr 1529746-1015 (venstre)



Sidegrind Scala Medium 2

Nedfellbar sidegrind i metall som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 200-220 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver.
Art. nr 1530437-0154 (høyre)
Art. nr 1530453-0154 (venstre)



Sidegrind Scala Decubi 2

Nedfellbar sidegrind i metall som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 290-300 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver.
Art. nr 1530819-0154 (høyre)
Art. nr 1530818-0154 (venstre)



Brukerbetjent sengegrind i metall

Sammenfellbar sengegrind i metall hvor brukeren kan betjene sengegrinden.
Art. nr 1435212-0154 (høyre)
Art. nr 1435211-0154 (venstre)

Overtrekk



Polstret trekk til sidegrind Line og Britt V

Polstret trekk som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Fåes som normalpolstret og dobbeltpolstret i lengdene 2000/2100/2200 mm. Vaskbart på 90 grader. Farge blå.
Art. nr 1449588 (200 cm)
Art. nr 1449591 (210 cm)
Art. nr 1449592 (220 cm)



Overtrekk til sidegrind Line og Britt V, netting

Overtrekk i netting som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Tilgjengelig i lengdene 2000/2100/2200 mm. Vaskbart på 60 grader. Farge hvit.
Art. nr 1449590 (200 cm)
Art. nr 1449593 (210 cm)
Art. nr 1449594 (220 cm)



Polstret overtrekk til sidegrind Britt III/IV og Lilly III

Polstret overtrekk som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Tilgjengelig som normalpolstret i lengdene 2000/2160 mm, samt dobbeltpolstret i lengdene 2000 mm. Vaskbart på 90 grader. Farge blå.
Art. nr 1449412 (200 cm)
Art. nr 1493565 (215 cm)



Polstret sikkerhetstrekk

Polstret sikkerhetstrekk som egner seg godt til urolige pasienter. Tilgjengelig i lengdene 2000/2160 mm. Kompatibelt med sidegrind Britt III/IV og Lilly III. Vaskbart på 90 grader. Farge lys blå.
Art. nr 1511890



Polstret overtrekk til nedfellbar sidegrind

Overtrekket kan sitte på sidegrinden når denne senkes. Finnes som normalpolstret og dobbeltpolstret. Vaskbart på 90 grader. Farge lys blå.
Art. nr 1449419 (Medium/Decubi)
Art. nr 1449423 (Basic)

Støtte-og vendehandtak



Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling

Støtte-og vendehandtak som kan brukes til vending i seng eller til inn/utstigning av seng. Støtte-vende-handtaket finnes i fargene beige eller alu-silver og passer til **SB® 750/755/400/Etude**, samt eldre sengemodeller fra Invacare.

Bilde 1: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H400 x B950 mm.

Art. nr 1417512-0154

Bilde 2: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H250 x B800 mm.

Art. nr 1417510-0154

Bilde 3: Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling H400 x B300, og H400 x B500 (ikke avbildet).

Art. nr 1417511-0154

Art. nr 021963-0154

Art. nr 021964-0154

Bilde 4: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H250 x B300 mm.



Utsvingbart utstigningshandtak

Kan brukes alene eller som par som ekstra hjelp ved inn- og utstigning av sengen. Farge alu-silver. Art. nr 1529665-0154



Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling. Passer til Octave seng

H400 x B 350.
Farge alu-silver.
Art. nr 1446353-0152



Oppreisningsstøtte

Hjelper pasienten å komme helt opp i sittende stilling, samt fungerer som en ekstra hjelp for å komme ut av sengen. Oppreisningsstøtten kan enkelt reguleres og det medfølgende festet kan monteres valgfritt på høyre eller venstre side. Farge beige eller alu-silver. Art. nr 1426899-0154



Utsigningshjelp

Plasseres i sengens feste for løftebøyle. Utsigningshjelpen benyttes som støtte ved forflytning mellom seng og stol, rullator eller opp til stående. Art. nr 1534684-0154 (alu-silver)


Løftebøyler



Løftebøyle

Håndtaket kan stilles inn i høyde og dybde. Farge alu-silver eller beige.

Art. nr 1542093-0154 (alu-silver)



Svingbar løftebøyle

Svingbart parallelt med sengens langside og til ca. 20 grader fra hode-enden. Fungerer veldig godt sammen med for eksempel takløft. Håndtaket kan enkelt innstilles etter høyde og dybde.

Art. nr 3000650.57650PO (alu-silver)

Øvrig tilbehør



Avstandsfender

Beskytter veggene på pasientrommet. Det finnes to modeller; én som settes på sengerammen i hodeenden (type1), og én som settes på sengerammen på langsiden (type 2). Fenderene er teleskopiske.

Art. nr 1426875-0154 (type 1)

Art. nr 1527093-0154 (type 2)



Avviserhjul

Monteres horisontalt under gavlen. Beskytter veggene ved forflytning av sengen gjennom korridorer. Finnes i 3 hjuldiameter.

Art. nr 50.59600.00 (75 mm)



Alternative hjulstørrelser

Flere ulike størrelser mellom 80-150 mm, separat låsbare eller sentrallås kan tilbys ved ny bestilling av seng eller til ettermontering. Noen størrelser kan også leveres med retningsperre.



Hjulsett for lavbygning

75 mm hjul som passer til **SB® 750/755**. Farge beige eller alu-silver. Sengens laveste posisjon kan da senkes til 250 mm.

Art. nr 021343-0154 (alu grå)



Begrensningsbøyle til bendel

Forhindrer at bendelen på **SB 750/755** kommer under horisontalen. Farge beige eller alu-silver. Teleskopisk stillbar i breddene 850-1200 mm.

Art. nr 1510820-0154



Grindlås til integrert sidegrind

Enkel låsing av sidegrind. Brukes i de tilfeller der man ønsker å forhindre bruk av sidegrind. Passer alle modeller.

Art. nr 1525496

Øvrig tilbehør



Langside

Kosmetisk langside i stedet for sidegrind. Passer til endegavlene Victoria, Sophie, Susanne og Anita. Finnes i bøk, hvitpigmentert bøk, lys eik og kirsebær i lengdene 200, 210 og 220 cm.

Art. nr 1575493-0101
(bøk, 200 cm)

Art. nr 1575493-0105 (hvitpigmentert bøk, 200 cm)

Art. nr 1575493-0526
(lys eik, 200 cm)

Art. nr 1575493-0102
(kirsebær, 200 cm)



Langside til Olivia

Kan brukes i kombinasjon med **Scala 2** sidegrinder. Leveres i bøk og lys eik.


Art. nr 1576603-0526 (lys eik, 200 cm)

Art. nr 1576603-0101 (bøk, 200 cm)



Sengetralle Bjørn

For lagring og transport av 850-1200 mm brede senger. Art. nr 6490097-02



Dyne-støtte

Plasseres frittstående i seng. Art. nr L871



Infusjonsstativ

Infusjonsstativ til seng.
1. Art. nr. 50.60030.M0
2. Art. nr. 50.60030.B0



Feste til infusjonsstativ

Feste til hjørne eller langside. Art. nr 50.60910.00

Alternative betjeningsbokser og annet elektronisk tilbehør



Låsbar betjeningsboks HL80 og HB80

På HL85 kan hver funksjon låses individuelt. Passer til **SB 750** (4 motorer)/**755**.

Art. nr 1531346-7035 (HL80 låsbar)

Art. nr 1531345-7035 (HB80)



Betjeningsboks HB85 til Octave® seng

Låsbar betjeningsboks til **Octave** sengen.

Art. nr 1529915-7035



Holder til betjeningsbokser

Passer til betjeningsboks modell HB70/HB80/Softcontrol. Farge beige eller alu-silver.

Art. nr 1433835-0154

Øvrig



Spise -/lesebrett

Et stabilt bord som plasseres direkte på sidegrindene når de er felt opp. Passer til 850 mm og 900 mm brede senger.

Art. nr 50.51260.09 (85 cm)

Art. nr 50.51250.09 (90 cm)

For øvrige sengebord, se vår hjemmeside www.invacare.com.

Kompatibilitetsskjema

Invacare **SB* 755, SB* 750, SB* 400**

		Endegavler				
Sidegrinder		Victoria Sophie Susanne Anita	Olivia	Emma	Forhøyningsribbe Line	Forhøyningsribbe Britt
	Line				x	
	Line forlengningsribbe	x				
	Britt V	x				x
	Scala Basic	x		x		
	Scala Basic Plus					
	Scala Medium	x		x		
	Scala Decubi	x		x		
	Langside	x				
	Langside til Olivia		x			

Invacare **Etude Plus (Low) og Octave**

		Endegavler		Forhøyningsribbe
Sidegrinder		Etude Plus (Low)	Octave	Britt
	Line	x	x	
	Line teleskopisk	x	x	
	Britt V	x	x	x
	Scala Basic	x		
	Scala Basic Plus	x		
	Scala Medium	x		
	Scala Decubi	x		

Tilfredsstiller kravene i
IEC 60601-2-52

BICK

Sykehusseng med vertikaldelt sidegrind



Bick sykehusseng har firedelt liggeflate med elektrisk regulering av ryggdel, lårdel, fotdel og høyde. Ved hjelp av håndkontrollen og sengens fire motorer kan posisjonen på de ulike delene samt sengens høyde reguleres uavhengig av hverandre. Håndkontrollen er enkel i bruk og kan plasseres slik at pasienten lett når den i ulike leier. Sengen har et betjeningspanel for sykepleier i fotenden.

Bick er konstruert i anti-bakterielt materiale, og tåler vask under høyt trykk i maskin.

Sikker løftekapasitet (SWL) er hele 310 kg.

Egenskaper

- Liggeflaten kan forlenges med 200 mm
- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg -15°/15°
- 150 mm antistatiske hjul
- Sentralbrems med to pedaler og portørpedal i hodeenden
- Frihøyde på 15 cm under sengen
- Fenderhjul på alle hjørner
- Gavlene er enkle å ta av
- Pulverlakkert stål: rustfritt, anti-ripe og anti-bakterielt

Valg og tilbehør



Løftebøyle og infusjonsstativ

Løftebøyle og infusjonsstativ kan festes på begge sider av hodeenden.



Håndkontroll og betjeningspanel

Håndkontroll og betjeningspanel er enkle i bruk.



3/4 sidegrind


Bick kan leveres med 3/4 sidegrind.

Tekniske data

	Bredde utvendig	Lengde	Høyde-regulerbar	Ryggvinkel	Lårvinkel	Benvinkel	Trendelenburg/ Anti- Trendelenburg	SWL
Bick	1050 mm	Lengde utvendig: 2130 mm (+200 mm) Lengde innvendig: 2000 mm (+200 mm) Madrass: 850 x 2000	400 – 800 mm	0 – 70°	0 – 35°	0 – 20°	Elektrisk og manuell: -15°/15°	SWL 310 kg

Farge

Hvit



Artikkelnummer	Bick	Madrassmål mm	Produktbeskrivelse
60110929	4-motorer, 4-delt liggeflate	850x2000 mm	Bick med vertikaldelte sidegrinder.
60110964			Løftebøyle til Bick

A photograph of a hospital gurney floating on a calm lake. The gurney is tilted slightly and has a colorful floral patterned blanket on it. The background shows a dense forest under a blue sky with light clouds. In the top left corner, there are several overlapping white circles of varying sizes, some of which contain faint, stylized gear-like patterns.

CARENA™

Maskinvaskbar

Sykehusseng



Carena kommer nå også i maskinvaskbar utgave

Merivaaras populære Carena-seng har alle funksjonene som helsepersonell ønsker seg med hensyn til ergonomi og pasientsikkerhet. Den nye maskinvaskbare utgaven takler alle de krevende forholdene i vaskemaskinen, og oppfyller alle de strengeste standardene og kriteriene knyttet til hygiene. Dens antibakterielle behandling reduserer bakterievekst, også på sengerammen.

For helsepersonellets beste – lett å bruke, lett å vaske

Carena er utviklet for å oppfylle alle behovene til helsepersonellet. De mange funksjonene og tilbehøret forbedrer ergonomi og legger bedre til rette for helsepersonellets krevende arbeid. Utformingen av madrassbasen, de ergonomiske bremsepedalene og et stort spekter av ekstrautstyr gjør Carena til pleiernes favoritt.

Designerne har rettet spesiell oppmerksomhet mot manøvreringen av sengen, krav iht. pasientenes vekt og valg av hjul. Dette sikrer en seng som er svært god å transportere, også med tunge pasienter. Personalet kan enkelt transportere sengen mellom avdelinger, eller til vask.

- Ergonomisk
- Lett å vedlikeholde
- Lang levetid

Sengen kan leveres med HCH-hodegavl. Portørpedaler (tilvalg) forenkler transport av sengen.



Sengen på bildet er en standard Carena-seng.

Vaskbar Carena overholder de strengeste standardene og kriteriene til hygiene

Den nye maskinvaskbare Carena overholder standarden EN 60601-2-52 for sykehussenger og oppfyller kravene til seksjon 201.11.6.6.101 "Maskinvaskbare senger i helsetjenesten".

Rammestrukturen oppfyller kriteriene i klasse C5-M til standarden ISO 12944-6 "Maling og lakk – Korrosjonsbeskyttelse på stålstrukturer med beskyttende malingssystemer – del 6: Testmetoder for laboratoriumsyttelse". Kriteriene til klasse C5-M tilsvarer et krevende miljø, for eksempel 15 år i saltvann.

Det har blitt rettet spesielt mye oppmerksomhet til kravene for vasking med vann ved utforming av de elektriske komponentene. Beskyttelsesgraden til den vaskbare Carena er IP66W, som indikerer forbedret tetthet av de elektriske komponentene.

Da vi valgte materialer og mekaniske strukturer på sengen, fokuserte vi spesielt på de maskinvaskbare og antibakterielle egenskapene til sengen.

Spesialfunksjoner

- Beskyttelse mot rust og korrosjon på sengerammen
- Beskyttelsesgrad IP66W
- Antibakterielt beleg
- 150 mm doble hjul

Fordeler

- Antirust-egenskaper
- Økt levetid på elektriske komponenter
- Antibakterielle egenskaper
- Enkel å transportere fra sengeposten til sengevask





Til fordel for pasientene – et trygt og ergonomisk valg

Carena gir pasienten den best mulige ergonomi. Sengen er blitt designet for å takle vektøkningen i dagens samfunn, samt økningen av antall eldre pasienter. Minstehøyden på Merivaaras Carena-seng gjør det lettere for korte pasienter å klatre inn og ut av sengen selv. Den sikre arbeidsbelastningen til sengen er 330 kg, noe som betyr at den også er trygg for tyngre pasienter.

Riktige og fleksible behandlingsposisjoner er avgjørende for pasientkomfort, og det kan lett tilrettelegges med madrassbasen med fire seksjoner. Den unike løftemekanismen gir mulighet for regulering av Trendelenburg, også i sengens laveste posisjon.



Funksjoner

- Høy trygg arbeidsbelastning (SWL) 330 kg
- Høydejustering 340–855 mm
- Enkelt bremsesystem
- Madrassbase med fire seksjoner, elektrisk justering
- Et stort utvalg tilbehør

Fordeler

- Passer for store pasienter
- Uslålig pasient- og pleieergonomi
- Eksepsjonell smidighet
- En rekke posisjoner som bidrar til behandling
- Pasienten kan justere sengen selv



Riktige og variable behandlingsposisjoner er avgjørende for pasientkomfort, og det kan lett tilrettelegges med madrassbasen med fire seksjoner. Det er mye lettere for pasientene å komme seg inn og ut av sengen.



Trendelenburg-stillingen brukes for å sikre god akuttpleie. Den vertikale løftebevegelsen krever ikke ekstra plass, noe som betyr at posisjonen kan bli endret, også i trange omgivelser. Den unike løftemekanismen har blitt patentert.



Det valgbare nattlyset forbedrer sikkerhet, også om natten. Sengen på bildet er en Futura Plus, men lampen den samme som på Carena.



Det valgbare lyset kan brukes som et praktisk leselys. Sengen på bildet er en Futura Plus, men lampen den samme som på Carena.



Utformingen av bremsepedalen gjør det lettere å låse og frigjøre bremsen. De doble hjulene gjør sengen lett å manøvrere.



Madrassbasen til vaskbare Carena er laget av metallnett.



Fabrikkmontert og valgfritt tilbehør

Alternativer for sengegavl



Standard 85 cm, A42179800

- lyseblå (RAL 5024)
- blå (RAL 5023)
- lilla (RAL 4012)
- hvit (RAL 9002)
- lysegrønn (RAL 6021)
- rød (RAL 3020)
- gul (RAL 1003)
- beige (RAL 1015)
- bjørk



Nedfellbar senggavl,
85 cm, A42179900



Ergonomisk sengegavl (høyde 48 cm),
85 cm, A42180200

Ergonomisk sengegavl (høyde 40 cm),
85 cm, A42180300

Ergonomisk standard sengegavl, 85
cm, A42189900

Mulighet for sidegrinder



Hel, sammenleggbare sidegrind
A41974400

- krom
- lakkert



3/4 sidegrind A42362500

- krom
- sølvlakkert RAL9006
- hvitlakkert RAL9002

Rammefarge



Standard:

- Antibakteriell sølv
(RAL 9006)

Hjul




Alternativer for hjul

- 150 mm doble hjul

Alternativer for bremsepedaler

- 2 bremsepedaler ved fotenden
- bremsebøyle ved fotenden
- bremsepedaler over hvert hjul
- Portørpedaler

Valgfritt femte hjul, A41856300



Bildet til venstre viser hvordan venderadiusen til sengen reduseres med et femte hjul. Bildet til høyre viser venderadiusen uten det femte hjulet.



Annet tilbehør

Alternativer for madrass



Standard madrass
2000x850x120
100000934



Mediflex Safe madrass
2000x850x130
100000943
Også tilgjengelig som
redningsmadrass



Mediform-madrass,
viskoelastisk
2000x850x130
100000949
Også tilgjengelig som
redningsmadrass

Kurver



Oppbevaringskurv sikret til rammen, Aviskurv, 128009784
A41955500



Støtte for pasienter



Løftebøyle med håndtak,
Art. nr. 60110962



Gripehåndtak, A41842500
Adapter A42066600

Infusjonsstativ



2 kroker
100005780



4 kroker
100000499



Infusjonsposeholder for
løftebøyle, 100000713

Elektriske komponenter



Batteri,
A41956300



Betjeningspanel TLB,
A41987800



Kontrollpanel for sykepleier,
60110933

Pasientens kontrollpanel, leselys
og lys under sengen, A42968700
(Bilde på side 5)

Annet tilbehør

Andre braketter og holdere



Madrasstøtte,
A41986900



Krok til elektrisk kabel,
A41987307

Holder for
håndkontroll,
A42274500
Adapter A42066600



Oksygenflaskeholder 5 kg,
100005870



Urinposeholder,
A42097900



Urinflaskeholder,
128009790



Adapter for
gripehåndtaket
og pasientens
kontrollpanel,
A42066600

Annet



Vater,
A42068000



Armbord, 100000127



Sammenleggbare
håndtak, 100009756



Tilbehørsskinne, 1 skinne
100000701

Braketter,
A41980200

Vær oppmerksom på at tilbehøret opprinnelig er beregnet på standardsengen og har ikke blitt utformet for maskinvasking.

Tekniske spesifikasjoner

TEKNISKE FUNKSJONER

Ramme	Epoxybelagt, antibakteriell
Madrassbase	4-delt, metallnett
Bredde på madrassbasen	Standard 850 mm (madrass 850 mm); også tilgjengelig i 800 mm (madrass 800 mm) og 900 mm (madrass 900 mm) ¹⁾
Lengde på sengen	2154 mm (uten avviserhjul)
Minstehøyde	340 mm (med doble 150 mm hjul)
Makshøyde	855 mm (med doble 150 mm hjul)
Sengens vekt	100–110 kg
Justering av ryggdelen	0° – 70°
Justering av beindelen	-24° – +29°
Trendelenburg	12°
Omvendt Trendelenburg	6°
Maksvekt på pasient uten tilbehør	310 kg
Trygg arbeidsbelastning	330 kg

INNSTILLINGER

Høyde	Elektrisk
Ryggdelen	Elektrisk
Bendelen	Elektrisk og manuell
Trendelenburg	Elektrisk og manuell

¹⁾ For å finne ut mer om spesielle sammensetninger av den vaskbare Carena, ta kontakt med Merivaara eller din nærmeste Merivaara-representant. Kontaktinformasjon: www.merivaara.no.






Artikkelnummer	Produktbeskrivelse	Madrassmål (cm)
60110930	Sykehussseng hel sengegrind	90x200
60110954	Sykehussseng høy brukervekt	90x200
60110955	Sykehussseng med 3/4 sengegrind	90x200
60110962	Løftebøyle (søsterhjelp) til sykehusseng	
60110933	Betjeningspanel for helsepersonell	

Til helsepersonellets og pasientenes beste

Merivaara utvikler og tilbyr en rekke ulike sykehusmøbler, slik som operasjonsbord, medisinsk belysning, undersøkelsesbord, traller, fødesenger og pasientsenger. Vi tilbyr også integrerte systemer og serviceavtaler for å forlenge produktenes levetid. Våre allsidige løsninger gir effektiv pasientflyt på sykehuset, dagkirurgi og helseklinikker, i tillegg til pleiehjem og hjemmehjelp. Vårt nøkkelmål er å kunne bidra til helseaktiviteter til helsepersonellets og pasientenes beste.

Merivaara ble grunnlagt i 1901, og selskapet har mer enn 100 års erfaring i utforming og produksjon av sykehusmøbel. Merivaaras produkter og løsninger – anerkjent for brukervennlighet, holdbarhet og ergonomisk design – brukes allerede i mer enn hundre land.

Alle produktene fra Merivaara er CE-merket. Merivaaras kvalitetssystem overholder EU-direktivene for medisinske enheter og DNV har sertifisert systemet i henhold til kvalitetsstandardene ISO 9001:2008 og ISO 13485:2003. Selskapets miljøforvaltningssystem er sertifisert iht. ISO 14001:2004.



Merivaara AS
Karoline Kristiansens vei 6
0661 Oslo, NORGE
Tlf. +47 22 88 04 60, faks +47 22 88 04 61

Hovedkontor
Merivaara Oy
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLAND
Tlf +358 3 3394 611, faks +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

Merivaara Corp. forbeholder seg retten til å uten varsel utføre endringer i design, spesifikasjoner og modeller. All informasjon i denne utgivelsen er aktuell på utgivelsestiden, og mens fullførelsen av den har blitt gjort med største forsiktighet, er ikke Merivaara ansvarlig for noen feil eller mangler og forbeholder seg retten til å utføre endringer uten varsel, se www.merivaara.no for ny informasjon. Alle varemerker er Merivaaras eiendom dersom ikke annet er oppgitt. MED ENERETT.

SB[®] 910



En praktisk sykehusseng



Invacare **SB 910** imøtekommer de høyeste pasientønsker til støtte og komfort kombinert med ergonomiske fordeler som gir en lettere håndtering for pleiepersonalet. Sengen tilfredstiller også kravene til kvalitet, sikkerhet og funksjonalitet.

SB 910 håndbetjening er designet med «grønn knapp»-funksjon som betyr at ryggdelen og bendelen kan justeres samtidig. Dette reduserer skyv- og friksjonskreftene, bidrar til større brukervennlighet og en unik sitte- og liggekomfort.

Tilgodeser individuelle behov

Invacare **SB 910** er utviklet i tett samarbeid med det danske helsevesenet og imøtekommer derfor det moderne sykehus/sykehjem/helsehusets krav til sykehussenger. Blant annet er sengens høydejusteringsintervall økt slik at sengen kan gå helt opp til 830 mm og helt ned til 380 mm. Dette for å øke pasientens muligheter for å selv komme sikkert inn og ut av sengen. Med mulighet for å sette på sengegrindforhøyer er det trygt når spesialmadrasser i alternative høyder anvendes i kombinasjon med SB 910. Den maksimale brukervekt går helt til 200 kg, og sengen kan dermed anvendes av de fleste bariatriske pasienter. Safe Working Load (SWL) er 300 kg.

Uavhengighet og høy pasientkomfort

SB 910 tilbyr optimal komfort og støtte for pasienten. Den femdelte liggeflaten med rygglenstilbakeføring og «grønn knapp»-funksjon gjør det enkelt for pasienten å selv oppnå høy sittekomfort og gode hvilestillinger. Denne funksjonen minimerer skyv- og friksjonskrefter, slik at trykksår forebygges.

Egenskaper og tilbehør



Håndkontroll med fargesymboler

«Grønn knapp»-funksjon gjør det enkelt for pasienten selv å oppnå høy sittekomfort og gode hvilestillinger.



Håndkontroll med låsefunksjon

Anvendes når man ønsker å låse sengens funksjoner individuelt, og ved aktivering av Trendelenburg/anti Trendelenburg. Har også de øvrige håndbetjeningsfunksjonene.



Fenderlister på sidene og fenderhjul på hjørnene

Beskytter vegger og møbler.



Fleksibilitet og trygghet

Trygghet og sikkerhet har vært høyt prioritert under utviklingen av SB 910. Som standard leveres sengen med en ACU-boks, som gjør det mulig for personalet å låse en eller flere av sengens elektriske funksjoner samt å innstille liggeflaten i Trendelenburg /anti Trendelenburg-posisjon.

Egenskaper og tilbehør



Sikkerheten

Sikkerheten for **SB 900**-serien er vel dokumentert - stabilitet og holdbarhet sikrer sengen en lang og problemfri levetid. **SB 910** kan hånd- eller maskinvaskes og er helsveiset, slik at den lever opp til kravene for rengjøring på sykehuset, sykehjemmet og helsehusets premisser.



Sidegrindforhøyer

Nedfellbar sidegrindsforhøyer til bruk ved madrasshøyde opp til 300 mm.



Integrert liggeflateforlenger

Med integrert liggeflateforlenger kan **SB 910** forlenges opp til 30 cm.



Infusjonsstativ

Infusjonsstativet kommer med tre bevegelige krokar.



Løftebøyle

Gripehåndtaket kan reguleres i høyde og i dybde



Utsvingsplate

En praktisk plate til avlasting letter den daglige pleie av pasienten (tilbehør).



Sengegavl

Mulighet for å åpne sengegavl i benenden.



Nakkestøtte

For økt komfort.




Kurv

Kurv til personlige gjenstander. Festes på sengerammen.

Tekniske data

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

SB 910	 Indre/ytre mål 800 / 940 mm 850 / 990 mm	 Indre/ytre mål 2000 / 2160 mm 2050 / 2210 mm	 Høydeinnstilling: 380 - 830 mm Totalhøyde: 1590 - 2040 mm	 Mål på liggeflate 835 - 280 - 335 - 610 mm	 Fri plass under seng 170 mm	 Vinkel rygglen 0 - 74°	 Lårvinkel 0 - 33°
	 Benstøtteløft 0 - 22°	 Vinkel under horizontal 28°	 Trendelenburg/ Anti- Trendelenburg 14° 8°	 Totalvekt seng 800 mm: 141.5 kg 850 mm: 144 kg	 Maks. brukervekt SWL 300 kg 200 kg		



Bariatric use

NB
Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Samsvarer med IEC 60601-2-52

Standard farge

Hvit

Blå



Artikkeloversikt

Artikkelnummer	Produktbeskrivelse	Madrassmål cm
3000910-6A110BJ	SB 910 med integrert sengeforlenger	85x205

Invacare® **Octave**®



Setting the standard



Med sikker løftekapasitet (SWL) på 385 kg, og med brukervekt på hele 350 kg, er *Invacare Octave* en topp moderne pleieseng som gjør dagliglivet enklere for brukere med alvorlig overvekt. Fire-delt liggeflate med elektrisk regulering av alle funksjoner er standard, og gir optimal støtte og komfort for brukeren.

Pleieren har ypperlige arbeidsforhold og god tilgang til brukeren ettersom sengens endegavler lett kan fjernes uten bruk av verktøy, samt at den rammeløse konstruksjonen gjør at madrassen ligger ut til sengens ytterkant.

Topp komfort og design

Invacare Octave er designet spesielt med tanke på brukere med alvorlig overvekt, og sengens liggeflate kan forlenges med 100 mm i både fot- og hodeende. Ved hjelp av håndkontrollen og sengens fire motorer, kan brukeren eller pleieren endre posisjonen på rygg-, lår - eller benseksjonene så vel som høyden på sengen, uavhengig av hverandre. Sølvfarget stål og endegavler i bøk kombinert med rammeløs konstruksjon gjør at *Octave* får et stilrent design.

Levering og lagring

For å gjøre transport og levering så enkel som mulig, leveres *Octave* på transportstativ. Demontering og montering av sengen kan ikke bli enklere til tross for sengens størrelse. Transportstativet minimerer lagringsplassen, og gjør at *Octave* er lettere å flytte til forskjellige steder.



Valg og tilbehør



Søsterhjelp

Håndtaket kan justeres i både høyde og dybde.
Art. nr 50.57700.MO



Sengeforlenger

Sengen kan forlenges med 100 mm i både fot- og hodeende.



Støttehåndtak

Gjør det enklere for brukeren å komme inn og ut av sengen.
Art. nr 1446353-0152

Vennligst se tilbehørsbrosjyren til senger for mer tilbehør og artikkelnummer.

Tekniske data

	Bredde	Lengde	Høyde-regulerbar	Liggeflate	Ryggvinkel	Lårvinkel	Benvinkel	Totalvekt
<i>Invacare Octave</i>	1190 mm	Lengde utvendig: 2210 mm Lengde innvendig: 2070 mm Madrass: 1160 x 2000 x 150 mm	400 - 800 mm Total høyde: 1720 - 2120 mm	810 - 340 - 330 - 520 mm	0 - 57°	0 - 30°	0 - 30°	Stål: 180 kg Tre: 199 kg



Maks. brukervekt

Samsvarer med IEC 60601-2-52

NB/ Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.



Rammefarge og treverk

Aluminiumsgrå

Bøk



Invacare Octave
SWL 385 kg
Maks. brukervekt 350 kg

Artikkelnummer

Octave

Madrassmål cm

Materiale

Produktbeskrivelse

OCTAVE_A2EB1_M1_1

4-motorer, 4-delt liggeflate

1160x2000

Bøk

Octave med Britt V sidegrind

Etude[®] Plus / Etude[®] Plus Low



Invacare **Etude Plus / Etude Plus Low**

Etude Plus pleieseng er med sin enkle håndtering og sitt fleksible design ideell for bruk i hjemmepleie og til kommunale kortidslager. Sengen har alle kjennetegn og funksjoner fra det populære Etude-konseptet, slik som stabilitet, enkel håndtering og holdbarhet. **Etude Plus** er lett å transportere og monteres/demonteres uten bruk av verktøy.

Invacare **Etude Plus Low** har de samme, gode egenskapene som **Etude Plus**, og kan i tillegg senkes helt ned til **20 cm**. Dette gjør det enkelt å komme inn og ut av sengen, og gjør **Etude Plus Low** til trygt valg der det er risiko for at bruker kan falle ut av sengen.



Moderne og fleksibel

Det enkle og diskrete designet passer inn i et hvert interiør. Små detaljer gjør stor forskjell for personlig komfort; **Etude Plus** kan leveres med rygglenstilbakeføring for økt komfort. Sengen kan monteres i to høyder som gir en liggeflatehøyde på 330 mm, alternativt 400 mm.

Enkel håndtering og lagring

Etudes forenklete design gir enkel montering og demontering uten bruk av verktøy, og kan trygt utføres av én person (hver del veier mindre enn 25 kg). Sengen kan lett monteres på beslag slik at transport og lagring blir lite plasskrevende.

Høyest mulig sikkerhet


Etude Plus oppfyller IEC60601-2-52, den nye internasjonale standarden for senger. Dette gir den høyeste grad av sikkerhet for både bruker og hjelper. I tillegg til strenge interne tester, er **Etude Plus** TÜV godkjent mekanisk. Sengen kan leveres med tre ulike typer sidegrinder; tre, aluminium og stål, hvor alle tilfredsstillende den nye standarden for pleiesenger.

Egenskaper og tilbehør




Innebygd lavbygging

Enkel og rask montering av liggeflaten til endegavlene i høyde 400-800 mm eller 330-730 mm.



Enkelt vedlikehold

IP X6 motorene kan demonteres uten bruk av verktøy. Kablingen mellom styringsenheten og motorene er lett tilgjengelig og enkel å skifte ut.



Rygglenstilbakeføring

Rygglenstilbakeføring (aktiv rygg), reduserer skyv/friksjonskreftene. Ikke standard, kan tilbys ved forespørsel.



Håndkontroll

Ergonomisk håndkontroll med eller uten låsbare funksjoner.

Egenskaper og tilbehør



Etude Plus Low

Muligheten til å senke sengen ekstra lavt gjør det enkelt å komme inn og ut av sengen. Det er også en trygghet der det er risiko for at bruker kan falle ut av sengen.

Etude Plus Low leveres i to ulike høydejusteringer: 200-600 mm og 270-670 mm.



Etude Plus – stilrent design

Med dekkplater over gavlmotorene og integrerte sidegrinder, glir sengen godt inn i resten av interiøret både på pleiehjem og i private hjem.

Etude Plus er høydejusterbar fra 330-730 mm eller 400-800 mm.



Integrert sidegrind Britt V i bøk

Tilfredsstillers IEC
60601-2-52.



Line/Line forlengbar

Integrerte sidegrinder i aluminium. Fast lengde og teleskopiske. Tilfredsstillers IEC 60601-2-52.



Sidegrindforhøyer

Høyden på sidegrinden kan enkelt forhøyes 150 mm.



Transport og lagring

Enkel å lagre og transportere ved bruk av transportbeslag.

Transportbeslag



Liggeflateforlenger


Liggeflaten kan forlenges med 100, alternativt 200 mm.



Overtrekk for integrerte sidegrinder


Polstret overtrekk for sidegrind. Sidegrinden kan betjenes med trekket på. Leveres også i nettingutførelse.

Tilbehør




Invacare **Scala Basic 2**

Nedfellbar sidegrind i stål. Madrasshøyde maks 15 cm.




Invacare **Scala Basic Plus 2**

Nedfellbar sidegrind i stål med plastføring. Madrasshøyde maks 15 cm.



Invacare **Scala Medium 2**

Nedfellbar sidegrind i stål beregnet for madrasser med høyde maks 20 cm.



Invacare **Scala Decubi 2**

Nedfellbar sidegrind i stål beregnet for ekstra høye madrasser. Madrasshøyde maks 29 cm.

Tilfredstiller sengestadarden IEC 60601-2-52.

Vennligst se tilbehørsbrosjyren til senger for mer tilbehør og artikkelnummer.

Tekniske data

Etude Plus	Totalbredde: 1020 mm Madrassbredde: 900 mm	Totallengde: 2190 mm Lengde innvendig: 2070 mm Madrasslengde: 2000 mm	330-730 eller 400-800 mm	850-240-350-560 mm	0 - 70°	0 - 18°	0 - 25°
Etude Plus Low	Totalbredde: 1020 mm Madrassbredde: 900 mm	Totallengde: 2190 mm Lengde innvendig: 2070 mm Madrasslengde: 2000 mm	200-600 eller 270-670 mm	850-240-350-560 mm	0 - 70°	0 - 18°	0 - 25°
					Samsvarer med IEC 60601-2-52 NB/ Sengen må ikke benyttes av brukere under 12 år, eller brukere med kroppsstørrelse tilsvarende eller mindre enn en gjennomsnittlig 12 åring. * NB: Tiltfunksjonen er kun ment for brukere under medisinsk tilsyn		
Etude Plus	11° Tilt*	75,4 kg	SWL 200 kg Maks. brukervekt 165 kg	24,6 kg			
Etude Plus Low	11° Tilt* Ikke standard. Kan tilbys ved forespørsel.	75,4 kg	SWL 200 kg Maks. brukervekt 165 kg	24,6 kg			



Artikkeloversikt

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.

Art. nr.	Produktbeskrivelse	Mål (cm)	Materiale	Etude Plus u/ sentralbrems med sidegrinder
ETUDE_1570040_7035	Etude Plus Low med sidegrind Britt V, elektriske funksjoner, ekstra gavplate og std. håndkontroll.	90x200	Bøk	3 motorer, 4-delt liggeflate
* ETUDE_1571529_7035	Etude Plus Low med sidegrind Scala, elektriske funksjoner, ekstra gavplate, std. håndkontroll og søsterhjelp.	90x200	Bøk	3 motorer, 4-delt liggeflate
* 1494608	Gulvmadrass Etude med festestropper	64x197x5,5		

Rammefarge og treverk



Aluminiumsgrå



Bøk

Soft Tilt™ 2.0



Innovativt vendesystem – verdifull støtte ved forflytning og posisjonering



Invacare **Soft Tilt 2.0** er et unikt, innovativt vendesystem utviklet for automatisk vending og reposisjonering av bruker, samt for å hjelpe pleiepersonalet ved daglig stell av bruker.

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere på sengene **SB755**, **NordBed** og **Etude Plus**. Den beveger seg smidig sammen med sengens bevegelige deler og madrassen.

- ▶ Automatisert trykkavlastning som forebygger trykksår
- ▶ Forenkler pleiarbeidet, ideelt for pleiere som jobber alene
- ▶ Økt komfort for bruker og pleier



Automatisert og manuell trykkavlastning og forflytning

Soft Tilt 2.0 består av to vinger som monteres langs pleiesengens liggeflate. Hevingen av vingene gjøres enten manuelt ved bruk av håndkontroll eller et automatisert program. Ved behov for automatisert og kontinuerlig trykkavlastning brukes en programmerbar kontrollboks. **Soft Tilt 2.0** kan programmeres til å automatisk heve pasienten i ulike intervaller og vinkler.


Forenkler pleiarbeidet

Soft Tilt 2.0 kan betjenes av én pleier alene. Ved hjelp av håndkontrollen kan vingene heves opptil 80°. Dette gjør det enkelt å komme til med forflytningshjelpemidler, sette på seil eller slynge, og utføre personlig pleie.

Soft Tilt 2.0 kan også brukes til å gi støtte ved inn- og utstigning av sengen. Dette beskytter pleieren mot potensielle belastningsskader i ryggen.

Komfort og sansestimulering

Soft Tilt 2.0 har utomatiserte bevegelser som er svært stille og smidige. Bevegelsene er sansestimulerende og gir en beroligende effekt. Dette gjør at **Soft Tilt 2.0** bidrar til en behagelig og uforstyrret søvn. Ved automatisk innstilling kan vingene heves til maks. 40°, slik at brukerens sikkerhet og komfort ivaretas.



Egenskaper og tilbehør




◀ Komfortabel, automatisert trykkfordeling

Når **Soft Tilt 2.0** er innstilt på et automatisert program, skjer endringen i posisjon på en måte som gir god støtte og komfort: før den første vingen heves til ønsket posisjon (maks. 40°), heves vingen på motsatt side en anelse. Når ønsket posisjon er oppnådd, går denne vingen tilbake til horisontal posisjon.

▲ Følger liggeflatens bevegelser

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere og følger liggeflatens bevegelse på en svært smidig måte. Dette sikrer god posisjonering av brukeren og gir verdifull hjelp i forbindelse med forflytning.



◀ Programmerbar kontrollboks

Kontrollboksen leveres med ett forhåndsprogrammert auto-program. I tillegg kan man lage to individuelt tilpassede programmer. De lagrede programmene kan aktiveres med kun ett tastetrykk.

▲ Manuell betjening

Når **Soft Tilt 2.0** styres manuelt ved bruk av håndkontrollen, kan vingene heves opp til 80°. Dette gir mulighet for enklere håndtering av bruker, for eksempel i forbindelse med pleie og ved bruk av forflytningshjelpemidler.



▲ Sansestimulering

Soft Tilt 2.0 kan programmeres til å vende liggeflaten rolig fra side til side mens begge vingene er hevet. Denne "vugge"-funksjonen kan virke beroligende.

▲ Enkel håndkontroll

Den brukervennlige håndkontrollen gjør det enkelt å styre **Soft Tilt 2.0** manuelt.

▲ Trekk

Blått trekk med elastiske stropper som sikrer at madrassen holdes på plass. Kan maskinvaskes på 80°.

Soft Tilt 2.0 - kompatibel med Invacare-senger



► Invacare® **SB 755**



NordBed-familien:

- Invacare® **NordBed Optimo,**
- Invacare® **NordBed Ultra**



► Invacare® **Etude Plus**

Tekniske data ▼

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Maks. vinkel i
manuell modus ▼



Maks. vinkel i
automatisert
modus ▼



Tidsintervall i
automatisert
modus ▼



Maks. brukervekt ▼



Tyngste
enkeltdel ▼



Vask av trekk ▼

Soft Tilt

80°

40°

0-180 minutter

116-165 kg*
SWL 145-185 kg*


18 kg

80°

Samsvarer med IEC 60601-2-52

* Maks. brukervekt avhenger av hvilken seng Soft Tilt 2.0 brukes sammen med. Se brukermanualen til Soft Tilt 2.0 for mer informasjon.

Stål-farge ▼



Hvit

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år eller pasienter med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Soft Tilt 2.0 er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.

Produkt

Art. nr.

SOFT TILT 2.0 NORDBED

1651469

SOFT TILT 2.0 SB755

* 1651473

SB755 Huntington



SB755 med Huntington-polstring har polster rundt hele sengen og er egnet for pasienter med sterke ufrivillige bevegelser.

Polsteret er laget i aluminium som er trukket i skum og skai-materiale som tåler kraftige støt og slag. Polsteret er festet godt nedenfor madrassen, slik at det ikke er noe risiko for at pasienten skal kunne fjerne det uønsket. Polsteret kan også løftes bort slik at man kommer bedre til pasienten, og den unike feste-anordningen gjør at polsteret fortsatt henger fast i sengen (illustrert på bildet).

Polsteret er enkelt å rengjøre.




SB755 Huntington har polster rundt hele sengen.

Sengens funksjoner og egenskaper

Sengen har flere egenskaper som gir god sitteposisjon og reduserer skyv- og friksjonskrefter under forflytning. Den har god tilbakeføring av ryggen samtidig som den opprettholder lengde for madrassen på liggeflaten. Bendelen kan senkes under horisontalt for å avlaste hælene og redusere trykket slik at fare for trykksår reduseres. Sengen håndterer «Fowlers stilling», og liggeflaten kan posisjoneres i sjokkleie. Når sengens bendel heves og hjertebrettet er i horisontal stilling, vil dette lette forflytning oppover i sengen på en trygg måte.



For full produktbeskrivelse av sengen **SB755**, trykk her for å se brosjyren på side 24.



SB755 Huntington kan tilbys med håndkontroll med mulighet for å låse hver enkelt funksjon for å hindre uønsket bruk. Håndkontrollen kan brukes på begge sider av sengen og tåler røff behandling.

Artikkeloversikt

Artikkelnummer	SB755 med sentralbrems og sidegrinder	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
3000755_42035CC1_2	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x200	Bøk	SB755 med Britt V sidegrind
60110956	Huntington-polster alle 4 sider		Skai	Huntington-polster



ScanBeta[®] NG

JUNIOR

En sikker og konfigurerbar seng som
kan tilpasses barnets behov

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare **ScanBeta_{NG}** barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er perfekt for barn i alderen 3 til 12 år. ScanBeta_{NG} oppfyller alle krav i henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten. Sengen kan bestilles med låsbar betjeningsboks for å unngå utilsiktet bruk. Både liggeflatens funksjonalitet og sidene kan konfigureres individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et tiltalende design sikrer at sengen vil passe inn både i private hjem og institusjoner.



Sikkerhetskrav

Standard konfigurasjoner av Invacare **ScanBeta_{NG}** er grundig testet etter nordiske kravspesifikasjoner. Sengens design har blitt til med sikkerhet som høyeste prioritet, og **ScanBeta_{NG}** oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav.



Konfigurering

Liggeflaten i de tre standardstørrelsene er konstruert med tanke på barnets komfort og behov. Liggeflaten kan enten være elektrisk eller manuell. Den har en lang bedel, som gir lengre brukstid før sengen må byttes ut til en større seng. **ScanBeta_{NG}** kan leveres med alternative sidegrinder (faste sider, nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i tråd med individuelle behov.

Ergonomisk konstruksjon

Høyden er justerbar fra 300–880 mm. Dette gjør det mulig for barn å komme inn og ut av sengen selv. Alle nødvendige egenskaper og funksjoner for sikkerhet og komfort, slik som sentralbrems (ekstrautstyr på **ScanBeta_{NG}** 60 x 140), høyderegulerbar liggeflate og låsbar håndkontroll, er tatt hensyn til i **ScanBeta_{NG}**.

Funksjoner



Lengden på seksjonene i liggeflaten er basert på gjennomsnittlig målinger i tre aldersintervaller. De 3 standardstørrelsene er utviklet spesielt for barn mellom 3 og 12 år.



Den enkle og lette betjeningsboksen leveres standard med individuelt låsbare funksjoner for økt sikkerhet.



Hurtigkopling for deling av sengen i liggeflate og understell.

Features and options



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbare sidegrinder

Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for økt sikkerhet.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm dører

Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°.



Konfigurerings av liggeflate

Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres i takt med behov: tilføyning/fjerning av motorer og rastofix.



Polstring

30 mm tykk polstring for alle typer endegavler og sidegrinder.



Sikkerhetslås som kun åpnes via to forskjellige låsefunksjoner.




ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbar og fast sidegrind i plexi



ScanBeta_{NG} utstyrt med 800 mm doble dører

Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°. Krever mindre plass i rommet.



Klistremerker

Velg mellom ulike klistremerker for å dekorere sengen.

Sider og endegavler til *Invacare ScanBeta_{NG}*

	Fast side	Nedfellbar sidegrind	Dører	Doble dører
400 mm høy	✓	✓	✓	✓
800 mm høy	✓		✓	✓

Størrelser på liggeflate

ScanBeta fås i størrelsene 60x140 cm, 70x160 cm og 80x180 cm

Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike konfigureringsene og artikkelnummer.

Tekniske data

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

	Bredde utvendig/ innvendig	Lengde utvendig/ innvendig	Høydejustering	Inndeling liggeflate	Ryggvinkel	Lårvinkel	Benvinkel
600 x 1400 mm	680 mm 620 mm	1480 mm 1420 mm	320 - 920 mm	620 - 70 - 210 - 460 mm	0 - 73°	0 - 36°	0 - 26°
700 x 1600 mm	780 mm 720 mm	1680 mm 1620 mm	300 - 900 mm	670 - 150 - 220 - 520 mm	0 - 73°	0 - 31°	0 - 24°
800 x 1800 mm	880 mm 820 mm	1880 mm 1820 mm	300 - 900 mm	750 - 190 - 270 - 550 mm	0 - 73°	0 - 27°	0 - 26°

Maks. brukervekt




SWL 100 kg
70 kg

Merk at *Invacare ScanBeta* senger levert i andre størrelser ikke er testet etter NordicRequirement Specifications.

Farge på ramme og treverk

Perlehvit (metall)

Bøk (treverk)



Essential Touch



Vendbar og trykkfordelende,
komfortabel skummadrass



Invacare **Essential Touch** er en vendbar skummadrass som er praktisk, solid og gir god trykkfordeling og liggekomfort.

Forebygger trykksår

- Madrassen har en nøkkelhull-formet profilering, der hver utskårede enhet er fleksibel og beveger seg slik at kroppen kan synke ned i materialet, trykket fordeles og optimal liggekomfort oppnås.

Vanntett trekk

- Trekket i polyuretan er fireveis strekkbart og bidrar til å redusere friksjon og shearing. Stoffet er dampgjennomtrengelig og vanntett. Trekket har to håndtak på den ene siden som forenkler håndtering. Innsiden av trekket er hvitt, slik at det er enkelt å undersøke trekkets tilstand.



Profilering på begge sider

- Madrassen har utskjæring og kan vendes og brukes på begge sider. Dette bidrar til å øke produktets levetid.



Glidelås på tre sider

- Gjør det enkelt å undersøke madrassen og fjerne trekket for vask.



Tekniske data ▼

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

	Art. nr.	Størrelser ▼	Maks. brukervekt ▼	Vaskbart trekk ▼	Skumtetthet (kg/m ³) ▼
	Artikkelnr. ▼	Størrelser ▼	Maks. brukervekt ▼	Vaskbart trekk ▼	Skumtetthet (kg/m ³) ▼
Essential Touch	1631830	200 x 83 x 15 cm	150 kg	95°	40-42
	1631831	200 x 88 x 15 cm			
	1631884	220 x 83 x 15 cm			
	1631885	220 x 88 x 15 cm			

Sertifisert iht.:
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5

1. Merk! En madrass kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.


Dacapo



Fleksibilitet og komfort



Invacare **Dacapo** tilbyr et bredt utvalg av standard-, komfort- og trykkfordelende madrasser. **Dacapo**-sortimentet er utformet for å passe markedets tilbud av pleiesenger, samt tilgodese kravene til hygiene og miljøvennlighet. **Dacapo** madrassene er flammehemmende i samsvar med europeisk standard EN597-1 og EN 597-2.



Invacare **Dacapo Basic**

Dacapo Basic oppfyller grunnleggende krav for liggekomfort og hygiene til det fulle.

Skumkjernen er av høy kvalitet med god bæreevne. Madrassen er konstruert med god ettergivelse slik at den gir et fast og støttende underlag. Det pustende og strekkbare inkontinestrekke er behagelig for brukeren å ligge på, og sikrer god hygiene. Et økonomisk meget godt alternativ.



120 mm kaldskum med tetthet på 38 kg/m³.



To håndtak

Forenkler håndteringen



Glidelås

Glidelås på tre sider, dekket av en dryppkant som beskytter glidelåsen og madrassen mot væske.

Også tilgjengelig i **Basic Low** (5 cm høyde). Egnert som undermadrass til overmadrass, for eksempel **MicroAir MA50**.



Invacare **Dacapo Comfort og Comfort Plus**

Dacapo Comfort (120 mm høy) og **Dacapo Comfort Plus** (140 mm + 150 mm spesial) er komfortmadrasser som oppfyller de grunnleggende kravene for god liggekomfort.

Madrassene er produsert i miljøskum med en volumvekt på hele 53 kg/m³. Dette gir god ettergivelse samtidig som madrassen raskt får igjen sin opprinnelige form.

Madrassen er skåret i ulike store firkanter, som er individuelt fleksible. Denne profileringen gjør det mulig for kroppen å synke ned i materialet slik at trykket fordeles og optimal liggekomfort oppnås.



Miljøskum med tetthet 53 kg/m³



To håndtak

Forenkler håndteringen




Glidelås

Glidelås på tre sider, dekket av dryppkant.

Vendemadrass

Dacapo Comfort Plus i kombinasjon med **Soft Tilt 2.0** automatisk programmerbart vendesystem - egnert til brukere som har behov for å vendes sideveis med programmering.



Invacare **Dacapo Combi**

Dacapo Combi er en trykkfordelende standardmadrass med to lag; en øvre del av viskoelastisk skum, og en nedre del av kaldskum med høy kvalitet og god bæreevne. Denne kombinasjonen gir god trykkfordeling ettersom det viskoelastiske skummet former seg etter brukerens konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeles over en større flate.

Mange brukere med muskel- og leddsmerter kan oppleve lindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig. Det nederste laget av kaldskum opprettholder madrassens stabilitet.



Overdel (6 cm)

Viskoelastisk skum
50 kg/m³



To håndtak

Forenkler
håndteringen




Glidelås

Glidelås på tre
sider, dekket av
dryppkant.

Underdel (8 cm)

Kaldskum 38 kg/m³



Invacare **Dacapo Top**

Dacapo Top – en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet som kombineres med en standardmadrass.


Madrassen er produsert i viskoelastisk skum som påvirkes av kroppstemperatur, og former seg etter brukerens konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeler seg over en større flate.

Mange brukere med muskel- og leddsmerter kan oppleve smertelindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig.



Viskoelastisk skum (7 cm)

tetthet på 50kg/m³



Glidelås

Glidelås på tre
sider, dekket av
dryppkant.



Invacare **Dacapo Heavy User Light og Heavy User**

Dacapo Heavy User er skreddersydd for å imøtekomme tunge brukeres behov, samt gi et fast og støttende underlag.

Madrassen består av tre lag skum med ulik volumvekt og fasthet. Underlaget består av hardt, elastisk kaldskum som gir stabilitet og sikrer at madrassen ikke «ligges igjennom». Det midterste laget består av et mykere kaldskum og gir høy komfort. Overdelen er av viskoelastisk skum, som har trykkfordelende egenskaper.



Trelags-skum



To håndtak

Forenkler håndteringen



Glidelås

Glidelås på tre sider, dekket av en dryppkant.

Heavy User Light

Maksimal brukervekt 250 kg:

Overdel: (50 mm) Viskoelastisk skum 50 kg/m³. 100 N fasthet

Underdel: (50 mm) Kaldskum 38 kg/m³. 140 N fasthet

Underdel: (50 mm) Kaldskum 50 kg/m³. 145 N fasthet

Heavy User

Maksimal brukervekt 350 kg:

Overdel: (50 mm) Viskoelastisk skum 50 kg/m³. 100 N fasthet

Underdel: (50 mm) Kaldskum 38 kg/m³. 140 N fasthet

Underdel: (50 mm) Kaldskum 50 kg/m³. 200 N fasthet



Invacare **Dacapo Child**

Dacapo Child er en etlags-madrass i miljøvennlig, organisk skum. Madrassen er konstruert for mindre og yngre brukere og gir god demping, er svært holdbar og lar kroppen puste. Den høye volumvekten gir god ettergivelse samtidig som madrassen raskt får igjen sin opprinnelige form.




Overdel (8 cm)

Miljøvennlig skum med tetthet på 50 kg/m³



To håndtak


Forenkler håndteringen



Glidelås

Glidelås på tre sider, dekket av dryppkant.

Invacare **Dacapo 2Sided**



Dacapo 2sided er en 15 cm madrass som passer til forebygging hos brukere med middels risiko for å utvikle trykksår eller brukere med trykksår i stadium opp til 2. Madrassen tilbyr to ulike skuminnsatser (en myk side med oppskåret skum og en hardere side i viskoelastisk skum,), som gir mulighet for en skreddersydd løsning uten å måtte bytte madrass. I tillegg kan madrassen leveres i ønskede mål. Madrassen har ikke en definert hodeende eller fotende og kan brukes på begge sider.



Madrassen er skåret i ulike store firkanter, som er individuelt fleksible.



To håndtak

Forenkler håndteringen



Glidelås

Glidelås på tre sider, dekket av dryppkant.



Viskoelastisk skum (7 cm)

tetthet på 50kg/m³

Trekk

Inkontinenstrekk

Trekket består av polyuteranbelagt polyester, er fireveis strekkbart og skånsomt mot huden. Stoffet er dampgjennomtrengelig og vanntett. Trekket er allergitestet og innsatt med middel mot støvmidd.

- 100% vanntett
- Polyuretanbelagt polyester*
- Pustende
- fireveis strekkbart
- Kan vaskes på 95 grader

Bomullstrekk

Standard bomull, vaskbart på 40 °C.

Evakueringstrekk

Alle Dacapo madrasser kan leveres med evakueringstrekk. Trekket har stropper som holder personen på plass i madrassen ved evakuering. Madrasstrekket har solide "håndtak" som er kraftige nok til å trekke personen ut av sengen og ut av rommet.



Artikkeloversikt

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.


Art. nr.	Madrasser med inkontinestrek	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
*1432879	Dacapo Basic	85x200x12	Kalldskum	Standard skummadrass
*1432878	Dacapo Basic	90x200x12	Kalldskum	Standard skummadrass
*1523939	Dacapo Basic Low	85x200x5	Kalldskum	Standard skummadrass
*1421489	Dacapo Combi	85x200x14	Kalldskum og viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass
*1421490	Dacapo Combi	90x200x14	Kalldskum og viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass
*1523121	Dacapo Comfort Plus	85x200x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1523122	Dacapo Comfort Plus	90x200x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
*1531497	Dacapo Comfort Plus	85x215x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
*1548735	Dacapo Comfort Plus	85x220x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
*1532145	Dacapo Comfort Plus 15 cm høyde	85x200x15	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
*1557304	Dacapo Comfort Plus 15 cm høyde	90x220x15	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
*1484652	Dacapo Heavy User Light	85x200x15	To lag kalldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
*1484653	Dacapo Heavy User Light	90x200x15	To lag kalldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
*1451307	Dacapo Heavy User Light	90x215x15	To lag kalldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
*1543421	Dacapo Heavy User Light	90x220x15	To lag kalldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
*1484429	Dacapo Heavy User Light	116x200x15	To lag kalldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1451259	Dacapo Heavy User	116x200x15	To lag kalldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 350 kg
*1516944	Dacapo Top	80x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1516954	Dacapo Top	85x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
*1493398	Dacapo Top	85x215x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1557314	Dacapo Top	85x220x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1536947	Dacapo Top	90x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
*1493400	Dacapo Top	90x215x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1557315	Dacapo Top	90x220x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
*1514560	Dacapo Child	60x140x8	Miljøskum	Skummadrass barn
*1514561	Dacapo Child	70x160x8	Miljøskum	Skummadrass barn
*1514562	Dacapo Child	80x180x8	Miljøskum	Skummadrass barn
*1630929	Dacapo 2sided	80x200x15	Viskoelastisk skum	Inkl. inkotrek
*1630930	Dacapo 2sided	85x200x15	Viskoelastisk skum	Inkl. inkotrek
*1630612	Dacapo 2sided	90x200x15	Viskoelastisk skum	Inkl. inkotrek
*1630613	Dacapo 2sided	90x220x15	Viskoelastisk skum	Inkl. inkotrek

*Flere størrelser kan bestilles ved forespørsel

Vendemadrass

Art. nr.	Produktbeskrivelse	Madrassmål cm
1523122	Dacapo Comfort Plus	90x200x14
1651469	Soft Tilt 2.0 vendesystem	

Tekniske data



Min. og maks. brukervekt

Basic	8.5 - 12.5 kg	40 - 130 kg	120 mm
Heavy User Light	11 - 16.5 kg	40 - 250 kg	150 mm
Heavy User	12 - 17.5 kg	40 - 350 kg	150 mm
Comfort	11.5 - 17kg	40 - 130 kg	120 mm
Comfort Plus	13.5 - 19kg	40 - 140 kg	140 mm
Child	3 kg	0 - 100 kg	80 mm
Combi	8.5 - 13 kg	40 - 140 kg	140 mm
Top	5 - 7.5 kg	40 - 130 kg	60 mm
Dacapo 2Sided		40 - 130 kg	150 mm

Farge



Dyp blå

1/ Vekt avhenger av størrelse, her er gjennomsnittsvekt angitt som en indikasjon.

2/ Madrassene kan bestilles i spesialstørrelser.

Carebed Overmadrass



Trykkfordeling basert på statisk luft




Carebed gir effektiv trykkfordeling både ved forebygging og behandling av trykksår. **Carebed** kan brukes til pasienter med middels risiko for å utvikle trykksår.



Madrassen har individuell tilpasning, og er svært enkel i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet. **Carebed** følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.

Trykkfordeling med statisk luft

Det er mange faktorer som må tas i betraktning når det gjelder utvikling av trykksår. En av de avgjørende faktorene er mottrykket underlaget gir mot kroppen over tid. Vanlige madrasser gir ofte et for høyt mottrykk. Ved immobilitet kan dette føre til at blodtilførselen stopper opp på utsatte steder, slik at vevet dør og trykksår oppstår. For å forebygge trykksår, må mottrykket reduseres.



Optimal funksjon

Carebed består av mer enn 300 separate celler fylt med luft. Luften transporteres og fordeles mellom cellene, og tilpasser seg pasientens form og vekt. Madrassen er meget enkel i bruk. Luft pumpes inn mens pasienten ligger på madrassen. Etter ca. ett minutt vil det være korrekt luftmengde i madrassen og ventilen lukker seg. Det er derfor umulig å fylle for mye luft i madrassen. **Carebed** er en anerkjent og innarbeidet madrass med gode kliniske resultater.

Produktegenskaper



Caresit

Konseptet med luftceller finnes også i seteputen Caresit. Kan f. eks. brukes i rullestol og i bil.



Pumpe

Den elektriske pumpen sørger for at madrassen fylles med rett mengde luft.



Vedlikeholdspumpe

Pumpen etterfyller madrassen automatisk (tilgjengelig som tilbehør).



Andre anvendelsesområder

Konseptet brukes også til barne- og operasjonsmadrasser.

Carebed reduserer mottrykket ved at den lar pasienten synke godt ned i madrassen. Trykket fordeles over en større flate og blodtilførselen opprettholdes.

Tekniske data



Maks. brukervekt:

Størrelse Std	900 mm	1900 mm	100 mm	3,8 kg	150 kg
Operasjonsmadrass	480 mm	1030/1700/2000 mm	100 mm	1,3 - 2,3 kg	150 kg
Barnemadrass	700 mm	1600 mm	100 mm		150 kg
Pumpe				1,6 kg	150 kg
Caresit	4 størrelser, fra 400 - 450 mm	4 størrelser, fra 400 - 500 mm	60 mm	0,3 - 0,8 kg	150 kg

Art. nr.	Overmadrass, statisk luft	Madrassmål cm	Produktbeskrivelse
652MFE	Carebed	90 x 200 x 10	Overmadrass, statisk luft
653MFE	Carebed	90 x 210 x 10	Overmadrass, statisk luft
654MFE	Carebed	90 x 215 x 10	Overmadrass, statisk luft
656MFE	Carebed	85 x 200 x 10	Overmadrass, statisk luft
671MFE	Carebed	70 x 160 x 10	Overmadrass, statisk luft
700MFE	Pumpe Carebed		
1495934	Vedlikeholdspumpe Carebed		
502MFE	Kork		
501MFE	Ventilinnatts		

SoftCloud™

Vekseltrykkmadrasser



ALLSIDIG | INTUITIVT DESIGN | KOMFORT



Invacare SoftCloud-serien

Vekseltrykk-teknologi anbefales for å oppnå forebygging og håndtering av trykksår døgnet rundt, kombinert med individuell overvåkning, reposisjonering og sårpleieprogram.

Helsepersonell møter ofte situasjoner hvor pasienten ikke selv er i stand til reposisjonering. Under disse omstendighetene anbefaler EPUAP å bruke et aktivt støtteprogram som en del av trykksårforebyggingen.

Invacare SoftCloud madrasser og overmadrasser består av aktive støtteflater av høy kvalitet, designet for pasienter med svært høy risiko for å utvikle trykksår. Det vekslende trykket er designet for å omfordele trykk flere ganger hver time, selv om pasienten ikke beveger seg.



"Bruk en aktiv støtteoverflate (overmadrass eller madrass) for personer med høy risiko for trykksår når hyppig manuell reposisjonering ikke er mulig" (EPUAP,2014)

NYE**EGENSKAPER****1****Intuitivt design**

- En moderne og intuitiv kontrollenhet

**2****Automatisk justering**

- Sørger for klinisk riktig støtte for å sikre pasientens komfort





3

Maks. fast-knapp

- Gir en fast overflate for enklere sengetøyskift og reposisjonering av pasient.

► Håndtak

For enkel madrasshåndtering og transport.

► Sikkerhetsremmer

Tillater sengen å være løst festet til madrassen samtidig som tilgangen til HLR-sikringen er fri.

► Trekk med glidelås

360-graders glidelås på toppen av trekket forenkler fullstendig fjerning av trekket ved vask.

► Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun SoftCloud Pro).

► Permanent avlasting av hælen

De fem hælcellene på SoftCloud Pro tillater permanent avlasting av pasientens hæl. Denne funksjonen er ideell for de fleste pasienter med eksisterende hælssår.

► Kabelstyringssystem

Ingen etterfølgende strømkabler.

► Stropp

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

► Transportmodus

En transportklemme kan festes på slangen under transport, for å sikre at luften holder seg i madrassen når den er frakoblet pumpen.



SoftCloud-serien

Serien består av fire alternativer, som alle er enkle i bruk:



SoftCloud Top

- ▶ Overmadrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Air

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Ace

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Pro

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Permanent oppblåste luftvegger gir fast sidestøtte med en stabil forflytningsplattform
- ▶ Egen hældel for sensitive hæler
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

Intuitive kontrollenheter

Kontrollenhetene til SoftCloud har et intuitivt display som kan brukes til å justere komfortnivåer ved å gi enten en 1 av 2 eller 1 av 3 vekslende trykkmodus sammen med et statisk alternativ.

Videre tillater en automatisk detekteringsfunksjon i kontrollenheten å automatisk registrere trykk fra kroppen, og justerer trykknivået deretter. Kontrollenhetene har både visuelle alarmer og lydalarmer som aktiveres ved lavt trykk eller strømbrudd. Det er også mulig å skru av alarmene ved rengjøring.



Tekniske data ▼


For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se www.invacare.no



Bredde ▼



Lengde ▼



Høyde ▼



Maks.
brukervekt ▼

SoftCloud Top	83-88 cm	200 cm	13 cm	200 kg
SoftCloud Air	83-88 cm	200 cm	18 cm	200 kg
SoftCloud Ace	83-88 / 103-116 cm	200 cm	20 cm	220 kg/ 350 kg
SoftCloud Pro	83-88 cm	200 cm	20 cm	220 kg



Dybde ▼



Bredde ▼



Høyde ▼

Kontrollenhet 1	12 cm	25 cm	24 cm
Kontrollenhet 2	12 cm	29 cm	25 cm

Farge ▼



Mørk blå

Fargen kan variere litt fra fargen vist ovenfor.

Madrassen er produsert i henhold til:

European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Kontrollenhet

Lydnivå: ≤ 30 dB

Regulatoriske data ▼

Artikkeloversikt ▼

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.

Art.nr	Madrass, dymanisk luft	Madrassmål
* 1630815	Softcloud Top, Overmadrass inkl.pumpe	88x200x13
* 1630814	Softcloud Top, Overmadrass inkl.pumpe	83x200x13
1630823	Softcloud Pro, madrass inkl.pumpe	88x200x20
1630823+ 1421564	Softcloud Pro m/pumpe + forlengerkloss	88x210x20
1630822	Softcloud Pro, madrass inkl.pumpe	83x200x20
1630822+ 1487853	Softcloud Pro m/pumpe + forlengerkloss	83x210x20
* 1630817	Softcloud Air, madrass inkl.pumpe	88x200x18
* 1630816	Softcloud Air, madrass inkl.pumpe	83x200x18
* 1630819	Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	88x200x20
* 1630818	Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	83x200x20
* 1630820	Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	103x200x20
1630821	Softcloud Ace XL, madrass inkl.pumpe	116x200x20

Annen informasjon ▼

Denne madrassen vil bidra positivt i en komplett pleieplan for trykksårforebyggende omsorg.

Softform Premier



Trykkfordelende skummadrass



Invacare **Softform Premier** er en antidecubitusmadrass som er utviklet med fokus på trykkfordeling og komfort. Under utformingen av **Softform Premier** er det lagt spesielt vekt på trykkredusering ved hælene. En praktisk og holdbar madrass som tilpasser seg godt sengens innstillinger.



Forebygging av trykksår

Invacare **Softform Premier** er en todelt madrass som består av et u-formet underlag og en skumkjerne som er skåret i ulike store firkanter for tilpasset trykkfordeling. Den nøkkelhullsformede skjæringen av firkantene gir økt effekt med tanke på reduksjon av skyvkreftene.

Helsveiset trekk -SRT

Softform Premier finnes også i en utgave med helsveiset trekk spesielt utviklet for miljøer som stiller høye krav til kvalitet, som sykehus eller helsehus (**Softform Premier FS**). Trekket er laget av høyresistent polyuretan og sveisede sømmer i stedet for glidelås, som gir en ekstra beskyttelse og minimerer risikoen for at væske skal trenge inn. Trekket kan fås med Crib5 eller Crib7.

Leveres med inkontinenstrekk

Trekket er elastisk og fremstilt av vannavstøtende polyuretan. Det har sveisede sømmer, og glidelåsen er dekket med en dryppkant. Trekket beskytter madrassen og forlenger dens levetid.

Standard trekk tilfredsstillers Crib 5 for brannhemming.



Softform Premier FS
(med helsveiset trekk)

Egenskaper




Formet overflate ved hælene

Skummet i fotenden er formet for å avlaste brukerens hæler, ettersom det her ofte er høy risiko for trykksår.



Praktiske bærehåndtak

To bærehåndtak gjør madrassen enkel å transportere.



Trekk og skum er merket med «This side up»

Madrassen krever ikke vending eller rotering. Dette gjør madrassen enkel å håndtere for helsepersonell.


Tekniske data



Softform Premier Bredder: 830, 850, 880, 900 mm



Lengde: 2000 mm



Høyde: 152 mm



Vekt: 13 kg



Maks. brukervekt: 240 kg



Vask: 95°

Farge



Baltisk blå

Madrassen oppfyller følgende standarder:

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Innvendig skum: BS 5852: 1990 Crib Source 5;
Trekk: BS7175: 1989 Crib Source 5.



Art. nr.	Skum- og luftmadrass	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1486846	Softform Premier	83x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass
1486915	Softform Premier	88x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass
1486847	Softform Premier	85x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass
1486848	Softform Premier	90x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass
1632289	Softform Premier	120x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass

Invacare® **Softform® Premier** **Active 2 RX**



**Statisk og dynamisk trykkfordelende
skummadrass**

ENKEL OG TRYGG I BRUK | DIGITAL PUMPE | MODULÆR OPPBYGNING



Invacare® **Softform Active® 2 RX** er en hybridmadrass som har et innlagt vekseltrykk mellom et lag profilert- og et lag stabiliserende høykvalitetsskum. Madrassen brukes med eller uten aktivering av vekseltrykk. Uten vekseltrykk aktivert, beholder den posisjon som en statisk skummadrass for pasienter med middels risiko for trykksår. Dersom bruker har behov for en dynamisk madrass, kan man enkelt koble til pumpen, som gir madrassen en overflate med vekslende trykk. Dette kan gjøres uten å flytte brukeren, slik at pasientens komfort ivaretas.



Statisk overflate

Spesialskummet tilbyr en komfortabel og effektiv trykkfordelende overflate for pasienter med middels risiko for utvikling av trykksår, samt for de med skader i huden. Skummet er soneinndelt i ulike firkanter, for tilpasset trykkfordeling. Dette gir madrassen helt spesielle mikroklimatiske og trykkfordelende egenskaper.

Dynamisk overflate

Pumpen aktiveres enkelt og gir brukeren ytterligere terapeutisk behandling via de bueformede luftcellene som ligger mellom de to skumlagene. Luftcellene veksler i sykluser på 10 minutter og gir trykkavlastning under vekslingen.

Hybridteknologi

Kombinasjonen av spesialskum og de spesialdesignede bueformede luftcellene, gir en komfortabel overflate som øker trykkfordelingen og egner seg til de fleste pasientgrupper. Hybrid-terapi er egnet for de aller fleste behov, fra intakt hud til alvorlige trykksår. Ved aktivering eller deaktivering av RX-pumpen, kan type behandling tilpasses raskt etter individuelle behov og ønske om komfort, uten å måtte flytte brukeren.

Egenskaper



Luftceller

Invacares bueformede luftceller vinkler ergonomisk pasientens konturer og sørger for god støtte under hele kroppen og gir en optimal vekslende trykkfordeling.



Tildekket slange

Slangen har et trekk rundt seg av sikkerhets- og hygienehensyn.



Kabelhåndteringssystem

Et enkelt knappesystem langs kanten av madrassen sikrer at strømkabelen er trygt sikret mens madrassen er i bruk.

Egenskaper



«Plug 'n' play» Digital pumpe

Koble til, slå på, og pumpen er klar til bruk! Pumpen er stille i bruk og vil ikke forstyrre pasientens søvn.



Modulær konstruksjon

Madrassen er konstruert slik at det er enkelt å skifte ut de ulike bestanddelene.



Innovativ glidemekanisme

Shear-krefter er en av hovedårsakene til utvikling av trykksår (EPUAP Clinical Practice Guidelines, 2014). **Softform Premier Active 2 RX** tilbyr en innovativ glidemekanisme, som signifikant reduserer shear-kreftene ved bruk i en profilert seng.



Spesialskum

Dersom det skulle oppstå strømbrydd, kan brukeren forbli liggende godt og trygt på madrassens spesialskum, uten behov for akutt hjelp eller forflytning.


En komplett løsning

Softform Premier Active 2 RX kombinerer trykkfordelende kvaliteter fra det oppskårede og sone-inndelte spesialskummet, samt fra luftcellene i midten av madrassen. Luftcellene aktiveres etter eget ønske og behov for ytterligere terapi. Dette sikrer at brukeren alltid har god støtte og trykkfordelende egenskaper i madrassen.

For å bekjempe kostbare og tidkrevende problemer som oppstår ved skadede madrassstrekk har Invacare utviklet et «gjennomtrengningsbestandig» trekk (SRT). Dette spesialtrekket er utviklet for å kunne møte rengjøringsregimene som er påkrevd i et helsemiljø. For mer informasjon om SRT, se www.thinkpressurecare.co.uk/clinical-papers/strikethrough-resistant-clinical-articles/



Tekniske data

	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Maks brukervekt	Vask	Farge
Softform Premier Active 2 Madrass	 830 - 900 mm	 1810 - 2100 mm	 152 mm	 14 kg	 247,6 kg	 80°	 Baltisk blå
	Flere størrelser kan produseres ved forespørsel						
Active 2 RX pumpe	 105 mm	 275 mm	 155 mm	 1,75 kg	 Støynivå = 24 dB	Produsert i henhold til: European Standard: BS EN 597-1 Cig European Standard: BS EN 597-2 Match BS7177:1996 Crib 5.	

- Oppskåret, soneinndelt spesialsukum i madrassens overflate
- Aktiv luftcelle-behandling ved behov
- Klinisk bevist at madrassen passer til alle kategorier av trykksår
- Gjennomtrengningsbestandig (SRT) madrassstrekk
- Egnet for høyrisikopasienter
- Trekk med brannhemmende egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib 7
- Maksimal brukervekt 247,6 kg

Artikkeloversikt

Artikkelnummer	Hybrid madrass - Luft og Skum	Madrass mål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1630033	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	83x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630034	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	85x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630035	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	88x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630036	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	90x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1629800	Pumpe Softform Premier active 2 RX			

For mer informasjon og kliniske studier, besøk gjerne:
www.thinkpressurecare.co.uk

For mer informasjon og brukermanual: www.invacare.no


Selv den aller beste madrassen kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

Vicair® Academy Madrass



**Effektiv trykkfordeling og minimering av
skyvkrefter**





Vicair Academy madrass gir fremragende trykkfordeling og støtte til brukere med høy risiko for å få trykksår uten bruk av elektrisk utstyr.


Madrassen består av flere hundre trekantede lavfriksjons-luftceller, **SmartCells™**, som gjør at madrassen former seg etter kroppens konturer og bevegelser. Konseptet tilbyr en optimal kombinasjon av trykkfordeling, støtte og stabilitet, samtidig som skyv- og friksjonskreftene effektivt minimeres.

Unikt design


Vicair Academy-madrassen benytter seg av **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode som gir en fleksibel liggeflate og god støtte til kroppen. **Vicair Academy** består av 36 bøtteformede kamre fylt med **SmartCells™**. Disse trekantede cellene har en lavfriksjonsoverflate som glir lett mot hverandre slik at madrassen former seg etter kroppens konturer. De bøtteformede kamrene som SmartCellene ligger i er forskyvelige seg i mellom, slik at skyvkreftene minimeres.

Effektiv trykkfordeling

Den enkelte **SmartCell** sin evne til forskyvning og individuell tilpasning tillater kroppen å synke ned i madrassen, og gir svært effektiv trykkfordeling. Madrassen er i tillegg meget komfortabel og stabil å ligge på. **Vicair Technology** gjør at det er mulig selv for brukere med alvorlige deformiteter å synke ned i madrassen og oppnå optimal komfort, støtte og trykkfordeling.



Egenskaper



Trekk

Vicair Academy madrassen leveres med et løst to-lags inkontinestrekk, som både tillater at brukeren synker ned i madrassen og minimerer skyv- og friksjonskreftene.



Fleksibel innstilling

Vicair Academy madrassen følger sengens innstillinger.



Bøtteformede kamre

De 36 kamrene er plassert på en bunn av skum. Kamrene er formet slik at de gir en stor overflate for kroppen å synke ned i og dermed god understøttelse for hele kroppen.

Tekniske data



850-1200 mm



2000-2150 mm



140 mm



8 / 9 kg



Maks. 250 kg



95°

Vicair Academy Madrass

Trekket kan vaskes ved 95°. Se vaskeanvisning i bruksanvisning.

Farge



Blå

Art. nr.	Madrass, statisk luft	Madrassmål	Materiale	Produktbeskrivelse
ARM415/LF/68140	Madrass Vicair Academy	60x140x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/70140	Madrass Vicair Academy	70x140x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/85200	Madrass Vicair Academy	85x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/85215	Madrass Vicair Academy	85x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/90200	Madrass Vicair Academy	90x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/90215	Madrass Vicair Academy	90x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/105200	Madrass Vicair Academy	105x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/105215	Madrass Vicair Academy	105x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/120200	Madrass Vicair Academy	120x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/120215	Madrass Vicair Academy	120x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft

Sengebord



Sengebord og arbeidsbord med
mange valgmuligheter





Invacare **Sonnet Dual**

- Invacare **Sonnet Dual** er utført i skandinavisk bøk for å oppnå en glatt og holdbar overflate. Dette stilrene bordet kan tilpasses med sideklappbord for å gjøre det lettere å lese, skrive m.m. Sideklappbordet kan plasseres på begge sider av bordet.



Invacare **Sonnet Combi**

- Invacare **Sonnet Combi** kan brukes både som et praktisk arbeidsbord og som et aktivitetsbord ved seng, stol og rullestol. Sideklappbordet kan innstilles i høyden fra 310–930 mm. Alle vannrette overflater er av plastlaminat for at det skal være enkelt å rengjøre.



Mona i bøk med vinkeljusterbar sideplate, én skuff og skap.



Emma i hvit med to skuffer (sideplate i oppfelt posisjon).

Mona og Emma

- Solid, stabilt sengebord som tåler hard bruk. Sideplaten kan justeres i 18 ulike høyder og fås med eller uten vippefunksjon. Sengebordene leveres med kombinasjonen én skuff og skap eller med to skuffer. Skuffer og skap er gjennomgående og sengebordet kan brukes på begge sider av sengen. Kan leveres i bøk, eik eller hvit og med eller uten avrundede kanter. Høyder: **Mona** 85 cm, **Emma** 97 cm.



Invacare **Sonnet Basic**

- **Invacare Sonnet Basic** er et stabilt lese- og arbeidsbord med trinnløs høyderegulering. Bordplaten kan vinkles i seks posisjoner mellom 0 og 90. Det U-formede understellet gjør at bordet lett kan plasseres over seng og rullestol. **Sonnet Basic** er også utstyrt med en praktisk sideplate. Trilles fra siden.



Invacare **Sykebord Pausa L865**

- Et enkelt høyderegulerbart sykebord med vinkelstillbar plate. Bordet er enkelt å regulere og har trinnløs høyde og vinkelregulering. Bordet er godt egnet til bruk over seng eller ved stol.



Easylift

- Bord til bruk ved seng, stol og rullestol. **Easylift** har trinnløs regulering av høyde. Bordplaten kan vinkles i fem posisjoner mellom 0° og 47°. Det buede understellet er ideelt utformet for rullestolbrukere. **Easylift** har en praktisk sideplate og kanter som hindrer at ting sklir av. Trilles forfra.

Tekniske data ▼


Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Total høyde ▼



Topplate ▼



Høydeinnstilling ▼



Vekt ▼

	Total høyde ▼	Topplate ▼	Høydeinnstilling ▼	Vekt ▼
Sonnet Dual	850 mm	400 x 400 mm Indre mål: 360 mm Ytre mål: 490 mm	750 - 1050 mm Størrelse på sideklappbord: 630 x 320 mm	37 kg
Sonnet Combi	870 mm	400 x 400 mm Indre mål: 360 mm Ytre mål: 510 mm	310 - 930 mm Størrelse på sideklappbord: 650 x 380 mm	27 kg 28 kg
Sonnet Basic		640 x 1000 mm Sideplate: 180 x 300 mm	650 x 400 mm 720 - 1160 mm	11 kg
Pausa L865	720 - 1160 mm	400 x 600 mm		7 kg
Easylift	920 mm	Topplate: 425 x 700 mm Sideplate: 195 x 400 mm	738-1048 mm	
Mona	850 mm	Topplate: 445 mm Indre mål: 470 mm Ytre mål: 600 mm	600-870 mm Lengden på klaff: 460 mm	27 kg
Emma	970 mm	Topplate: 445 mm Indre mål: 470 mm Ytre mål: 600 mm	700-980 mm Lengden på klaff: 590 mm	29,5 kg


Farger ▼



Hvít



Bjørk



Lys Grå



Grå / Svart



Bøk



Lys eik

Artikkeloversikt ▼

Produkter merket med stjerne (*) er øvrig sortiment.

Art. nr.	Produktbeskrivelse
* 50-50321-P1	Sonnet Dual i bøk (aluminiumsfarget ramme)
* 50-50221-P1	Sonnet Combi med skuff og skapdører (aluminiumsfarget ramme)
6430310-P1	Sonnet Basic arbeidsbord (alu-understell)
* L865	Sykebord Pausa
60110931	Easylift arbeidsbord
60110958	Mona i bøk med skuff, skap og vinkeljusterbar sideplate. Avrundede kanter.
60110957	Mona i bøk med to skuffer og vinkeljusterbar sideplate. Avrundede kanter.
* 1423546	Mona i bøk med skuff, skap og sideplate.
* 1516270	Emma i bøk med skuff, skap og sideplate.

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2020 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

SENGER, MADRASSAR OG BORD - NO - 03/2020

