



Oslo kommune

og samarbeidskommuner

Ny avtale på senger, hjelpemidler

mm. fra 9.03.2020

 **etac**[®]



Etac er totalleverandør av hjelpemidler

Etac er en valgt leverandør i rammeavtalen 19/353 Kjøp av institusjonssenger, madrasser, personløftere og hjelpemidler mm. fra 1. mars 2020.

I denne katalogen finner du informasjon om avtaleproduktene og et utvalg av vårt øvrige sortiment i disse kategoriene

delkontrakt 1 Senger, madrasser og bord

delkontrakt 3 Forflytning og mobilitet

delkontrakt 4 Hygiene og diverse hjelpemidler

Kontakt oss, vi er her for deg!

Etac supportsenter har erfarne og dyktige ansatte som svarer på spørsmål om produkter, leveranser og mye annet.

Henvendelser vedrørende pristilbud eller priser sendes til tilbud@etac.com

Bestillinger sendes til – ordre.esn@etac.com

Reklamasjon sendes til – reklamasjon.esn@etac.com

Ring oss på telefon 815 69 469, eller henvend deg til din kontaktperson hos Etac for rådgivning og valg av produkter og løsninger tilpasset det aktuelle behov.

Vi kan møtes på telefon, videoløsning eller på din arbeidsplass.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid

Rammeavtalen gjelder virksomheter i Oslo, Drammen, Nedre Eiker, Lørenskog, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Bø, Sauherad, Lier, Ring-erike, Kongsberg, Øvre Eiker, Vestby, Frogn, Ås, Nesodden, Hjar-tdal, Nome, Oppegård, Ski, Hol, Flå, Nore og Uvdal samt Tinn kommune.

I tillegg er private virksomhetene som drifter tjenestetilbud for Oslo kommune knyttet til avtalen.

Innhold

Senger.....	3-9
Madrasser	10-14
Nattbord.....	15-18
Sengebånd, sklikker	19
Posisjonerende puter og forhøyingsklosser	20
Rullestoler.....	21-23
Lille Viking hjelpemotor	24
Gåbord	25-26
Rullator	27-28
Krykker.....	29
Forflytningslaken	30
Evakueringslaken	31
Glidebrett E-Board.....	32
Forflytningsbelte.....	33
Glidematter, glideduk.....	34
Dreieskiver.....	35
Molift Raiser Pro.....	36
Setepute skum	37
Setepute luftcelle	38
Hælavlaster Heelift Glide.....	39
Vekter.....	40
Manuell forflytning	41-43
Gåbord, øvrige.....	44
Etac Turner Pro.....	45
Dusj-toastoler	46
Toalett hjelpemidler.....	47-49
Dusj-toalettstoler	50
Etac Swift Mobil Tilt-2	51
Støttehåndtak.....	51
Dusjvogner.....	52
Undersøkelsebenker/stoler.....	53
Skjermvegg, IV-stativer	54
Arbeidsstol, oppreisningsstol.....	55

Libra sykehjemsseng



Libra har en moderne og tidsriktig utforming og design, samt et stilrent og hyggelig hjemlig preg. Libra har mulighet for valg av ulike understell, flere utførelser og størrelser på liggeflaten, ulike utførelser på sengegrinder og et stort antall utførelser på hode- og fotgavler. Det er også mulig å velge innfesting av ulike typer tilbehør på sengen etter behov.

Liggeflaten på Libra er i firedelt, elektrisk justerbar med sittefunksjon. Sengen leveres med hevet fotende-funksjon/sjokkleie.

Libra har en komfortabel, solid og fleksibel liggeflate. Sengens liggeflate kan som standard høyde reguleres helt ned til 25 cm og opp til 83 cm. Det er alltid minimum 15 cm mellom nederste del av sengen og understellet for at pasientløfteren skal få plass og for å forenkle renhold.

Sengens liggeflate kan enkelt forlenges med 20cm eller 27cm (opsjon).

Ved hodeenden finnes to innfestninger for løftebøyle og/eller infusjonsstativ.

Sengens funksjoner styres ved hjelp av håndkontrollen, som har en meget brukervennlig og solid utforming med intuitive symboler. De enkelte funksjoner på håndkontrollen kan låses.

Libra kan fås med MobiFlex 2-delte sidegrinder i tre eller tre med metall eller integrerte sidegrinder i tre eller ¾ delt oppfellbare metall sidegrinder.

Libra sykehjemsseng

Art. nr.

Libra Movo 90x200cm hel sidegrind	ST269000
Libra Movo 90x220cm hel sidegrind	ST248002
Libra Movo 90x200cm MobiFlex sidegrinder	ST269005
Libra Movo 80x200cm hel sidegrind	ST249004



Evario Protega sykehusseng



Evario m/Protega vertikaldelte eller $\frac{3}{4}$ sidegrinder. Madrassmål 90x200cm. Sengebunn er delt i fire deler. Høyderegulerbar fra 35-91cm som standard. Ved valg av 150mm Lineahjul (tilvalg) blir høydejusteringen fra 32-88cm. Innovativ LCD håndkontroll som tydelig viser sengens funksjoner. Alle funksjoner kan programmeres og låses individuelt.

Hodegavl tas enkelt av ved å skyve en låsehendel til siden og løft gavel opp. For å sette på plass gavelen, dytt gavelen ned i sporet og klikk låsen på plass igjen. Utføres enkelt og uten bruk av verktøy. Integrert sengeforlenger som forlenger sengen med 28cm. Sengen har brems på alle fire hjul.

Styringsfunksjon kan blant annet betjenes via to bremsepedaler som er tilgjengelig fra sengens hode- og fotende. Disse er lett tilgjengelig på både høyre og og venstre side av sengen.

Sengen er lett å trille og betjene for portøren og gir en ergonomisk god arbeidsstilling under transport da pedalene ikke kommer ikke i veien (portøren må ikke ta hensyn til bremsepedalene under transport).

Sengen leveres med Protega todelte, integrerte og fastmonterte sidegrinder som dekker hele sengens lengde. Sidegrindene heves og senkes enkelt med et enhåndsgrep ved hjelp av et utløserhåndtak tydelig plassert og merket i senter av sengegrinden. I nedfelt posisjon ligger sengegrinden under madrasshøyde, slik at den ikke kommer i konflikt ved forflytning inn- og ut av seng.



Evario sykehjemsseng

Art. nr.

Sykehusseng Evario Protega delte sidegrinder
Sykehusseng Evario Protega $\frac{3}{4}$ sidegrinder

ST223344W
ST223344S

Stiegemeyer® Puro Brevo sykehusseng



Puro Brevo m/hel sidegrind. Madrassmål 90x200cm. Innovativ LCD håndkontroll som tydelig viser sengens funksjoner. Sengebunn er delt i fire deler. Høyderegulerbar fra 28-89cm.

Hodegavl tas enkelt av ved å løfte av tverrstaget for så å løfte opp gavelplaten uten bruk av verktøy. Integrert sengeforlenger som forlenger sengen med 28cm. Sengen har brems på alle fire hjul. Styringsfunksjon kan blant annet betjenes via to bremsepedaler som er tilgjengelig fra sengens hode- og fotende. Disse er lett tilgjengelig på både høyre og venstre side under sengen.

Sengen er lett å trille og betjene for portøren og gir en ergonomisk god arbeidsstilling under transport da pedalene ikke kommer i veien (portøren må ikke ta hensyn til bremsepedalene under transport).

Sengen leveres som standard med lange integrerte og fastmonterte sidegrinder som dekker hele sengens lengde. Sidegrindene kan skråstilles. I nedfelt posisjon ligger sidegrinden under madrasshøyde, slik at den ikke kommer i konflikt ved forflytning inn- og ut av seng.

Høyde på sidegrind fra madrassbase er 41 cm noe som er en stor fordel ved f.eks .bruk av overmadrass eller vekseltrykksmadrasser. Dynamisk rygg gir en god, komfortabel sittestilling.

Puro Brevo sykehjemsseng


Art. nr.

Sykehusseng Puro Brevo hel sidegrind

ST223322B



Stiegmeyer® Gigant II sykehjemsseng for tunge brukere



Sengen har et design som passer bra i et hjemmemiljø, og er på tross av sin størrelse, smidig å håndtere. Sengen har en solid konstruksjon i stål med en pen treramme i bøk.

Sengen har et sikkert elektrisk system med en håndkontroll og et betjeningspanel med sperrefunksjoner for hjelperen. Håndkontrollen har bryter for forhåndsinnstilt komfortstilling, og sammen med muligheten for tilt av hele liggeflaten, gir det en meget behagelig sitte/hvilestilling.

Leveres som standard med lange integrerte sidegrinder.

Gigant II kan også leveres med delte sidegrinder (tilvalg).

Sengen har en 4-delt liggeflate og en aktiv/dynamisk rygg.

SWL 350 kg.

Gigant sykehjemsseng for tunge brukere

Art. nr.

Sykehjemsseng Gigant II m/hele sidegrinder

BU164084



Stiegemeyer® Sicuro Pesa intensivseng for tunge brukere



Sicuro Pesa er en sykehusseng tilpasset høy brukervekt og samtidig behov for trykkavlastning.

Sengen leveres som standard med MultiFlex vertikaldelte sidegrinder som enkelt heves og senkes. Sidegrindene kan også brukes som støtte ved inn- og utstigning av sengen.

Liggeflatemål 87x200cm.

Innovativ håndkontroll som tydelig viser sengens funksjoner.

CPR/HLR funksjon enkelt tilgjengelig på begge sider av sengen.

Trendelenburgleie 15°. Anti-Trendelenburgleie 20°.

Sengen har gode trykkfordelende egenskaper.

Integrert sengeforlenger som forlenger sengen med 28cm.

Integrert vekt.

Sengebunnen er delt i fire deler.

Høyderegulerbar fra 46-80 cm.

SWL 260kg.



Sideveis tilt 25°




MultiFlex sidegrinder som standard.

Sicuro Pesa sykehusseng for tunge brukere

Art. nr.

Sykehusseng Sicuro Pesa

ST255506



Burmeier® Dali Low lav sykehjemsseng



Dali Low Entry er utviklet for å kunne tilby en pleieseng som kan senkes ekstra lavt. Iblant er det nødvendig å senke liggehøyden for å unngå fallulykker. Dali Low Entry "lavseng" kan senkes til 22 cm over gulvet, noe som skaper trygghet for pleier og pasient.

Tilt av liggeflate
4-delt liggeflate
Delbar sengebunn
Integrerte sengegrinder
Håndkontroll med sperrefunksjon
Lett å transportere

Sengen kan slås sammen for transport/lagring, og er enkel å montere.

Liggeflatemål: 90x200cm
Ytermål: B101x216 cm
SWL 175 kg
Høydejustering: 22-62 cm

Tilbehør

BU116354 Infusjonsstativ
BU146602 Løftebøyle med trapes
BU161606 Oppbevaringshylle, uttrekkbar
BU167625 Forhøyningssett til integr. grind, stk
BU174296 Serveringsbord til grind
BU175591 Leselampe, kort
BU175593 Leselampe, lang
BU114352 Adapter for leselampe lang
BU174231 Adapter for leselampe kort, festes løftebøyle
BU156788 Polster integrert grind, 31 x 170 cm, stk

Dali Low sykehjemsseng

Art. nr.

Dali Low sykehjemsseng

BU221234L



Senger og universalbåre

Sykehjemsseng Elvido Forto har 4-delt liggeflate med elektrisk regulering av høyde, rygg-, sete, lår- og legg del, samt elektrisk tilt av liggeflaten. Sentralbrems på alle fire hjul.

Feste for søsterhjelp, sengelampe, infusjonsstativ og sengebånd er integrert i sengen. Liggeflatehøyden reguleres fra ca 39 til 80 cm, alltid riktig arbeidshøyde for pleier og enkel inn-/utstigning av seng.

Madrassmål 105x200cm.

Maks belastning 260kg.



Sykehjemsseng Venta Forto har 4-delt liggeflate med elektrisk regulering av høyde, rygg-, sete, lår- og legg del, samt elektrisk tilt av liggeflaten. Sentralbrems på alle fire hjul.

Liggeflatehøyden reguleres fra ca 37 til 81 cm, alltid riktig arbeidshøyde for pleier og enkel inn-/utstigning av seng.

Madrassmål 100x200cm.

Maks belastning 260kg.



Universalbåre Mobilo er en komfortabel universalbåre som kan brukes både ved forflytning og som seng for korte opphold, som for eksempel ved et dagsenter. Sidegrinder (høyde 37 cm) som enkelt felles opp og ned på begge sider av båren.

Mobilo har delt liggeflate med mulighet for å regulere rygg/hjertebrett. Mobilo har sentralbrems som styres fra separate bremsepedaler på alle fire hjul.

Madrassmål 70x200 cm. Ryggvinkling 70°.

Ø200mm lett trillende integralhjul.

Maks belastning 250kg.



Art. nr.


Elvido Forto	ST213344*
Venta Forto	ST246442-F*
Mobilo 2-delt universalbåre	ST201412-2D*
Mobilo 4-delt universalbåre	ST201412*

* Ikke på avtale

Madrasser

Rhombo-Care Therm Silver + er en 2-lags madrass hvor de øvre 4 cm er i meget elastisk Rhombo Therm skum med slisser skåret i skummet, slik at madrassen tilpasser seg kroppens konturer. De nedre 10 cm er i Rhombo-flex skum inndelt i 7 soner, hvor det er stanset hull gjennom madrasskjernen. Denne kombinasjonen gir en madrass som omslutter kroppen på en behagelig måte og gir en god trykkfordeling. Madrassen leveres med inkontinenstrekk med glidelås på alle fire sider.


Maks brukervekt 150 kg.



Rhombo-Care Sky Therm Plus er en 3-lags madrass. De øverste 3 cm er i meget elastisk Rhombo Therm Sky skum med slisser skåret i skummet, slik at madrassen tilpasser seg kroppens konturer. De neste 3 cm er i Rhombo-Flex materiale som reduserer skyvkrefter. De nederste 8 cm er i Rhombo-flex skum inndelt i 7 soner, hvor det er stanset hull gjennom madrasskjernen. Denne kombinasjonen gir en madrass som omslutter kroppen på en behagelig måte og følger sengens bevegelser.

Madrassen har pustende, vannavstøtende, elastisk trekk.

Maks brukervekt 200 kg.



Rhombo Care Therm Silver+ madrass

Art. nr.

Rhombo Care Therm Silver+ madrass 90x200	3541667
Rhombo Care Therm Silver+ madrass 90x220	3543004
Rhombo Care Therm Silver+ madrass 85x200	3541666
Rhombo Care Therm Silver+ madrass 85x220	3543003

Rhombo Care Sky Therm+ madrass

Art. nr.

Madrass 90x200cm Rhombo-Care Sky Therm Plus	3526748
Madrass 85x200cm Rhombo-Care Sky Therm Plus	3526755
Madrass 120x200cm Rhombo-Care Sky Therm Plus	3525752

Visco® overmadrass



Visco er en overmadrass i viskoelastisk skum. Skummet former seg etter kroppen og gjør at bruker synker godt ned i madrassen, noe som gir redusert spenning i overflaten og god trykkfordeling.

Overmadrassen øker liggekomforten på standard madrassene betraktelig. Overmadrassen skal brukes oppå en standard madrass.

Visco har pustende, vannavstøtende, elastisk trekk med strikk i hjørnene for enkel plassering. Trekket bidrar til å lede bort varme og fuktighet.

Glidelåsen er dekket av en overlappende dryppkant som hindrer fukt å trenge inn i madrassen. Trekket har glidelås på tre sider, for enkelt å kunne ta trekket av og på for rengjøring.

Anbefales for liggende personer som

- Har hatt trykksår
- Har risiko for å utvikle trykksår
- Har normal sensibilitet

Skumtetthet 50kg/m³.

Brukervekt opptil 130 kg.

Trekket er branntestet og godkjent ihht. EN 597-1 og EN 597-2.

NB! Fargen på trekket avviker. Overmadrassen leveres med lys grått trekk.

Visco Overlay overmadrass

Art. nr.

Visco overmadrass 85x200	3536355
Visco overmadrass 90x200	3536348
Visco overmadrass 85x220	3536335
Visco overmadrass 90x220	3536359

Vekseltrykkmadrasser

QUATTRO Plus har mange (30), middels høye (18cm), formede og plisserte celler som former seg etter kroppen.

Trykket i madrassen veksler i en syklus som går over fire celler. I en fire cellers syklus fordeles kroppsvekten over tre celler, mens den fjerde cellen gradvis tømmes for og fylles med luft. Et slikt vekseltrykkmønster gir svært liten vevsdeformasjon og meget god komfort for brukeren; man merker nesten ikke at luften veksler mellom cellene. Ut-luften blåses ut under madrassstrekket, og reduserer oppbygging av varme og fuktighet under brukeren.

Transportmodus 12 timer

Maks brukervekt 200 kg.



Quattro Acute madrassen er beregnet for brukere som har meget høy risiko for utvikling av trykksår, og for brukere som har utviklet opp til store sår.

Quattro Acute har mange celler (27), høye (24cm), formede og plisserte celler som former seg etter kroppen. Trykket i madrassen veksler i en syklus som går over fire celler. I en fire cellers syklus fordeles kroppsvekten over tre celler, mens den fjerde cellen gradvis tømmes for og fylles med luft. Et slikt vekseltrykkmønster gir svært liten vevsdeformasjon og meget god komfort for brukeren; man merker nesten ikke at luften veksler mellom cellene. Ut-luften blåses ut under madrassstrekket, og reduserer oppbygging av varme og fuktighet under brukeren.

Maks brukervekt 250 kg.



Quattro plus vekseltrykkmadrass

Art. nr.

Quattro plus vekseltrykkmadrass 90x200x18cm	TA99-35-22-306
Quattro plus vekseltrykkmadrass 90x210x18cm	TA99-35-22-304
Quattro plus vekseltrykkmadrass 85x200x18cm	TA99-35-22-384
Quattro plus vekseltrykkmadrass 85x210x18cm	TA99-35-22-308

Quattro Acute vekseltrykkmadrass

Art. nr.

Quattro Acute vekseltrykkmadrass 88x198x24cm	TA99-35-22-209
--	----------------

Gate Pro Care® Turn vendemadrass



Programmerbar vendemadrass som passer for pasienter med høy til meget høy risiko for å trykksår.

30° dobbeltsidig rotasjonsbehandling for å øke trykkfordelingen. Dobbeltsidig rotasjon kan minske trykket på pasientens hud markant samtidig som den øker blodsirkulasjonen. 30° vending ihht. kliniske retningslinjer, og det gir også maksimal komfort for pasienten.

3-i-1 behandling mulig for individuell pleieplan med programmerbar lateral posisjoneringsendring. Vekseltrykk, kontinuerlig lavt trykk og vendefuksjon kan stelles inn etter individuelle behov.

Langsgående luftceller ut mot madrassens langsider gir støtte til pasienten ved vending.

De fem nederste luftcellene kan tømmes for luft individuelt for å avlaste hælen.

Lyd- og lys alarm som sier ifra ved lavt trykk, strømbrudd eller når det er behov for teknisk support.

Madrassen kan "låses" i ønsket leie, f.eks i forbindelse med stell.

Ved transport eller strømbrudd holder madrassen på luften i 6 timer.

Pustende lavfriksjonstrekk med 4-veis stretch.

Maks brukervekt 180 kg.

Gate Pro Care Turn vendemadrass

Art. nr.

Gate Pro Care Turn vendemadrass
200x90x13cm, sidepolster 25cm

GA54-810



Funksjon for ekstra sidestøtte i sittende leie


Madrasser

Madrass Rhombo-Care Sky VitaFlex fordeler trykket og støtter opp brukeren. Den er bygget opp i tre lag. Øverst er det et 2 cm tykt meget fleksibelt skum. Derunder et 6 cm tykt lag med Flex sylindre, som tilpasser og beveger seg etter kroppens form og gir svært god utlufting av varme og fuktighet. Bunnlaget er snittet opp for å kunne føye seg bedre etter sengebunnen.

Anbefales for liggende personer som:

Har hatt trykksår, har risiko for å utvikle trykksår, har lavere grad trykksår, har normal til noe nedsatt sensibilitet.

Høyde 15 cm.



Fusion Hybrid vekseltrykkmadrass justerer og regulerer trykket selv.

Denne madrassen er en type "hybrid" som kombinerer skum og luft. Hver luftcelle er fylt med elastisk skum som er med på å fordele luften utover et større areal. det er mindre luft/skumceller i hæl område for å ivareta dette følsomme område ekstra.

Anbefales opptil sårgrad 3.



Fusion Respons Hybrid vekseltrykkmadrass kan benyttes uten pumpe.

Denne madrassen er en type "hybrid" som kombinerer skum og luft. Hver luftcelle er fylt med elastisk skum som er med på å fordele luften utover et større areal. det er mindre luft/skumceller i hæl område for å ivareta dette følsomme område ekstra. Det trengs ingen tilpasning eller pumpe, det er et unikt automatisk luft/tilluft ventil som slipper ut luft eller suger inn luft når pasienten forandrer liggestilling i sengen.

Anbefales opptil sårgrad 3.



Madrasser

Art. nr.

Rhombo-Care Sky VitaFlex 80 x 200 cm	3535761*
Rhombo-Care Sky VitaFlex 85 x 200 cm	3535755*
Rhombo-Care Sky VitaFlex 90 x 200 cm	3535748*
Fusion Respons Hybrid	TA99-01-50-309*
Fusion Hybrid	TA99-80-22-309*

* Ikke på avtale

Stieglmeyer® Estrado nattbord



Estrado nattbord er et stilrent og elegant nattbord med mange praktiske funksjoner. Bordet har en skuff, hylle og et skap.

Estrado kan brukes på begge sider av sengen, og all oppbevaringsplass er tilgjengelig fra begge sider av nattbordet.

Spisebrettet kan høydereguleres og vinkles i ønsket posisjon. Plasseffektiv løsning, når det ikke er i bruk kan det felles ned og integreres i bordet, slik opptas mindre plass i rommet.

Spise-/lesebrettet har utforming med avrundede hjørner og praktisk stoppliste.


Nattbordet leveres som standard med gjennomgående skuff, hylle og skap. Sengebordet kan brukes på begge sider av sengen.

Estrado kan fås i flere farger.

Som standard leveres Estrado i Bøk og Lindberg Oak.

Nattbordet kan leveres med kjøleskap (tilvalg).

Estrado nattbord	
Art. nr.	
Estrado nattbord	ST178128-LO



Stiegmeyer® Lumano nattbord



Lumano er et enkelt, klassisk nattbord med en liten skuff øverst, hylle og en stor skuff nederst.

Nattbordet har et praktisk utdragbart Brett helt øverst, noe som gir en ekstra plass for plassering av for eksempel lpad eller pc ved behov.

Bordet er enkelt å holde rent, med glatte flater som enkelt tørkes av.


Skuffene kan løftes helt ut for rengjøring.

Lumano nattbord

Art. nr.

Lumano nattbord

ST190255



Avlastningsbord og sengelampe

Solo høydejusterbart avlastningsbord med tilt av bordplaten. Bøk utførelse.

Høyde: 81 cm

Bredde: 60 cm

Total bredde: 42 cm

Høyderegulering fra 80-113 cm.

Doble 50mm hjul. 2 låsbare hjul.



Duo høydejusterbart avlastningsbord med to-delt bordplate og tilt av bordplaten. Bøk utførelse.

Høyde: 81 cm

Bredde: 60 cm

Total bredde: 42 cm

Høyderegulering fra 80-113 cm.

Doble 50mm hjul. 2 låsbare hjul.



Carelite sengelampe har integrert, ergonomisk håndtak som har en viktig funksjon - pasienten skal kunne styre lyset akkurat dit han eller hun ønsker det, med minimal innsats. Bryteren er plassert akkurat der hvor tommelen treffer når man griper om håndtaket. Dette gjør bruken enkel, selv for pasienter med funksjonshemninger.

Carelite er fullt dimbar.

Carelite er også utstyrt med nattlys, med akkurat nok lys til at sykepleieren kan se til pasienten.

Parallellført tre-leddet arm. Armlengde er 105 cm.



Avlastningsbord og sengelampe

Art. nr.

Solo avlastningsbord

BU218932

Duo avlastningsbord

BU161605

CareLight LED sengelampe

N0335780

Sengebord

Conturo sengebord kan benyttes på begge sider av sengen, og har praktiske funksjoner som høyderegulering og vinkling noe gjør det godt egnet som lese- og skriveunderlag i tillegg til serveringsbrett. Spise-/lesebord er vinkeljusterbart og høydejusterbart fra 82 - 112 cm. Spise-/lesebord er oppfellbart.

Skap med dør på to sider.

Skuff som er uttrekkbar på to sider.

Brems på 2 hjul er standard.



Quado er et stabilt nattbord med rene, glatte overflater. Nattbordet er laget i robust materiale (PP-Plast) med ramme i overflatebehandlet stål. Høydejusterbart fra 85-115cm høyde. Spiseplaten kan lett felles opp og ned. Quado har uttrekkbar bok/nettbrettholder som standard.

Nattbordet kan brukes på begge sider av sengen. Nattbordet er lite og nett, tar meget liten plass ved lagring da de kan skyves inntil hverandre med nedfelt spiseplate som "handlevogner i butikk". Nattbordet kan enkelt henges i fotenden av sengen for transport til/fra f.eks. vask/rengjøring/bytte av rom.



Pleto Praktisk lesebord med C-formet understell som gjør det enkelt å sette lesebordet helt inntil sengen. Bordflaten er delt i to der den største flaten er tiltbar med stoppkant mens den smale delen er fast. Kopper, penner og annet står trygt på den faste delen mens du tilter den andre for lesing/skriving. Den faste delen er utstyrt med en liten "gjerdkant" som passer på at ikke glass og andre ting sklir ned ved bevegelse av bordet. Lesebordet er trinnløst høydejusterbart fra 69-104 cm.



Art. nr.

Conturo, farge Lindberg Oak

ST105201-L0

Conturo, farge bok

BU177898

Quado

ST275418

Pleto

ST197143

Sengebånd og sklikkeruller

Sengebånd Anton.

Leveres som standard med hvit farge.

Lengde 140 cm.



Sklikkerull

Bredde 20 cm, lengde 200cm.



Sklikkerull

Bredde 40 cm, lengde 200 cm.



Art. nr.

Anton sengebånd	N010920-1
Sklikkerull 20x200cm	HCAA6830B
Sklikkerull 40x200cm	HCAA6840B

Støttepute, pølle og forhøyningsklosser

Immedia Positioning Wedge

Støttepute vinklet som gir støtte slik at brukeren ligger trygt på siden i hvilestilling eller ved pleie, for at hjelperen skal unngå statiske arbeidsstillinger over lengre tid. Positioning Wedge kan kombineres med 4WayGlide System, SatinSheet System, MultiGlide eller andre glidelaken. Trekket er et sklisikkert Polyuretan materiale som bidrar til å holde Positioning Wedge på plass, uavhengig av sengens overflate.



Pølle Posisjonering

Pøllen gir en god trykkfordelende effekt i de fleste posisjoner. Kan også brukes til å frilegge kroppsdeler fra underlaget. Ideell til mikroposisjonering. Pøllens kontaktflate stimulerer sansene, gir økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser. For noen brukere kan man med fordel bruke den slankere Senso pøllen, da den gir litt mindre sanseinformasjon tilbake til kroppen. Rhombo-med pøllens tykkelse kan gi pasienten et stabilt utgangspunkt for egenbevegelser.



Str. 20x200cm

Reko forhøyningsklosser

Reko forhøyningskloss er stabil og holdbar. Høyden reguleres ved bruk av avtakbare blokker, og kan innstilles i forskjellige høyder. Laget i massivt klarlakkert tre og tåler høy vekt.

Innvendig mål:

Bredde 6x 6 cm

Justerbar høyde fra 5-12,5 cm

Selges i stk. 1 stk forhøyningskloss og 3 stk oppbyggingsklosser med høyde 2,5 cm.



Art. nr.

Støttepute vinklet	IM53NS
Pølle 20x200cm	3546100
Forhøyningsklosser	SW151100

Etac Twin Go transportrullestol



Leveres med høyderegulerbare håndtak med 2cm intervaller i høydereguleringen.

Ryggstøtten er justerbar i vinkel og høyde.

Rullestolen er høydejusterbar 40 - 47,5 cm med 2,5 cm intervaller.

Twin-Go har 0-6 ° ryggvinkling og fast korsryggvinkel 10 °.

Setehøyden kan stilles fra svært lav til svært høy, og med seks horisontale drivhjulplasseringer er det lett å finne den perfekte balansen. Setets høyde foran er trinnløs justerbar, noe som også betyr at setevinkelen kan finjusteres.

Rullestolen har en unik, dobbel stabil kryssramme.

Etac Twin-Go reagerer kjapt når den kjøres og svinges, noe som gjør den enkel å manøvrere.

Utsvingbare, og avtakbare fotstøtter, samt avtakbare armlener, for enkel sideveis forflytning inn- og ut av rullestolen.

Rullestolen kan brukes både ute og inne.

Tippesikringene er teleskopiske og sammenleggbare. De kan tilpasses alle setehøyder.

Stort tilbehørsprogram.

Maks brukervekt 135 kg.

NB! Husk å spesifiserer størrelse ved bestilling.

Etac Twin Go rullestol

Art. nr.

SB 35 cm	13220101
SB 37,5 cm	13220103
SB 40 cm	13220105
SB 42,5 cm	13220107
SB 45 cm	13220109
SB 47,5 cm	13220111
SB 50 cm	13220113

Etac Cross 5 XL transportrullestol



Større setebredder og høyere brukervekt

Cross 5XL har høyderegulerbare og avtakbare kjørehåndtak.

Ryggstøtten kan enkelt formes etter de aller fleste kroppsformer, kombinert med forenklete innstillinger av setevinkel og setedybde.

3A ryggen kan vinkeljusteres (i hoften og lumbalt) og høydejusteres trinnløst for en optimal sittestilling. Med seks ryggbånd, hvorav det øverste er ekstra bredt.

Trekket kan justeres individuelt for maksimal komfort og stabilitet. Ryggoverdrag i myk og behagelig plysj. For å skape mer plass til brukeren, er ryggørerne festet mot utsiden av seterørerne. Denne konstruksjonen gir bedre komfort og stabilitet enn tradisjonelle løsninger.

36+ 2 drivhjulsposisjoner;

Små innstillingsintervaller (1,25cm) gir optimal setehøydeinnstilling og tyngdepunkt plassering.

Utsvingbare, og avtakbare fotstøtter, samt avtakbare armlener, for enkel sideveis forflytning inn- og ut av rullestolen.

Rullestolen kan brukes både ute og inne.

Stort tilbehørsprogram.

Maks brukervekt 160 kg.

NB! Husk å spesifiserer størrelse ved bestilling.

Etac Cross 5XL rullestol kort

Art. nr.

Kort, SB 47,5 cm	13126111
Kort, SB 50 cm	13126113
Kort, SB 52,5 cm	13126115
Kort, SB 55 cm	13126117
Kort, SB 57,5 cm	13126119
Kort, SB 60 cm	13126121

Etac Cross 5XL rullestol lang

Art. nr.

Lang, SB 47,5 cm	13126112
Lang, SB 50 cm	13126114
Lang, SB 52,5 cm	13126116
Lang, SB 55 cm	13126118
Lang, SB 57,5 cm	13126120
Lang, SB 60 cm	13126122

Etac Prio og Etac M100

Etac Prio komfortullestol

Prio er en lett manøvrerbar komfortullestol med smal total bredde, lav egenvekt og mange drivhjulsposisjoner. Den har mange tilpasningsmuligheter, og gir dermed brukeren mulighet til å oppnå en korrekt og god sittestilling, både i hvile og i aktivitet.

Prio har velcorygg med klaffer, noe som gjør tilpasningen enkel å utføre til den enkelte bruker. Klaffene gjør at Prio kan ha en tynnere ryggpute som lar seg forme etter brukers behov. Ved bruk av kiler, innlegg og/eller breddeøkningssats har man ytterligere muligheter for tilpasning. Nakkestøtten er multijusterbar og gir brukere god støtte der de har behov for det.

Maks brukervekt 135 kg.

NB: hodestøtten på bildet avviker fra tilbudt konfigurasjon.



Etac M100 transportullestol

M100 rullestol er en komfortabel, enkel rullestol uten mange ekstra finesser. Stolen har en myk polstret komfortsone som følger seg etter kroppens naturlige form, for en behagelig, trygg og sikker sittestilling.

Takket være gjennomtenkte funksjoner og minimalt med innstillingsmuligheter, bidrar M100 rullestol til en enklere hverdag for brukeren. M100 har overraskende gode kjøreegenskaper, og er enkel å slå sammen og transportere - enkelt for både brukere og pleiere.

Maks brukervekt 125 kg.



Etac Prio komfortullestol

Art. nr.

SB 40 cm	13420305*
SB 45 cm	13420309*
SB 50 cm	13420313*
SB 55 cm	13420317*

* Ikke på avtale


Etac M100 transportullestol

Art. nr.

SB 37,5 cm, kort	13400103*
SB 37,5 cm, lang	13400104*
SB 40 cm, kort	13400105*
SB 40 cm, lang	13400106*
SB 42,5 cm, kort	13400107*
SB 42,5 cm, lang	13400108*
SB 45 cm, kort	13400109*
SB 45 cm, lang	13400110*
SB 47,5 cm, kort	13400111*
SB 47,5 cm, lang	13400112*
SB 50 cm, kort	13400113*
SB 50 cm, lang	13400114*

* Ikke på avtale

Etac Lille Viking hjelpemotor



Lille Viking er en smidig og fleksibel hjelpemotor for manuelle rullestoler.

Motoren løftes enkelt av rullestolen ved behov.

Fire faste beslag monteres og tilpasses rullestolen, noe som gir en meget enkel montering/demontering.

Lille Viking er krasjtestet og godkjent ihht. ISO 7176-19.

Totalvekt 19 kg.

Vekt motorenhet 10 kg.

Vekt batteridel 9 kg.

Vedlikeholdsfrie GEL batterier, 12Ah

Maks hastighet fremover: 6 km/t

Stigningskapasitet: 8°

Klasse: IP44

Klassifisering: Klasse B- inne og utendørsbruk

Maks brukervekt: Det som angis for rullestolen, men må ikke overstige 150 kg.

Hjelpemotor

Art. nr.

Lille Viking

27940

Bure Ortho gåbord elektrisk



Unik ramme som gir meget god bevegelsesfrihet

Bure Ortho gåbord har en unik ramme som er spesielt utviklet for å gi meget god bevegelsesfrihet med tanke på god benplass. Dette gir brukeren fri skrittlengde.

Bure Ortho har en kraftig motor for elektrisk høydejustering. Den optimale høyden kan dermed stilles inn med pasienten i gåbordet.

Gåbordet kan også brukes som oppreisninghjelp.

For gåbord med håndtak med innebygde knapper for hev- og senk må dette oppgis ved bestilling. Disse håndtakene kan ikke ettermonteres.

Ergonomiske håndtak Kan justeres trinnløst i alle retninger for best individuell tilpasning. Viktig, ikke minst for slagpasienter, som på denne måten kan nå sin "normale" håndstilling.

Hjul 125 mm.

Bredde 78 cm, lengde 80 cm,

Høyderegulerbart fra 90-130 cm

Armstøtter regulerbare fra 25-50 cm.

Maks brukervekt 150 kg.

Bure Ortho Gåbord elektrisk

Art. nr.

Bure Ortho Gåbord el.

GA56-317T

Batteri

AUNPH2-12

Bure Ortho gåbord gass



Bure Ortho Gass har en unik ramme som er spesielt utviklet for å gi meget god bevegelses- frihet med tanke på god benplass. Dette gir brukeren fri skrittlengde. Den optimale høyden kan stilles inn med pasienten i gåbordet.

Ergonomiske håndtak

Kan justeres trinnløst i alle retninger for best individuell tilpasning. Viktig, ikke minst for slagpasienter, som på denne måten kan nå sin "normale" håndstilling.

Lav rammehøyde gjør det mulig å komme under de fleste senger.

Hjulene har brems- og retningssperre plassert slik at brukeren selv kan nå den fra sin gangposisjon

Åpen rammekonstruksjon gir samme stabilitet og større bevegelsefrihet. Passer til brukere som trenger god skrittlengde. F.eks lange brukere, pasienter med helbengsips og kontrakturer.

Trinnløs justering gjør det enkelt å forhåndsinnstille gåbordet til riktig høyde.

Gåbordet har anatomiske puter som avlaster skuldre, armer og nakke.

Bredde 78 cm, lengde 80 cm

Høyderegulerbart fra 90-130 cm

Armstøtter 25-50 cm

Maks brukervekt 150 kg.

Bure Ortho Gåbord manuell gassfjær

Art. nr.

Bure Ortho Gåbord gass

GA56-318

Taima rullator



Taima M er en ekstremt lett rullator som veier kun 6,5kg. Rullatoren har et moderne utseende kombinert med optimal stabilitet som gir trygghet ved bruk. Taima M er naturligvis enkel å legge sammen og slå opp. Den leveres som standard med handlenett, krykke-/stokkholder og retningssperre.

Taima M er beregnet for inne- og utebruk.

- Taima M er en ekstremt lett rullator som kun veier 6,5kg.
- Enkel å legge sammen.
- Høyderegulerbare, ergonomiske håndtak.
- Gode, lettrillende hjul.
- Enkel individuell tilpasning.
- Kommer fint over hindringer som f.eks.dørterskler

Taima M:

Setebredde:	45 cm
Setedybde:	20 cm
Setehøyde:	59 cm
Totalbredde:	63 cm
Totalhøyde:	79-95 cm
Total lengde:	67 cm
Bredde sammenlagt:	22 cm
Høydejusterbare håndtak:	80-95 cm
Maks last handlenett:	5 kg
Maks brukervekt:	150 kg
Hjulstørrelse:	20 cm

Taima ullator

Art. nr.

Taima M rullator
Taima XC rullator

GA53-500
GA53-501*

* Ikke på avtale

Taima XC har samme egenskaper som Taima M, men med større hjul, Ø30 cm, og er beregnet for utebruk.



Topro Troja rullator



Enkel å legge sammen, og lite plasskrevende.

- Trekk i stroppen på setet og gåbordet foldes sammen.
- Håndtakene skyves ned i siderørene.
- Unik minnefunksjon som setter håndtakene tilbake til forhåndsinnstilt høyde.
- Står stødig på hjulene når den er sammenlagt.
- Tar spesielt liten plass og er meget praktisk å frakte med seg.

Gode bremses, vippefunksjon og kantavviser

- Kjøre- og parkeringsbrems på samme hendel for enkel betjening.
- Hendig ved passering av terskler, kanter, o.l
- Trygg i bruk.

Setehøyde:	62 cm
Totalbredde:	63 cm
Høyde støttepunkt:	98-115 cm
Total lengde:	65 cm
Mål sammenlagt:	L65xB33xH102 cm
Maks last handlenett:	5 kg
Maks brukervekt:	135 kg
Hjulstørrelse:	20 cm

Topro Troja rullator

Art. nr.

Topro Troja rullator

T0814749

Serveringsbrett

T0814728

Krykker, ispigg og doppsko



KW220-G-DK
Krykke til voksen, ergonomisk fast grep, høyde 76-96 cm.
Maks brukervekt 140 kg.



KW212106
Krykke voksen, ergonomisk fast grep, høyde 76-96 cm.
Maks brukervekt 200 kg.



KW17152-0
Ispigg til standard krykke
1 pigg



KW17101
Doppsko til standard krykke
Ø18mm

KW212201
Krykke junior, ergonomisk mykt grep, høyde 60-80 cm.
Maks brukervekt 100 kg.

Kowsky krykke

Art. nr.

Kowsky krykke voksen, standard	KW220-G-DK
Kowsky krykke voksen, brukervekt 200 kg	KW212106
Kowsky krykke barn	KW212201
Doppsko	KW17101
Ispigg	KW17152

Immedia® Satin Sheet glidelaken



Brukervennlige løft- og forflytningsløsninger er avgjørende for å sikre trygge arbeidsforhold. Med Immedia SatinSheet System som er fullintegret i sengen, kreves ingen tilpassing eller fjerning av produkter etter bruk.

Immedia SatinSheet System reduserer friksjonen mellom brukeren og underlaget.

NB! Glidelaken og stikklaken er ulike navn på samme laken.

Hva består 2- og 4-veis system av?

Det er uansett to produkter som gjør at du får et komplett system, glidelaken og stikklaken.

2-veis system: 2-veis stikklaken (i bomull) legges oppå et glidelaken.

4-veis system: 4-veis stikklaken (i bomull med satin underside) legges oppå et glidelaken.

Immedia Satin Sheet glidelaken

Art. nr.

Immedia Satin Sheet glidelaken	IM4113S
4-veis stikklaken, midi, B200xL140cm, glideflate B147xL140cm	IM4115S*
4-veis stikklaken, maxi, B200xL200cm, glideflate B147xL200cm	IM4121S*
2-veis stikklaken, mini, B200xL100cm, bomull	IM4116S*
2-veis stikklaken, midi, B200xL140cm, bomull	IM4118S*

* ikke på avtale



Immedia® Rescue evakueringslaken



Immedia RescueSheet er et evakueringslaken som monteres og ligger permanent i sengen.

Ved behov for rask evakuering ved brann eller lignende nødsituasjoner, kan pasienten raskt og effektivt evakueres ut av sengen og ut av rommet.

Rescue kan også brukes ved evakuering ned trapper. Materialet er vannavstøtende.

Bredde: 75cm
Lengde: 200cm
Maks brukervekt: 150 kg

Materiale: Nylon
Stropper: Polypropylen
Spenne: Acetal

Rengjøring:
Autoklaving 130 °C
Kan tørkes av med såpevann eller desifiseres.
Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

Immedia Rescue evakueringslaken

Art. nr.

Immedia Rescue evakueringslaken

IM108088

Immedia® E-board glidebrett



Immedia E-Board er et tynt og fleksibelt glidebrett som er enkelt å plassere og fjerne.

Glidebrett er ment å bygge bro over kortere åpninger når du utfører sittende forflytninger.

Brettets overflate har en lav friksjon som gjør at brukeren kan forflytte seg selv, eller med hjelp.

Immedia glidebrett brukes ved forflytning mellom seng og rullestol / dusjstol, mellom rullestol / stol / toalettstol eller til og fra bilen. Alle glidebrett har sklisikring på undersiden. Kombineres et glidebrett med en glidepute gir det enda lavere friksjon, og er anbefalt når forflytningen foretas med bar hud, for eksempel til og fra en dusjstol eller toalett.

Immedia E-Board er et fleksibelt glidebrett som er lett å bøye, noe som gjør det enkelt å plassere og fjerne.

Kanten som brettes opp beskytter mot hjulets friksjon, slik at det er lett å gli forbi. Den foldede kanten gir brettet stivhet og stabilitet ved forflytningen.

Immedia E-board glidebrett

Art. nr.

Immedia E-board glidebrett, B33xL60 cm

IM404

Immedia E-board glidebrett, B33xL75 cm

IM405*

* ikke på avtale

Immedia® SupportBelt



Forflytningsbelte med håndtak

Immedia SupportBelt brukes for å gi støtte og hjelp ved aktivering og forflytning.

De diagonalt plasserte håndtakene gir pleieren et mer ergonomisk grep ved forflytningen.

SupportBelt er et nyttig hjelpemiddel når man skal støtte en person som skal stå opp eller sitte ned, for å støtte ved gange eller å bistå under forflytning mellom seng, rullestol, stol, osv.

SupportBelt har sklisikkert materiale på innsiden og en justerbar beltespenne.

Maks brukervekt 150 kg.

Materiale:

Utside: Nylon

Innside: Nylon med PU-belegg

Polstring: Polyetylen

Håndtak: Polyesterstropp med polypropylen

Beltespenne: Acetal, nylon

Rengjøring:

Kan vaskes på opptil 80 grader.

Kan desinfiseres med LT-CIN isopropylalkohol 72%.

Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel

Immedia SupportBelt

Art. nr.

Str. S, 4 håndtak, 65-105 cm

IM8010513

Str. M, 6 håndtak, 90-130 cm

IM8013013

Str. L, 8 håndtak, 120-150 cm

IM8015013

Str. XL, 11 håndtak, 130-170 cm

IM8017015

Immedia® Swan

Immedia® MultiGlide

Immedia Swan glidematte med håndtak, for enkel forflytning

Immedia Swan er en åpen glidematte med håndtak. Den er egnet for forflytning mellom seng og rullestol, høyere opp i seng eller inn og ut av bil.

Immedia Swan er spesielt bra under naken hud og perfekt ved forflytning over til dusjstol eller toalett. Kan benyttes alene eller i kombinasjon med et glidebrett.

Bredde 45 cm
Lengde 140 cm



Immedia MultiGlide glideduk på rull

Immedia MultiGlide er en tynn glideduk med ultralav friksjon både på innsiden og på utsiden. Med lav friksjon på begge sider, er MultiGlide enklere å plassere under brukeren, så vel som at den er enkel å fjerne. MultiGlide er velegnet ved forflytninger der man vil minske friksjonen under områdene med høyest friksjon, for eksempel ved forflytning i seng, mellom seng og rullestol, på operasjonsbordet eller ved røntgen.

Forflytningsduken kan klippes til ønsket lengde.
Utside: Lav friksjon. Innside: Lav friksjon.

Bredde: 150 cm
Lengde: 10 meter




ImmediaTransferMattress glidemadrass muliggjør forflytning mellom to leier.

Immedia GlideCushion brukes til vending i seng, flytte høyere opp i seng og forflytning fra seng til rullestol.



ImmediaTransferMattress



Immedia GlideCushion

Forflytning

Art. nr.

Immedia Swan	IM2698121
Immedia MultiGlide rull	IM2245
Immedia MultiGlide SG, glideduk tubeformet, 72x100cm	IM00100*
Immedia MultiGlide SG, glideduk tubeformet, 100x70 cm	IM0080*
Immedia TransferMattress, bredt sett	IM4305*
Immedia GlideCushion, X-Small, sett	IM4303*

*Ikke på avtale

Immedia® dreieskiver

Immedia PediTurn hard, dreieskive for gulv

Immedia PediTurn hard er en dreieskive som forenkler forflytning i sittende, for eksempel fra seng til stol. Den egner seg godt når brukeren ikke kan flytte føttene under forflytningen. Godt egnet når bruker har på sko.

Størrelse: Ø38 cm

Maks brukervekt 150 kg.



Immedia EasyTurn

Immedia EasyTurn er en myk dreieskive som gjør det enklere for brukeren å ta seg inn og ut av bilen eller sengen.

Størrelse: Ø45 cm

Maks brukervekt 150 kg.



Immedia dreieskiver

Art. nr.

Immedia PediTurn hard

IM99700

Immedia EasyTurn

IM990454

Molift RaiserPro



Den ergonomiske forflytningsplattformen for aktiv forflytning

Naturlig bevegelsesmønster

Molift Raiser Pro gir pasienten mulighet til å bruke sin egen muskelfunksjon og kapasitet ved oppreisning og forflytning. Det naturlige bevegelsesmønsteret stimuleres og gir pasienten en trygghet gjennom hela forflytningen. Molift Raiser Pro er enkel å forstå og bruke.

Forflytning i små rom

Molift Raiser Pro er stabil og har en kort svingradius, noe som gjør den meget enkel å manøvrere. Den er velegnet til bruk i små rom som f.eks. toaletter.

Passer i alle pleiemiljøer

Molift Raiser Pro gir mulighet til trening og rehabilitering i alle pleiemiljøer ved hver forflytning. Mobilisering kan begynne så snart pasientens tilstand tillater det, noe som innebærer at pasienten tidlig kan forbedre balansen i sittende og stående. Molift Raiser Pro gir alltid trygg og stabil støtte.

Maks brukervekt 170 kg.

Forflytningsplattform

Art. nr.

Molift Raiser Pro	16090204
Molift Raiser forflytningsbelte str. S/M	82964
Molift Raiser forflytningsbelte str. L/XL	82965

Axiom G setepute



Axiom G er en anatomisk utformet pute med unike hexagon celler i setegropen. Disse bidrar til å minimere friksjon i overflaten og øker muligheten for brukeren å synke ned i puten.

Formen på setegropen puten gir god støtte til bekkenet.

Axiom sittepute

Art. nr.

B40 X D40 cm	XG1616
B40 X D45 cm	XG1618
B40 X D50 cm	XG1620
B45 X D45 cm	XG1818
B45 X D50 cm	XG1820
B50 X D50 cm	XG2020

Star Standard Air luftcellepute

Star StarLock luftcellepute

Star Standard Air, høyde 10 cm.

Standard Air har høy innsynking og fremragende omsluttende effekt.

Trykkfordeling på sitt beste med omsluttende kvaliteter i enkammer Standard Air puten.

Fleksibiliteten i neoprencellene gjør at cellene former seg rundt baken og holder deformasjonen av hudvevet på et svært lavt nivå.

Enkammerputer innebærer kun er ett kammer som skal stilles inn. Star Standard Air puten er en ideell kombinasjon av enkel håndtering og dynamisk stabilitet, noe som kan øke sittetoleransen over tid.



Star StarLock, høyde 10 cm.

StarLock puten kombinerer utmerket trykkfordeling med nesten ubegrensede posisjoneringsmuligheter og stabilitet.

For luftcelleputer har alltid kombinasjonen av trykkfordelende kvaliteter, posisjonering og stabilitet vært et vanskelig kompromiss. StarLock leverer på alle disse egenskaper.

Med den patenterte Air Cell Locking teknologien kan luften mellom StarLock luftcellene låses og dermed individuelt tilpasses brukerens behov for posisjonering og stabilitet. Samtidig beholder puten sine gode trykkfordelende egenskaper.

Star putene har ubegrenset maks brukervekt så lenge puten er i riktig størrelse og tilpasset brukeren.

Rengjøring av pute: Håndvaskes med såpe, bakepulver eller eddik. Ved desinfeksjon, bruk 70% desinfiseringsløsning.



Øvrig sortiment

Star Standard Air, høyde 10 cm

Art. nr.

B40 X D40 cm	ESSC1515-1
B40 X D45 cm	ESSC1517-1
B40 X D50 cm	ESSC1519-1
B45 X D45 cm	ESSC1717-1
B45 X D50 cm	ESSC1719-1
B50 X D50 cm	ESSC1919-1

Star StarLock, høyde 10 cm*

Art. nr.

B39 X D39 cm	ESSL41515-1*
B39 X D44 cm	ESSL41517-1*
B 39 X D49 cm	ESSL41519-1*
B44 X D44 cm	ESSL41717-1*
B44 X D49 cm	ESSL41719-1*
B49 X D49 cm	ESSL41919-1*

* Ikke på avtale

Heelift® Glide hælavlaster



Hælbeskyttelse designet av ortopeder for å forebygge og behandle trykksår på hælen.

Heelift® Glide eliminerer effektivt trykket mot hælen ved at hælen eves fra trykket rundt , noe som gir en raskere heling. Heelift® Glide er produsert i mykt og fast polyuretanskum for best mulig komfort.

En mykt, glatt utside gjør at pasientens ben enkelt kan "gli" fra side til side, noe som hindrer benet i å "sitte fast" på laken og tepper.

Det betyr at:

Foten ligger i rett posisjon

Mindre pleietid for pasienten

Trykksårsforebyggingen for hælen maksimeres

Motvirker droppfot.

Heelift® Glide brukes av pasienter som har høy risiko for sår på hælen eller som tidligere har hatt trykksår på hælene. Heelift er lateksfri og har en friksjonsfri bakside i trikot som øker pasientens bevegelse. Den er også utstyrt med en ekstra pute som beskytter mot hofterotasjon og droppfot og gir ytterligere hevet effekt.

Heelift® Glide hælbeskyttelse er ideell å bruke på pasienter som er immobile eller nyopererte, lider av diabetes, hjerte- og karsykdommer eller kostrelaterte bristsykdommer. De kan også brukes ved droppfot, lammelse (ikke spastisk) samt pre- og post-operativt ved hoftefrakturer og hudtransplantasjon.

Hælavlaster

Art. nr.

Heelift Glide

DADM-HLG

Vekter

Gate rullestolvekt har enkel fremkommelighet fra alle sider av vekten.

Avansert teknikk for bevegelseskompensasjon forhindrer ufrivillig bevegelse under veiingen og sikrer et eksakt vektresultat.

Maks belastning 300 kg.



Gate stolvekt har LCD display som er enkel å lese av.

Stolvekten har BMI funksjon.

Oppfellbare armlener

Oppfellbar fotplate for enkel inn- og utstigning av stolen.

Enkel å trille/forflytte.

Gate stolvekt kobles til stikkontakt for lading.

Maks belastning 300 kg.



VKM-400

Marsden babyvekt. Maks belastning 20 kg.

VK1719392

Marsden babyvekt med bæreseske.

Maks belastning 20 kg.

VK1719378

Personvekt med høydemåler. Maks belastning 250 kg.



Vekter

Art. nr.

Rullestolvekt	GA53-741
Stolvekt	GA53-700
Babyvekt	VKM-400
Babyvekt med bæreseske	VK1719392
Personvekt med høydemåler	VK1719378
Personvekt med høydemåler, SWL 250 kg	GA53-710*

* Ikke på avtale

Manuell forflytning

Immedia BedString

Immedia BedString med håndtak anvendes i hovedsak av den aktive brukeren for å komme opp til sittende stilling i sengen. I sittende stilling kan BedString brukes til å lene seg fremover, for å gi enklere plassering av seil, plassering av puter eller ved påkledning. BedString har åtte håndtak, alternerende høyre og venstre side av båndet, slik at brukeren alltid har mulighet til å få et godt grep.

B8,5 x L170 cm.



Immedia NonSlip antiskli matte

Immedia Non-Slip Square er en sklisikker matte som kan brukes når økt friksjon er ønskelig. Den kan for eksempel plasseres under føttene, for å støtte brukeren når hun flytter seg høyere opp i sengen. Non-Slip rull er et materiale med høy friksjon, og som kan klippes til ønsket størrelse.

B38 x L48 x H0,5 cm.



Immedia In2Sheet

Inkontinensunderlag med lav friksjon og håndtak

Immedia In2Sheet er et inkontinensunderlag med lav friksjon. Det anvendes direkte på et bomulls laken, med lav-friksjonsoverflaten ned, dermed kan brukeren enkelt forflyttes sideveis i sengen. In2Sheet er meget velegnet til å snu en inkontinent bruker med redusert mobilitet. Underlaget har håndtak langs sidene for å gi pleieren et bedre grep under forflytningen.

B85 x L90 cm.



Manuell forflytning

Art. nr.

Immedia BedString	IM429*
Immedia NonSlip antiskli matte	IM2248*
Immedia In2Sheet	IM4109*

* Ikke på avtale

Manuell forflytning

Immedia OneWayGlide tubeformet

Immedia OneWayGlide er en glidematte som har lav friksjon i en retning og bremser i motsatt retning. Den er egnet for brukere som ofte trenger reposisjonering bakover i stolen for å oppnå en god sittestilling. OneWayGlide gjør det enkelt å utføre en selvstendig forflytning eller med assistanse av en hjelper.

B42 x L50 cm.



Immedia OneWayGlide lang

Immedia OneWayGlide Long er en åpen lang glidematte med håndtak og velour overflate. Lengden gjør det mulig å hjelpe brukeren til forflytning bakover i stolen. Håndtakene gir et godt grep, slik at hjelperen kan oppnå en god arbeidsteknikk. Finnes i to alternativer; med eller uten knytebånd. Knytebånd brukes til å feste produktet i rullestolen ved behov.

B40 x L130 cm.



Immedia MultiGlide Glove forflytningshanske

Immedia MultiGlide Glove kan benyttes i mange forskjellige forflytningssituasjoner. Med hansken er det lettere å få hånden mellom brukeren og underlaget. Små reposisjoneringsjusteringer, bevegelser og glatting av laken er eksempler på aktiviteter som hanskene er svært nyttig til, og som vil være mer skånsom for både brukeren og pleieren.

Selges i par.



Manuell forflytning

Art. nr.

Immedia OneWayGlide tubeformet

IM50/8*

Immedia OneWayGlide lang

IM34/8*

Immedia MultiGlide Glove forflytningshanske

IM35*

* Ikke på avtale

Manuell forflytning

Immedia 4WayGlide LPL Mattress

Standard glidemadrass med bomull/polyester overside. Håndtak på innsiden for bedre grep, samt for bruk med personløfter.

B140 x L210 cm.



LPL Nylonlaken med NS-lås.

Håndtak på innsiden gir et bedre grep, samt at du kan bruke produktet med personløfter.

B85 x L205 cm.



Immedia 4WayGlide LPL sett

Komplett sett inkl. Immedia 4Way LPL madrass og Immedia 4Way Glide Nylontrekk med NS lås.



Manuell forflytning

Art. nr.

Immedia 4WayGlide LPL Mattress	IM140/200LPL*
Immedia LPL Nylonlaken med NS-lås	IM85/200LPL*
Immedia 4WayGlide LPL sett	IM4309*

* Ikke på avtale

Bure gåbord

Bure XL

Laget spesielt for større og tyngre brukere og har derfor ekstra plass og styrke.

Ettersom det ved pleie av tyngre brukere er ekstra viktig med stabile og solide hjelpemidler, leveres Bure XL alltid med eldrift.

Gåbordet har en maks brukervekt på 240 kg og innvendig mål på 44-62 cm. Ekstra benplass er spesielt bra for brukere med spastiske benbevegelser.



Bure Rise & Go

Bure Rise and Go Gåbord er et kostnadseffektivt gåbord som er utstyrt med en patentert oppreisningsfunksjon.

Takket være den elektriske oppreisningen er Bure Rise and Go et ganghjelpemiddel, oppreisningshjelpemiddel og et forflytningshjelpemiddel i ett og samme produkt.

Maks brukervekt 150 kg.



Bure Dobbel 2.0 elektrisk

Gåbord med elektrisk hev/senk og elektrisk benspredning.

Maks brukervekt 150kg



Gåbord

Art. nr.

Bure XL	GA56-315*
Bure Rise & Go	GA56-316*
Bure Dobbel 2.0 el	GA56-303*

* Ikke på avtale

Etac Turner Pro dreietårn



Dreietårn med oppreisningsstøtte

Mennesker i pleiesituasjoner føler seg ofte utrygge i forflytningssituasjoner, og pleieren utsettes for belastningsskade ved assistering under forflytningen. Følelsen av usikkerhet for både pleier og bruker kan resultere i færre forflytninger.

Turner PRO gir både brukeren og pleieren trygghet og ro ved forflytning.

Turner PRO er det perfekte sitte-til-stå hjelpemiddelet for sykehus, institusjoner og i hjemmet. Intuitivt design gjør den enkel i bruk. Høyden på håndtaket og høyden på leggstøtten er det eneste som må justeres før bruk. Turner PRO passer godt på alle typer gulv og også på tepper.

Det oransje håndtaket gir en sterk kontrastfarge, noe som er til god hjelp for brukere med nedsatt syn eller demens. Håndtaket gir også mulighet for flere ulike typer gripetak.

Fotplate i støpt aluminium med integrert antiskli funksjon og hjul bak, gjør Turner Pro enkel i bruk på de fleste ulike typer gulv og tepper.

Turner Pro er lett å transportere. Lett å gripe. Lav balansert vekt.

Vinklet leggstøtte som er myk og bekvem, gir støtte i sittende posisjon. Lett å tilpasse til riktig høyde.

Maks brukervekt 200 kg.

Dreietårn

Art. nr.

Etac Turner Pro

16090106*

* Ikke på avtale

Dusj-toalettstoler

Fleksibel dusj- og toalettstol som gir pleieren best mulig tilgang ved toalett- og badepleie.

Den er enkel å håndtere og kan tilpasses etter brukers behov.

Setet har en åpning bak slik at pleieren enkelt kan komme til, og hjelpe bruker med den personlige hygien. Dessuten er friksjonsmønstret "Etac Easy Clean" på setets overflate unikt for Etac og gir en perfekt balanse mellom friksjon og renslighet.

Den myke og hurtigtørkende ryggstøtten og de formede fotplatene på Swift Mobil-2 øker komforten for brukeren ytterligere.

Swift Mobil-2 har en maksimal brukervekt på 160 kg som standard og høyden kan justeres mellom 45 og 60 cm. Armlenene er både høyde- og sideveis justerbare, 6 cm i hver retning.

De svingbare fotplatene kan justeres i høyde.



Easy SoftBack med en høy polstret rygg med nakkestøtte og integrert sete med åpning bak. Setet med åpning bak gir en mer naturlig og hygienisk arbeidsstilling.

Easy SoftBack er en ny, veldesignet hygienestol med mange avanserte funksjoner. Stolen har elektrisk heving og senk funksjon og elektrisk tiltfunksjon. Stolen passer for bruk på bad og toalett både på institusjon og i hjemmet.

Funksjoner og fleksibilitet gjør Easy SoftBack til en perfekt hjelpemiddel for pleier, samtidig som det gir en høy komfort for bruker. Dusjstolen kan fås med nye, myk komfortsete med åpning bak for bedre hygiene

Maks brukervekt 150 kg.



Dusj-toalettstoler

Art. nr.

Swift Mobil-2

80229405

Gate Easy SoftBack

GA56-270

Toalettforhøyere og toalettarmstøtter

Etac Hi-Loo toalettforhøyere med armstøtter er en praktisk to i en løsning. Det hevede setet gjør det lett å sitte ned og stå opp. Armstøttene gir ekstra støtte og sikkerhet. Hvis aktuelt kan de låses permanent i nedfelt stilling. Ved plassmangel kan Hi-Loo brukes med kun en armstøtte.

Leveres i høyde 6 og 10 cm.

Maks brukervekt 150 kg.



Hi-Loo med fast montering er en diskret toalettforhøyere som passer de fleste toaletter.

Det ergonomiske utformede setet har utsparinger bak og foran, noe som er praktisk ved intimhygienen.

Leveres på avtale i høyde 10 cm.

Maks brukervekt 150 kg.



Etac Supporter er en komfortabel og stabil armstøtte. Armstøttene er sammenleggbare og har komfortable avrundede håndtak. Med sitt nette design passer Supporter naturlig inn på badet. Overflatene er glatte og lette å rengjøre.

Supporter er enkel å montere direkte på toalettet, uten bruk av verktøy. Den passer både på gulv- og veggmonterte toaletter. Hvis plassen rundt toalettet er begrenset, kan en eller begge armstøttene demonteres.

Maks brukervekt 150 kg.



Toalettforhøyere

Art. nr.

Etac Hi-Loo med armstøtter, H6 cm	80301316-2
Etac Hi-Loo med armstøtter, H10 cm	80301317-2
Etac Hi-Loo uten armstøtter, H10 cm	80301107
Etac Supporter	80303112-2

Toalettstol og dusjkrakker

Etac Kaskad

Kaskad har fast ramme som kan stables og høydejusteres. Armstøttene gir stabilitet når du sitter ned, eller reiser deg. Den flyttbare urinskjermen leveres som standard. En bøtte med eller uten lokk er tilbehør.

Maks brukervekt 150 kg.



Dusjkrakk Etac Swift

Swift dusjkrakk er på avtale som standard uten rygg og armlen. Swift tilpasser seg ujevne underlag, takket være innebygget fleksibilitet. De myke doppskoene står trygt på gulvet, og bidrar til brukerens sikkerhet. Swift er lett å justere til ønsket høyde. Den kan stilles ett trinn lavere foran, for et litt forover tiltet sete, noe som gjør det enkelt å reise seg.

Maks brukervekt 130 kg.



Dusjkrakk Etac Easy

Enkel i bruk, enkel å flytte, et rundt sete er alltid i riktig posisjon.

Etac Easy dusjkrakk har mykt, formede seter med antiskli mønster og ovale dreneringshull. Disse funksjonene gir en stabil og komfortabel sittestilling.

Maks brukervekt 150 kg.



Toalettstol og dusjkrakker

Art. nr.

Etac Kaskad	80302012
Etac Swift u/armstøtter og rygg	81701410
Etac Swift m/armstøtter og rygg	81701430*
Etac Easy	81901010

* Ikke på avtale

Dusj/toalettstol og dusjkrakker

Etac Swift Kommod

Swift Kommod er en diskret og unik dusj /toalettstol. Den leveres komplett med bekken, komfortabel myk rygg og mykt sete. I tillegg til dostol kan den også brukes som dusjstol og som frittstående toalettforhøyer.

Maks brukervekt 130 kg.



Dusjkrakk Etac Edge

Høyderegulerbar dusjkrakk som passer perfekt i et dusjhjørne der veggene skaper en trygg ryggstøtte for brukeren. Smertelindring av hofterledd kan oppnås ved hjelp av salposisjonering, ved å ha et hjørne som vender fremover når du sitter.

Etac Edge har mykt, formet sete med antiskli mønster og ovale dreneringshull.

Maks brukervekt 130 kg.



Dusjkrakk Etac Smart

Høyderegulerbar dusjkrakk som er like komfortabel når man sitter på den brede enden som på den smale enden.

Etac Smart har mykt, formet sete med antiskli mønster og ovale dreneringshull.

Maks brukervekt 150 kg.



Dusj/toastol og dusjkrakker

Art. nr.

Etac Swift Kommod	81702030*
Etac Egde	81801010*
Etac Smart	81951010*

* Ikke på avtale

Dusj/toalettstoler

Etac Clean dusj- og toalettstol

Setet har utsparing i fronten, og er helt åpen bak. Dette bedrer tilgjengeligheten ved intimhygien.

Fotplaten kan skyves inn under setet ved behov. Den mykt buede overflaten gir komfort og stabilitet for føttene, og hælene er beskyttet av fotplatens sidekanter. Armstøttene kan tas av eller svinges til siden.

Maks brukervekt 130 kg.



Etac Clean høydejusterbar

Stolen har alle fordelene til standard Clean, pluss høydejusteringen, for optimal forflytningshøyde og perfekt tilpasning over toaletter, også vegghengte.

Maks brukervekt 130 kg.



EtacClean 24"

Clean 24" er enkel å bruke og kjøre. Plassering av bakhjulene på Clean 24" er maksimert for å få de beste kjøreegenskapene som gjør stolen lett å kjøre, uten å gå på akkord med sikkerheten.

Sideveis forflytninger kan utføres sikkert på grunn av nok seteplass foran hjulene. Videre er bremsehåndtakene plassert like under setet, for ikke å hindre forflytningen, men også for å være lett tilgjengelige.

Maks brukervekt 130 kg.



Dusj- og toalettstoler

Art. nr.

Etac Clean m/bekkenholder, SH55 cm	80229296*
Etac Clean høydejusterbar m/bekkenholder	80229207*
Etac Clean 24" SH 55cm	80229276*

* Ikke på avtale

Etac Swift Mobil Tilt-2

Unik tiltfunksjon som øker komforten, og legger til rette for forflytninger med personløfter.

En komfortabel og sikker dusjstol som møter både pleiers og brukers behov i hverdagen og gir komfort og sikkerhet så bruker kan kjenne seg trygg.

Swift Mobil Tilt-2 har en unik tiltfunksjon som gir økt trygghet for bruker og en god, ergonomisk arbeidsstilling for pleieren. Tiltfunksjon på +5 til -35 grader kan manøvreres fra stolens sider. Dette gjør at pleier kan ha øyekontakt og berolige bruker under tiltingen.

Ryggtrekket er mykt og hurtigtørkende. De formede fotplatene gir bruker ekstra komfort.

Dusj- og toalettstolen kan enkelt tilpasses, og passer dermed mange brukere med ulike behov og ulike størrelser.

Den har en maks brukervekt på 160 kg som standard og høyden fra setet til gulv kan endres fra 50-65 cm.

Armlenene kan justeres høyde- og sideveis, og de svingbare fotplatene kan justeres i høyden og fås også i en kortere variant.



Etac Handy støttehåndtak

Handy støttehåndtak har et ovalt grep med grå sklisikre riller. Dette gir et sikkert og behagelig grep.

For å gi en attraktiv finish uten skarpe kanter, er festeskruene skjult bak grå deksler.

Handy støttehåndtak rett kan plasseres vannrett eller loddrett.

Det vinklede designet gir ekstra støtte når du står opp og sitter ned.



Swift Mobil Tilt-2

Art. nr.

Swift Mobil Tilt-2	80229416*
Støttehåndtak, rett, 30 cm	80210040*
Støttehåndtak, rett, 40 cm	80210042*
Støttehåndtak, rett, 60 cm	80210044*
Støttehåndtak, vinklet, 40 cm	80210046*

* Ikke på avtale

Dusjvogn Primus Line



Dusjvogn Primus Line er meget gjennomtenkt og ergonomisk ned til minste detalj: Det er slik GK dusjvogn er. Årtier med erfaring og kontinuerlige forbedringer har resultert i høy produktsikkerhet for bruker og pleier.

PRIMUS seriens kvalitet og utførelse er forbedret, med fokus på at daglig bruk av GK dusjvogn skal være så behagelig som mulig.

Trinnløs justerbar hodeende
 Avviserhjul for å hindre skader
 Hjul Ø 200mm med gode kjøreegenskaper
 Ergonomisk fotpedal for enkel høydejustering
 Sentralbrems med retningssperre
 Maks brukervekt 170 kg

Dusjvogn Junior L1 leveres med polstret liggeflate med avløpsslange i fotenden.
 Utvendige mål: 70 x 190 cm.
 Innvendige mål: 54 X 170 cm.
 Tilt av liggeflate, låst til 3 grader.
 150 mm hjul med sentralbrems.
 Nefellbar sidegrind for enkel sideforflytning av pasient.
 Hodestøttepute leveres som standard.
 Maks brukervekt 170 kg



Dusjvogn Junior L1

Dusjvogn

Art. nr.

Dusjvogn Primus 2000 elektrisk	GK730000
Dusjvogn Primus 1000 hydraulisk	GK720000*
Dusjvogn Junior L1, hydraulisk	GK722000*
Dusjvogn Junior L1, elektrisk	GK732000*

* Ikke på avtale

Sjøblom undersøkelsesbenker/stoler

Standard undersøkelsesbenk

Leveres som standard med sjokkleiefunksjon.

Enkel justering av ryggen. Oppheng for papirrull i hodeende. Standard farge rød.

Kan leveres i 14 farger, farge oppgis ved bestilling.

Standard bredde 70cm.

Leveres med elektrisk eller hydrauliske funksjoner.

Maks brukervekt 200 kg.



Prøvetakingsstol

Elektrisk regulerbar stol med sjokkleie.

Nakkepute, armlener, pasienthåndtak, sentralbrems, hånd- og fotkontroll leveres som standard.

Høyderegulerbar fra 48-80 cm.

Maks brukervekt 175 kg.



Gynekologistol

Vår gynekologistol er designet i samarbeid med pleiepersonell, med fokus på funksjonalitet, brukervennlighet, pasientkomfort og kvalitet. Resultatet er en funksjonell, smidig og stødig stol som tar liten plass, med en "vennlig" design som gjør at pasienten kjenner seg mer velkommen inn i undersøkelsesrommet.

Maks brukervekt 200 kg.



Undersøkelsesbenker/stoler

Art. nr.

Standard undersøkelsebenk hydraulisk	SJ010-8551
Standard undersøkelsesbenk elektrisk	SJ011-8551
Prøvetakingsstol	SJ010-5150-
Gynekologistol	SJ015-2031
Standard undersøkelsebenk, SWL 300 kg	SJA-011-8551*

* Ikke på avtale

Skjermvegger og infusjonsstativ

Svithun skjermvegg

Skjermveggene er enkle å sette sammen og festes med spesialklemmer. For lagring kan beina settes parallelt med rammen for flatpakking og smart lagring.

Standard trekk er hvit polyester belagt med PVC, festes med borrelås oppe og nede. Trekket er flammehemmende og slitesterkt og tørkes enkelt av med en fuktig klut.



Svithun infusjonsstativ

Stabilt robust og høydejusterbart infusjonsstativ med solide kroker. Krokene har en maks belastning på 15 kg pr. krok.

5 hjul, 4 kroke, fot Ø54 cm, krom.



Violetta sammenleggbart infusjonsstativ

Praktisk, sammenleggbart infusjonsstativ med to kroker.



Skjermvegger og infusjonsstativ

Art. nr.

Svithun skjermvegg, komplett 3 meter m/trekk	AT55565TK3
Svithun skjermvegg, komplett 2 meter m/trekk	AT55565TK2
Svithun infusjonsstativ,	AT46440
Violetta infusjonsstativ, sammenleggbart	SJN1-0803500
Sjøblom infusjonsstativ	SJ080-3110*
Sjøbloms apparatstativ	SJ080-3920*

* Ikke på avtale



Apparatstativ
SJ080-3820



Infusjonstativ
SJ080-3110

Arbeidsstol og oppreisningsstol

Vela Tango 100 er en arbeidsstol med lav ryggstøtte som gir god korsryggstøtte, og god plass for fri bevegelse av rygg, skuldre og armer.

Velegnet for personer med funksjonsnedsettelse som f.eks. revmatisme, ryggproblemer, skleroser eller Parkinson.



Hepro oppreisningsstol passer til alle som har behov for hjelp til oppreisning.

Stolens putesett er produsert i 2-lags skum for bedre trykkavlastning og enda bedre sittekomfort.

Flere justeringsmuligheter og bredt tilbehørsprogram.



Arbeidsstol og oppreisningsstol

Art. nr.

Vela Tango 100	VE6139
Hepro oppreisningsstol	N029440
Trekk til rygg og sete, Hepro løfte/hvilestol	N029073



etac®

"Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer,
uavhengig av fysiske omstendigheter"

For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se etac.no

Etac AS
Pb 249, 1501 Moss
Tel: 815 69 469
Mail: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

etac®
Creating Possibilities

